

MADITA-Fun

der moderne, integrative Therapiestuhl





Sehr geehrte Kundin - sehr geehrter Kunde,

An dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Kauf unseres Produkts danken.

Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr Schuchmann Team

Inhalt

1. Vorbereitung des Therapiestuhls für den Gebrauch.....	4
1.1 Auslieferung	4
1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch	4
1.3 Sicheres Entsorgen	4
1.3.1 Verpackung	4
1.3.2 Produkt.....	4
1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung	4
2. Produktbeschreibung	5
2.1 Materialinformationen	5
2.2 Handhabung/Transport	5
2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise	6
2.5 Ausstattung Grundmodell	6
2.6 Auflistung Zubehör	7
2.7 Produktübersicht	7
3. Einstellungen	8
3.1 Sitzhöhe	8
3.2 Sitzwinkel	9
3.3 Sitztiefe	9
3.4 Rückenneigung	9
3.5 Rückenhöhe	10
3.6 Armlehnen	10
3.7 Fußbank / Fußstützen	11
3.8 Laufrollen	12
4. Zubehör	12
4.1 Kopfstütze	12
4.2 Umsatzbau zum Kombiuntergestell	12
4.3 Abnehmbarer Rücken	13
4.4 Thoraxpelotten	14
4.5 Abklappbare Thoraxpelotten	14
4.6 Oberschenkelführung	14
4.7 Abduzierbare Beinführung	15
4.8 Einstellbare Beckenführung	15
4.9 Feststellbremse	16
4.10 Kippsicherung	16
4.11 Therapietisch	16
4.12 Knieabduktionskeil	16
4.13 Radstandsverlängerung	16
5. Instandhalten und Reinigen	17
5.1 Reinigen	17
5.2 Instandhaltung	17
5.3 Ersatzteile	17
5.4 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz	17
6. Technische Daten	18
7. Gewährleistung.....	18
8. Identifizierung	19
8.1 EG-Konformitätserklärung	19
8.2 Seriennummer/Herstellungsdatum	20
8.3 Produktversion	20
8.4 Ausgabe des Dokuments	20
8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler	20

1. Vorbereitung des Therapiestuhls für den Gebrauch

1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden.

Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers

Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Therapiestuhls, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten.

Polsterteile, insbesondere Armlehnen, können sich durch Sonneneinstrahlung unzulässig aufheizen. Decken Sie diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der Punkte 1.3.1 und 1.3.2.

1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produktes sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist.

Führen Sie die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu. Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Führen Sie die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu. (siehe Materialinformation unter 2.1)

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt.

2. Produktbeschreibung

2.1 Materialinformationen

Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezüge bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handhabung/Transport

Der Therapiestuhl ist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen ausgestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen sind. Stellen Sie sich anschließend neben den Therapiestuhl, greifen Sie ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an den gewünschten Platz.

Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf das kompakteste Maß (Fußbank hochklappen, Sitzhöhe auf niedrigste Einstellung etc.)



Ziehen Sie alle beweglichen Teile vor dem Tragen fest!



Das Kind darf sich nicht im Therapiestuhl befinden, während dieser transportiert wird!

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

Der Therapiestuhl MADITA-Fun ist für Kinder und Jugendliche konzipiert, die nicht frei sitzen oder stehen können, aber deren eingeschränkte Rumpfhaltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht ständig erfordert.

MADITA-Fun ist ein vielseitiger, mitwachsender Therapiestuhl für den Einsatz zu Hause, im Kindergarten und in der Schule und ist für alle Altersstufen vom Kleinkindalter bis zum Jugendlichen einsetzbar. Individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise



ACHTUNG!

- Achten Sie darauf, dass der Therapiestuhl nur von einem Kind/Jugendlichen genutzt wird.
- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenen und festem Untergrund.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport von Personen.
- Um ein sicheres Anheben beim Transport des Therapiestuhls zu gewährleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen ihn vorne und hinten an der Sitzfläche an. Dabei sollten alle beweglichen Teile festgezogen sein.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.
- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung der Begleitperson.
- Die max. Belastung (siehe Punkt 6) darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Aus Gründen des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle wie Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Kindes gefährden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein-/verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung müssen sich die Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl umgehen zu können.

2.5 Ausstattung Grundmodell

- inkl. Armlehnen, Fußbank, Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug
- Sitzhöhe einstellbar mit Gasdruckfederunterstützung (1200N, 800N bei Gr. 0)
- 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller
- Verstellmöglichkeiten: Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 500N), Rückenwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, winkel-, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, höhenverstellbare Rückenlehne, hochklappbare Fußbank, kniewinkel-, fußwinkel-, und höhenverstellbar

2.6 Auflistung Zubehör

- Kopfstütze
- abnehmbarer Rücken
- Thoraxpelotten (auch abklappbar)
- Oberschenkelführung
- einstellbare Beckenführung
- Therapietisch
- Knieabduktionskeil
- Umbausatz zum Kombiuntergestell
- zentrale Feststellbremse
- hydraulische Höhenverstellung
- elektrische Höhenverstellung
- Kippsicherung
- Inkontinenzbeschichtung
- Radstandsverlängerung
- Begurtungs-Montagesatz für den Sitzbereich
- Begurtungs-Montagesatz für den Rückenbereich
- Inkontinenzbeschichtung
- Fixationshilfen

2.7 Produktübersicht

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung wiederfinden.




3. Einstellungen


Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein-/verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

3.1 Sitzhöhe

Die Sitzhöhe wird mittels einer Gasdruckfeder verstellt. Um die Sitzhöhe nach oben zu verstellen, wird das Fußpedal (A) am Grundgestell betätigt. Durch leichtes Drücken gleitet die Sitzeinheit nach oben. Das Absenken wird durch Druck von oben auf den Sitz bei gleichzeitiger Betätigung des Fußpedals erreicht. Die Gasdruckfeder dient lediglich zur Unterstützung der Höhenverstellung. Das Fußpedal kann mit dem Zugspannstift (B) (zu finden auf der Innenseite des Fußpedals) gegen ungewollte Bedienung gesichert werden. Drehen Sie hierzu den Zugspannstift bis er einrastet. Unterstützen Sie eventuell durch leichtes Bewegen des Fußpedals das Einrasten. Die Arretierung wird aufgehoben, indem der Zugspannstift herausgezogen und um eine Viertelumdrehung verdreht wird.



Alternativ kann die Sitzhöhe mithilfe der hydraulischen Höhenverstellung eingestellt werden. Um den Therapiestuhl nach oben zu bringen, treten Sie so häufig auf das Pedal (C), bis der Stuhl in der gewünschten Höhe ist. Um den Therapiestuhl herunterzulassen, legen Sie den Fuß unter das Pedal (C) und drücken dieses nach oben.



Achten Sie darauf, dass während des Einstellens / Verstellens der Sitzhöhe keine Körperteile (Füße) in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik (zwischen Boden und Fußstütze des Therapiestuhles) gelangen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden

3.2 Sitzwinkel

Der Hebel für die Sitzwinkelverstellung ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Um die Sitzeinheit im Winkel zu verstellen, wird der Handauslöser (A) hinten unterhalb der Sitzschalenenaufnahme betätigt, indem man diesen waagrecht ineinander schiebt, bis er einrastet. Die Sitzeinheit kann nun in die aktive oder passive Position verstellt werden.



Optional kann der Auslösegriff (B) für die Sitzwinkelverstellung auch am Schiebebügel/-griff montiert werden. Zur Sitzwinkelverstellung betätigen Sie einfach den Auslösegriff (B).



3.3 Sitztiefe

Zum Einstellen der Sitztiefe lösen Sie die zwei Flügelschrauben (C) unterhalb der Sitzeinheit. Danach lässt sich die Sitzfläche stufenlos nach vorne oder hinten verschieben.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

3.4 Rückenneigung

Der Rücken lässt sich nach Lösen des Klemmhebels (D) auf der rechten Seite der Sitzeinheit im Winkel verstellen.



Achten Sie darauf, dass während des Einstellens / Verstellens der Rückenneigung keine Körperteile in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik gelangen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

3.5 Rückenhöhe

Lösen Sie die Zylinderkopfschraube (A) mit Innensechskant (M8) an der Rückseite und bringen den Rücken in die gewünschte Höhe.




3.6 Armlehnen

Die Armlehnen sind im Winkel, in der Höhe und in der Breite verstellbar.

Die Winkelverstellung erfolgt nach Lösen des Sterngriffes (B). Durch Lösen des Sterngriffes (C) lässt sich die Höhe einstellen.



Die Breitenverstellung erfolgt nach Lösen der beiden Madenschrauben (D), die sich auf der Unterseite der Sitzeinheit befinden.




Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

3.7 Fußbank / Fußstützen

Lösen Sie den Klemmhebel (A) unterhalb der Sitzfläche und bringen die Fußbank in die gewünschte Position. Mit Hilfe eines Rastergelenks kann die Position in kleinen Schritten verstellt werden.



Die Fußstützen lassen sich einzeln verstellen. Lösen Sie dazu die Klemmhebel (B) unterhalb der Sitzfläche und bringen die Fußstützen in die gewünschten Positionen. Mit Hilfe von zwei Rastergelenken können die Positionen in kleinen Schritten verstellt werden.



Der Fußwinkel lässt sich sowohl bei der Fußbank als auch bei den Fußstützen einstellen. Drehen Sie dazu die Innensechskantschrauben (C) hinein oder heraus.




Kontern Sie nach jeder Fußwinkeleinstellung die Muttern!

Die Fußstützenhöhe lässt sich sowohl bei der Fußbank als auch bei den Fußstützen stufenlos einstellen. Lösen Sie dazu die beiden Madenschrauben (D) und bringen die Fußbank / Fußstützen in die gewünschte Position.



Achten Sie bei der Höheneinstellung darauf, dass die Markierungen (E) nicht überschritten werden, um eine sichere Klemmung durch die Madenschrauben (D) gewährleisten zu können.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Klemmhebel und Madenschrauben wieder fest!

3.8 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsätzlich durch Abbremsen der 2 hinteren Laufrollen festgestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Drücken Sie dazu mit der Fußspitze die Bremsen (A) herunter.



Die Bremse dient nur zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Wegrollen auf ebenen Flächen!

4. Zubehör

4.1 Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in der Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar. Lösen Sie dazu die beiden Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (B) und bringen die Kopfstütze in die gewünschte Position.



4.2 Umsatzbau zum Kombiuntergestell

Bei Umrüstung von MADITA-Fun zum Kombiuntergestell werden die Kunststofflenkrollen durch 6" luftbereifte Lenkräder mit Lenkgabeln und 12 1/2" luftbereifte Trommelbremsräder ersetzt. Die Trommelbremse arbeitet luftdruckunabhängig. Sie ist in der Radnabe integriert und dadurch unzugänglich. Sie bietet der Begleitperson die Möglichkeit, beim Schieben mitzubremsen (besonders beim Bergabfahren) und das Untergestell festzustellen. Dies geschieht durch die beiden Bremshebel (C), die am Schiebegriff montiert sind. Das Einstellen der Trommelbremsen geschieht durch Herein- oder Herausdrehen der Stellschrauben. Sie befinden sich am unteren Ende der Bremszüge im Bremssattel. Diese Arbeit sollten Sie im Zweifelsfall Ihrem Fachhändler überlassen.



Handhabung Räder beim Kombiuntergestell

Grundsätzlich gilt:

Hoher Luftdruck:	Geringer Rollwiderstand / weniger Federungskomfort
Niedriger Luftdruck:	Höherer Rollwiderstand / mehr Federungskomfort

4.3 Abnehmbarer Rücken

Der abnehmbare Rücken lässt sich an der Rückseite des Therpiestuhls bedienen. Lösen Sie dazu den Drehgriff (A), drücken die Arretierungshebel (B) zusammen und entnehmen dann den Rücken.



Die Funktion des abnehmbaren Rückens kann in den Therapieplan eingebaut und auch für kurze Zeitabschnitte genutzt werden, da der Rücken mitsamt der Kopfstütze schnell wieder aufzustecken ist und dem Kind bei Ermüdung Anlage und Unterstützung bietet.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraubverbindungen wieder fest!

4.4 Thoraxpelotten

Die Thoraxpelotten sind individuell in der Höhe und Breite einstellbar. Lösen Sie dazu die beiden Linsenkopfschrauben mit Innensechskant (A) und bringen die Thoraxpelotten in die gewünschte Position.



4.5 Abklappbare Thoraxpelotten

Die abklappbaren Thoraxpelotten lassen sich für ein leichtes Hereinsetzen zur Seite abklappen.

Drücken Sie bitte dafür seitlich an der Thoraxpelotte den roten Druckknopf (B) oberhalb des Gelenkes und schwenken die Pelotte zur Seite weg.




Achten Sie beim Zurückklappen darauf, dass die Thoraxpelotte einrastet!

4.6 Oberschenkelführung


Die Polster der Oberschenkelführung sind individuell in der Breite und Tiefe einstellbar.

Zum Einstellen der Breite lösen Sie die Muttern (C) unterhalb der Sitzfläche und bringen die Oberschenkelführungspolster in die gewünschte Position.



Die Tiefeneinstellung ist, außer bei der Standardversion der Gr. 0 mit einstellbarer Beckenführung, bei jeder Oberschenkelführung möglich.

Zum Einstellen der Tiefe öffnen Sie bitte die Reißverschlüsse (D), lösen die 3 Linsenkopfschrauben (E) mit Innensechskant und bringen das Polster in die gewünschte Position.




Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!


4.7 Abduzierbare Beinführung

Die abduzierbare Beinführung ermöglicht eine medizinisch notwendige Abduktion der Oberschenkel und den Ausgleich einer Sitztiefendifferenz.

Zum Einstellen der Beinführung lösen Sie bitte die Muttern (A) unterhalb der Sitzfläche



und bringen die Beinführungen in die gewünschte Position. Sie können leicht den Abduktionswinkel (1), die Oberschenkelbreite (2) und auch den Beinlängenausgleich bzw. Sitztiefendifferenz (3) während das Kind im Therapiestuhl sitzt.



über die Langlöcher einstellen,



4.8 Einstellbare Beckenführung

Die einstellbare Beckenführung lässt sich in der breite einstellen, bietet dem Kind viel Sicherheit und positioniert das Becken.

Lösen Sie zunächst die Zylinderkopfschraube auf der Rückseite des Therapiestuhls an der Unterkante des Covers (B). Drücken Sie danach vorne das Polster leicht nach unten und lösen auch die Innensechskantschraube (C).

Setzen Sie nun bitte das Kind in den Stuhl und bringen die einstellbare Beckenführung in die gewünschte Position. Ziehen Sie erst die Zylinderkopfschraube (B) wieder fest und nehmen erst dann das Kind wieder heraus.

Jetzt brauchen Sie nur noch die Innensechskantschraube (C) festziehen und dann können das Kind wieder hereinsetzen.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!

4.9 Feststellbremse

Die Feststellbremse ist vom Nutzer selbst bedienbar. Wird der Hebel (A) heruntergedrückt, ist die Bremse gelöst. Steht der Hebel (A) nach oben, greift die Bremse.




4.10 Kippsicherung

Die Kippsicherung ist in der Höhe verstellbar. Um die Höhe einzustellen, öffnen Sie den Hebel (B), positionieren Sie die Kippsicherung auf die gewünschte Höhe und schließen Sie den Hebel wieder.



4.11 Therapietisch

Der Therapietisch ist in der Höhe und Tiefe einstellbar. Die Höheneinstellung erfolgt über die Verstellung der Armlehnen (siehe Punkt 3.6). Für die Tiefeneinstellung lösen Sie die Flügelschraube (C) und bringen den Therapietisch in die gewünschte Position. Um den Therapietisch zur Seite zu klappen, z.B. beim Ein- und Aussteigen des Kindes, lösen Sie die Flügelschrauben (C+D), schwenken den Tisch nach oben weg (E) und führen diesen an die Seite des Therapiestuhls.



4.12 Knieabduktionskeil

Der Knieabduktionskeil ist mittels einer Steckachse vorne an der Sitzplatte zu montieren. Drücken Sie den Knopf (F) an der Steckachse und der Abduktionskeil kann leicht abgenommen bzw. eingesetzt werden. Beim Einsetzen des Abduktionskeils muss ein Einrasten mit deutlichem „Klick“ erfolgen.



4.13 Radstandsverlängerung

Die Radstandsverlängerung ist nicht einstellbar! Sie dient einzig der Standsicherheit, besonders bei größeren Sitzschalen und bei extrem nach hinten geneigtem Sitzwinkel.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!

5. Instandhalten und Reinigen

5.1 Reinigen

Alle Rahmenelemente bitte mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen. Die Bezüge sind abnehmbar und können bei 30° in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte die Bezüge nicht im Trockner trocknen und keine scharfen Putzmittel oder Ähnliches verwenden. Beachten Sie bitte diesbezüglich auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf www.schuchmann-reha.de/MADITA-Fun.

5.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig den Therapiestuhl auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe 8.5).

5.3 Ersatzteile

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer des Therapiestuhls an den ausliefernden Fachhändler (siehe 8.5). Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.


5.4 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, beträgt bis zu „8“ Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z. B. Bezüge, Räder, Batterien,.....

Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsatzbarkeit obliegt dem Fachhandel.

Der Therapiestuhl ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bitte führen Sie vor Weitergabe die unter Kapitel 5 genannten Reinigungs- und Desinfektionshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das kompakteste Maß einzustellen.

6. Technische Daten

		Maße - Grundmodell			
					
		MADITA-Fun Gr. 0	MADITA-Fun Gr. 1	MADITA-Fun Gr. 1 b	MADITA-Fun Gr. 2
A	Sitztiefe	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
B	Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
C	Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
C	Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
D	Sitzhöhe	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm
	Sitzhöhe m. elektr. Höhenverst.	32 - 62 cm	32 - 62 cm	32 - 62 cm	32 - 62 cm
	Sitzhöhe m. hydr. Höhenverst.	27 - 63 cm	27 - 63 cm	27 - 63 cm	27 - 63 cm
E	Unterschenkellänge	17 - 24 cm	22 - 32 cm	27 - 38 cm	30 - 48 cm
F	Breite gesamt	52 cm	54 cm	64 cm	64 cm
G	Länge Grundrahmen	58 cm	61 cm	75 cm	75 cm
	Sitzwinkel	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
	Rückenwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	max. Belastung	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
	Gewicht	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg

7. Gewährleistung

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

8. Identifizierung

8.1 EG-Konformitätserklärung

Firma **Schuchmann GmbH & Co.KG**
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0)54 05 / 909 - 0
Fax: +49 (0)54 05 / 909 - 109



erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Produktklasse 1

„MADITA-FUN“ - der moderne, integrative Therapiestuhl

Art.-Nr.:	74 00 000 (Gr. 0)	74 01 100 (Gr. 1b)
	74 01 000 (Gr. 1)	74 02 000 (Gr. 2)

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:

- EG Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte vom 14. Juni 1993
- DIN EN 12182 Technische Hilfen für behinderte Menschen
- EN ISO 14971 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und ist gültig bis zum 01.10.2016.

Datum 27.08.2014



Unterschrift 

Name Torsten Schuchmann

Funktion Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte

8.2 Seriennummer/Herstellungsdatum

Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).



8.3 Produktversion

Der Therapiestuhl MADITA-FUN ist in drei Größen erhältlich und kann durch vielfältiges Zubehör ergänzt werden (siehe Punkt 3).

8.4 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung MADITA-FUN - Änderungsstand E; Ausgabe 02.2016

8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



Schuchmann GmbH & Co. KG
 Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
 Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
 info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert:

