

permobil | SEATING + POSITIONING

ROHO® Hybrid Elite® Cushion
Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for future reference.

shape fitting technology®

ROHO® Hybrid Elite® Kissen

Bedienungsanleitung

Händler: Diese Anleitung muss dem Benutzer des Produkts übergeben werden.

Benutzer (Patient oder Pflegeperson): Bitte vor Ingebrauchnahme dieses Produkts diese Anleitung durchlesen und gut aufbewahren.

Inhaltsangabe

Verwendungszweck	29
Wichtige Sicherheitsinformationen	29-30
Im Lieferumfang enthaltene Teile	30
Kissenjustierung	31
Bezug abziehen und ersetzen Kisseneinsatz entfernen und ersetzen	32
Schaumstoffeinsatz entfernen und ersetzen	33
Reinigung und Desinfektion	34
Fehlerbehebung	35
Lagerung, Entsorgung und Recycling Beschränkte Garantie	
Produktspezifikationen	36



ROHO, Inc., 100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.

U.S.A.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundendienst: orders.roho@permobil.com

Außerhalb der USA.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-Produkte können durch mehrere US- und ausländische Patente und Handelsmarken geschützt sein, darunter: ROHO®, DRY FLOATATION®, shape fitting technology®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Smart Check® und Sensor Ready™. Zytel® sind eingetragene Handelsmarken von DuPont.

ROHO, Inc. bemüht sich um laufende Verbesserung seiner Produkte und behält sich daher das Recht vor, die in diesem Dokument gezeigten Spezifikationen zu ändern. Die aktuelle Version dieses Dokuments steht auf der Website permobilus.com zur Verfügung.

© 2009, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 06/19/2018

Verwendungszweck

Das ROHO® Hybrid Elite® Kissen (Hybrid Elite-Kissen) besitzt anpassbare Luftzellen mit Rollstuhlauflege und kombiniert den ROHO DRY FLOATATION® Kissenersatz mit Zellaufbau mit einer Schaumstoffunterlage und passt sich der Form des Rollstuhlfahrers zum Schutz von Haut/Weichgewebe, zur Positionierung und Erleichterung der Wundheilung im Belastungsbereich des Beckens an. Es gibt eine Gewichtsbegrenzung von 255 kg und die Größe des Polsters muss der des Patienten entsprechen. Das Hybrid Elite-Kissen muss mit dem mitgelieferten Bezug verwendet werden. Folgende Kissenmodelle sind verfügbar:

- ROHO® Hybrid Elite SR™ Kissen (Hybrid Elite SR)
- ROHO® Hybrid Elite® Zweikammerkissen (Hybrid Elite Zweikammerkissen)

ROHO, Inc. empfiehlt, einen Arzt mit Erfahrung in richtigen Sitzhaltungen, Positionierung und Mobilität zu Rate zu ziehen, um zu bestimmen: 1) ob das Kissen für den Patienten geeignet ist, und 2) ob bei der Verwendung des Kissens mit einem Rollstuhl eine stabile Sitzunterlage erforderlich ist.

Das Hybrid Elite SR Kissen ist mit Smart Check® by ROHO® kompatibel.

ROHO Medizin-Produkte sind als Teil einer komplexen Betreuung gedacht. Ein Arzt sollte entsprechende Produktempfehlungen daher auf Grundlage der Einschätzung des Bedarfs jeder Einzelperson an medizinischer und therapeutischer Betreuung sowie dem insgesamt Krankheitsbild machen. Ein Arzt sollte zudem beurteilen, ob Probleme beim Sehen oder Lesen bzw. kognitive Probleme bestehen, um bestimmen zu können, ob die Pflegeperson Hilfe bei der Produktverwendung benötigt, unter anderem durch Bereitstellung einer Gebrauchsanleitung in großer Druckschrift.

Wichtige Sicherheitsinformationen



Warnhinweise

- Haut-/Weichgewebeschäden sind je nach Patient unterschiedlich und haben verschiedene Ursachen. Prüfen Sie die Haut regelmäßig, mind. einmal am Tag. Rötung, Blutergüsse oder dunkle Stellen (im Vergleich zur normalen Haut) können das Einsetzen eines oberflächlichen oder Weichgewebezerrfalls anzeigen und müssen behandelt werden, die Nutzung des Produkts sofort EINSTELLEN. Wenn Verfärbungen NICHT innerhalb von 30 Minuten nach Entfernen des Produkts verschwinden, sollten Sie sofort einen Arzt oder Gesundheitsexperten aufsuchen.
- Das Kissen und der Bezug MÜSSEN die richtige Größe aufweisen und gemäß dieser Gebrauchsanleitung verwendet werden. FALLS NICHT: 1) kann der Nutzeffekt des Kissens beeinträchtigt oder aufgehoben werden, was eine erhöhte Gefahr für die Haut und andere Weichgewebe bedeutet, und 2) für den Patienten erhöht sich die Sturzgefahr aus dem Rollstuhl.
- Verwenden Sie Ihr Kissen NICHT in Verbindung mit oder auf anderen Produkten bzw. Materialien, sofern dies nicht in dieser Gebrauchsanleitung angegeben ist. Dadurch könnte der Benutzer aus dem Gleichgewicht geraten und möglicherweise fallen.
- Legen Sie KEINE Materialien (außer einem von ROHO bereitgestellten Kissenbezug) zwischen Person und Kissen. Die Wirksamkeit des Produkts könnte sonst eingeschränkt werden.
- Verwenden Sie die Bestandteile dieses Produktes NICHT getrennt voneinander. Das Kissen muss zusammen mit allen zugehörigen Komponenten verwendet werden.
- Dieses Kissen darf AUF KEINEN FALL als Rettungsschwimmkörper (z. B. als Rettungsinsel) verwendet werden. Es trägt Sie NICHT im Wasser.
- Die Kissenoberfläche passt sich an die Umgebungstemperatur an. Treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere wenn das Kissen mit ungeschützter Haut in Kontakt kommt.
- Vermeiden Sie folgendes Aussetzen des Produkts zu großer Hitze, offenen Flammen oder heißer Asche. Testbestätigungen oder Zertifizierungserklärungen, einschließlich solcher in Bezug auf Entflammbarkeit, gelten für dieses Produkt womöglich nicht mehr, wenn es mit anderen Produkten oder Materialien verwendet wurde. Überprüfen Sie alle Testbestätigungen oder Zertifizierungserklärungen sämtlicher Produkte, die gemeinsam mit diesem Gerät verwendet werden.
- Sollten Sie nicht in der Lage sein dies durchzuführen, fordern Sie Unterstützung an.



Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie AUF KEINEN FALL eine Pumpe, einen Bezug oder ein Reparaturkit von einem anderen Lieferanten als ROHO, Inc. Ansonsten kann die Produktgarantie erlöschen.
- Das Kissen oder seine Komponenten DÜRFEN NICHT modifiziert werden. Diese könnten möglicherweise beschädigt werden und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Ölbasierete Lotionen oder Lanolin DÜRFEN NICHT in Kontakt mit dem Kissen kommen. Dies kann das Material beeinträchtigen.



Wichtige Sicherheitsinformationen, Fortsetzung

! Vorsichtsmaßnahmen, Fortsetzung

- Längere Ozonbelastung kann die im Kissen verwendeten Materialien zersetzen, dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und eventuelle Garantieansprüche nichtig machen.
- Höhenveränderungen erfordern möglicherweise eine Druckanpassung Ihres Kissens.
- Das Kissen von scharfen Gegenständen fernhalten.
- Sollte das Kissen Temperaturen unter 32 °F (0 °C) ausgesetzt und ungewöhnlich steif geworden sein, warten Sie solange ab, bis es sich wieder auf Raumtemperatur erwärmt hat.
- Überprüfen Sie die Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen und gegebenenfalls ersetzen. Siehe FEHLERBEHEBUNG.
- Das Ventil oder die Schnelltrennung dürfen NICHT zum Tragen oder Ziehen des Kissens verwendet werden. Tragen Sie das Kissen entweder mit dem Tragegriff am Bezug oder halten Sie es an der Unterseite fest.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Verpackungsinhalt:



Für die Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Produkthanbieter oder ROHO, Inc.

Kissenjustierung

Das Hybrid Elite SR ist mit der Sensor Ready-Technologie ausgestattet und kann mit dem Smart Check von ROHO (ein Kissen-Feedback-System) verwendet werden. Mit Smart Check können der korrekte Luftdruck für die Personen bestimmt sowie ihre Kissen überprüft werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den Kundendienst.

Hinweis: Falls Sie ein Smart Check by ROHO besitzen, BEENDEN SIE HIER und finden in der *Smart Check® by ROHO® Bedienungsanleitung* weitere Informationen.





Wichtige Sicherheitsinformationen:

- Überprüfen Sie den Druck mindestens einmal am Tag!
- Verwenden Sie KEIN ungenügend aufgeblasenes oder zu stark aufgeblasenes Kissen, weil dadurch die Wirkung des Produkts beeinträchtigt oder aufgehoben werden kann, was eine erhöhte Gefahr für Haut und andere Weichgewebe bedeuten kann. Wenn aus dem Kissen offensichtlich Luft entweicht oder Sie das Kissen nicht aufpumpen bzw. die Luft daraus ablassen können, lesen Sie unter PROBLEMBEHEBUNG nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer, Händler oder ROHO, Inc.
- Befestigen Sie – wenn möglich – den Bezug mit Klettverschlüssen an der Sitzoberfläche.

Hinweis: Für Zweikammerkissen alle Schritte für beide Ventile wiederholen.



1. Legen Sie das Kissen auf den Rollstuhl. Achten Sie darauf, dass die Luftzellen nach oben zeigen und die rutschfeste Oberfläche des Bezugs nach unten.
2. Öffnen Sie die Bezugklappe* und schieben Sie den Gummistutzen der Handpumpe über das Ventil. Drücken Sie den Gummistutzen zusammen, öffnen Sie das Füllventil und blasen Sie die Luftzellen auf.
*Beim Anleitung für Inkontinenzbezug, Reißverschluss öffnen.
3. Wenn sich die Luftzellen leicht zu wölben beginnen, drücken Sie den Gummistutzen der Handpumpe zusammen und schließen Sie das Ventil vollständig. Entfernen Sie die Handpumpe.
4. Der Patient sollte im Rollstuhl seine normale Sitzhaltung einnehmen. Achten Sie darauf, dass Knochenvorsprünge durch die Luftzellen unterstützt werden.
5. Schieben Sie Ihre Hand zwischen das Kissen und den Patienten. Heben Sie leicht das Bein und ertasten Sie den am tiefsten liegenden Knochenvorsprung. Senken Sie das Bein dann wieder in die normale Sitzstellung ab.
6. Öffnen Sie das Ventil, um Luft abzulassen; belassen Sie Ihre Hand dabei unter dem am tiefsten gelegenen Knochenvorsprung des Benutzers. Lassen Sie solange Luft ab, bis Sie Ihre Fingerspitzen gerade noch bewegen können. Schließen Sie das Ventil.



--- = ½ - 1 Zoll (1,5 - 2,5 cm)
Der empfohlene Abstand zwischen dem Patienten und der Sitzoberfläche beträgt.



Warnhinweise: Sorgen Sie dafür, dass zwischen der Kissenunterseite und den untersten Knochenvorsprüngen des Patienten mindestens 1,5 cm (½ Zoll) Abstand ist.



Bezug abziehen und ersetzen

Bezug abziehen:

1. Öffnen Sie den Reißverschluss.
2. Nur für Standardbezüge: Öffnen Sie die Bezugklappe. Greifen sie in den Bezug und ziehen Sie das Ventil durch die Ventilöffnung in den Bezug. Für die andere Seite wiederholen.
3. Entfernen Sie den Bezug vom Kissen.

Bezug ersetzen:





Warnung: Stellen Sie vor dem Anbringen des Bezugs sicher, dass Schaumstoffeinsatz und Kisseneinsatz korrekt positioniert und gut befestigt sind. Siehe **SCHAUMSTOFFEINSATZ AUSTAUSCHEN** und **KISSENEINSATZ AUSTAUSCHEN**.

Anleitung für Standardbezug	Anleitung für Inkontinenzbezug
1. Öffnen Sie den Reißverschluss und achten Sie darauf, dass die rutschfeste Unterseite des Bezugs nach unten zeigt und stecken Sie das Kissen in den Bezug.	
2. Die Rückseite des Kissens zeigt zum Reißverschluss.	2. Die Vorderseite des Kissens zeigt zum Reißverschluss.
3. Öffnen Sie die Bezugklappe. Greifen Sie in den Bezug und drücken Sie das Ventil durch die Ventilöffnung unterhalb der Bezugklappe. Schließen Sie die Bezugklappe. Für die andere Seite wiederholen.	3. Verstauen Sie den gesamten Schlauch im Bezug.
4. Schließen Sie den Reißverschluss des Bezugs. Wenn die Klettverschlüsse vor dem Waschen abgenommen wurden, bringen Sie diese wieder an.	

Kisseneinsatz entfernen und ersetzen



Kisseneinsatz entfernen:

1. Entfernen Sie den Bezug vom Kissen. Siehe **BEZUG ABZIEHEN**.
2. Schieben Sie den Ventilschlauch durch die Lasche auf dem Schaumstoffeinsatz.
3. Entfernen Sie den Ventilschlauch von der Kerbe in der Schaumstoffunterlage und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Loch in der Ecke der Schaumstoffunterlage.
4. Entfernen Sie den Kisseneinsatz von der Schaumstoffunterlage.



Kisseneinsatz austauschen:



1. Legen Sie den Kisseneinsatz auf die Schaumstoffunterlage, sodass er mit den Klettverschlüssen ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, dass der Kisseneinsatz mittig liegt. Nach unten drücken, um den Kisseneinsatz fest auf der Schaumstoffunterlage zu befestigen.
2. Stecken Sie den Ventilschlauch durch das Loch in der Ecke der Schaumstoffunterlage. Für die andere Seite wiederholen.
3. Schieben Sie den Ventilschlauch durch die Lasche auf dem Schaumstoffeinsatz und drücken Sie den Schlauch in die Kerbe der Schaumstoffunterlage. Für die andere Seite wiederholen.
4. Bestätigen Sie die korrekte Positionierung des Schaumstoffeinsatzes. Siehe **SCHAUMSTOFFEINSATZ AUSTAUSCHEN**.
5. Bezug wieder anbringen. Siehe **BEZUG AUSTAUSCHEN**.



Schaumstoffeinsatz entfernen und ersetzen

Schaumstoffeinsatz entfernen:

1. Entfernen Sie den Bezug vom Kissen. Siehe BEZUG ABZIEHEN.
2. Schieben Sie den Ventilschlauch aus dem Klettverschluss auf dem Schaumstoffeinsatz. Auf der anderen Seite wiederholen.
3. Drehen Sie den Kissenbezug um, sodass die Zellen nach unten zeigen und die Unterseite der Schaumstoffunterlage nach oben.
4. Ziehen Sie das Klettband vom Schaumstoffeinsatz von den Klettverschlüssen auf der Unterseite der Schaumstoffunterlage weg. Für die andere Seite wiederholen.
5. Drehen Sie den Kissenbezug um, sodass die Zellen nach oben zeigen und die Unterseite der Schaumstoffunterlage nach unten. Lösen Sie den Schaumstoffeinsatz von der Schaumstoffunterlage, indem Sie diesen von den Klettverschlüssen wegziehen.






Schaumstoffeinsatz austauschen:



Warnung: Der Schaumstoffeinsatz muss korrekt auf der Schaumstoffunterlage positioniert werden.

Hinweis: Wurde der Kisseinsatz von der Schaumstoffunterlage entfernt, bringen Sie den Kisseinsatz vor dem Schaumstoffeinsatz wieder an. Siehe KISSENEINSATZ AUSTAUSCHEN.

1. Positionieren Sie den Schaumstoffeinsatz auf der Schaumstoffunterlage.
 - a. Der Schaumstoffeinsatz befindet sich neben, aber nicht auf den Luftzellen. (A)
 - b. Der Schaumstoffeinsatz ist mit dem vorderen Rand der Schaumstoffunterlage ausgerichtet, überschreitet diesen aber nicht. (B)
 - c. Der Schaumstoffeinsatz wird auf der Schaumstoffunterlage mittig ausgerichtet.
2. Sobald dieser mittig ausgerichtet ist, den Schaumstoffeinsatz nach unten drücken, um diesen fest auf der Schaumstoffunterlage zu befestigen.
3. Schieben Sie den Ventilschlauch durch die Lasche auf dem Schaumstoffeinsatz. Drücken Sie den Schlauch bei Bedarf zurück in die Einkerbung. Für die andere Seite wiederholen.
4. Drehen Sie den Kissenbezug um, sodass die Zellen nach unten zeigen und die Unterseite der Schaumstoffunterlage nach oben.
5. Ziehen und befestigen Sie die Klappen des Schaumstoffeinsatzes an den Klettverschlüssen auf der Unterseite der Schaumstoffunterlage.
6. Drehen Sie den Kissenbezug um, sodass die Zellen nach oben zeigen und die Unterseite der Schaumstoffunterlage nach unten.
7. Bezug wieder anbringen. Siehe BEZUG AUSTAUSCHEN.



Reinigung und Desinfektion



Warnhinweise:

- Reinigung und Desinfizieren sind separate Verfahren. Die Reinigung muss vor dem Desinfizieren erfolgen. Vor Verwendung an einem anderen Patienten: Reinigen, desinfizieren und prüfen Sie das Produkt auf ordnungsgemäße Funktion.
- Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise auf dem Bleichmittelbehälter und keimtötenden Desinfektionsmittel.
- **AUF KEINEN FALL darf Wasser oder Reinigungslösung in das Kissen eindringen.** Wasser in diesen Kissen kann zu Schäden am Smart Check und Gefahr für den Benutzer führen.
- **Hinweis zur Sterilisation:** Hohe Temperaturen führen zu vorzeitiger Alterung und beschädigen das Produkt. ROHO Produkte werden nicht steril geliefert, noch müssen Sie vor Gebrauch sterilisiert werden. Sollte Ihr Einrichtungsprotokoll Sterilisation vorschreiben: Befolgen Sie zunächst die Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion. Dann öffnen Sie die das Füllventil und verwenden die geringstmögliche Temperatur zur Sterilisierung, jedoch keinesfalls über 70°C (158°F) für den geringstmögliche Zeitraum. **NICHT** autoklavieren.

Bezugpflege: Vor der Reinigung und Desinfektion den Bezug vom Kissen abnehmen. Die Klebbänder von der Bezugunterseite abnehmen.

Reinigung des Bezugs: In der Waschmaschine mit kaltem Wasser (30 °C) und einem milden Waschmittel waschen, sanft schleudern oder mit einem neutralen Reinigungsmittel und kaltem Wasser waschen. Im Trockner bei reduzierter Temperatur trocknen.



Desinfektion des Bezugs: Handwäsche in kaltem Wasser (30 °C) mit 1 Teil Haushaltsbleiche in 9 Teilen Wasser. Lassen Sie die Bleichlösung 10 Minuten lang auf das Produkt einwirken, dann gründlich ausspülen. Oder Maschinenwäsche, heiß (60 °C). Im Trockner bei reduzierter Temperatur trocknen



Pflegevorschriften für die Bezüge: Ventil(e) muss (müssen) geschlossen sein. • Wasser oder Reinigungslösung **DARF NICHT** in den Kisseinsatz eindringen. Den Kisseinsatz, Schaumstoffeinsatz oder die Schaumstoffunterlage **NICHT** mit der Maschine waschen oder im Trockner trocknen. • Die Verwendung der folgenden Mittel kann das Kissen beschädigen: Scheuermittel (Stahlwolle, Topfreiniger); ätzende Maschinenspülmittel; Reiniger mit Erdölestillaten oder organischen Lösungsmitteln, einschließlich Aceton, Toluol, Methyläthylketone (MEK), Naphtha, Trockenreinigungsmittel, Klebstoffentferner, ölbasierte Lotionen, Lanolin oder phenolbasierte Desinfektionsmittel, Ozongas, Reinigungsmethoden mit ultravioletem Licht.

Reinigung des Kisseinsatzes: Den Kisseinsatz vorsichtig von der Schaumstoffunterlage entfernen. Schließen Sie die Ventile. Handwäsche in milder Flüssigseife, Geschirrspülmittel, Waschmittel oder Mehrzweckreiniger. (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Produktetikett.) Reiben Sie vorsichtig alle Oberflächen mit einer Bürste mit weichen Kunststoffborsten, einem Schwamm oder Tuch ab. Mit sauberem Wasser abspülen. Lufttrocknen. **NICHT** direktem Sonnenlicht aussetzen.



Achtung: Gründlich ausspülen. Waschmittelrückstände können dazu führen, dass Luftzellen zusammenkleben.

Desinfektion des Kisseinsatzes: Reinigungsanweisungen mit einem Teil Haushaltsbleiche in 9 Teilen Wasser wiederholen. Lassen Sie die Bleichlösung 10 Minuten lang auf das Produkt einwirken, dann gründlich ausspülen. Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Lufttrocknen.

Reinigung und Desinfektion der geformten Schaumstoffunterlage: Bezug, Schaumstoffeinsatz und Kisseinsatz abziehen. Zur Reinigung vorsichtig mit einem feuchten Tuch und einem Haushaltsreiniger abwischen, dann mit kaltem sauberem Wasser abspülen. Zur Desinfektion die Reinigungsanweisungen befolgen, statt dem Haushaltsreiniger jedoch ein Desinfektionsmittel verwenden. Nach der Reinigung oder Desinfektion den Schaumstoff an der Luft gut trocknen lassen und erst danach den Bezug wieder aufziehen.



Reinigung und Desinfektion des Schaumstoffeinsatzes: Zur Reinigung ein Tuch nass machen und auswringen, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Vorsichtig mit dem Tuch und Haushaltsreiniger abwischen. Danach mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch erneut abwischen. Zur Desinfektion die Reinigungsanweisungen befolgen, statt dem Haushaltsreiniger jedoch ein Desinfektionsmittel verwenden. Nach der Reinigung oder Desinfektion den Schaumstoff an der Luft gut trocknen lassen und erst danach den Bezug wieder aufziehen.



Dieses Symbol bedeutet „Mit einem feuchten Tuch abwischen“.

Fehlerbehebung

Für weitere Hilfe wenden Sie sich bitte an Ihren Produkthanbieter, Ihren Händler oder an ROHO, Inc.

Hält keine Luft - Überprüfen Sie das Ventil und den Schlauch auf Schäden. Achten Sie darauf, dass das (die) Ventil(e) vollständig geschlossen ist (sind) (im Uhrzeigersinn drehen) Suchen Sie nach Löchern im Kissen. Wenn sehr kleine oder keine Löcher sichtbar sind, befolgen Sie die Anweisungen im Reparaturkit des Produkts. Bei Schäden an Ventil, Ventilschlauch oder bei größeren Löchern und Undichtigkeiten, sehen Sie die Beilage „Eingeschränkte Garantie“, die dem Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Kissen kann nicht aufgeblasen werden bzw. Luft auslassen nicht möglich - Achten Sie darauf, dass das (die) Ventil(e) offen ist (sind). Überprüfen Sie das (die) Ventil(e) und den (die) Schlauch (Schläuche) auf Schäden.

Unbequem/Instabil - Überprüfen Sie, dass:

- die Luftzellen nicht zu stark aufgeblasen sind.
- Schaumstoffeinsatz und Kisseinsatz sind korrekt auf der Schaumstoffunterlage platziert.
- die Luftzellen und die Bezugerseite nach oben zeigen.
- das Kissen direkt unter dem Benutzer liegt.
- der Schaumstoffeinsatz überlappt nicht die Luftzellen.
- das Kissen auf die Größe des Patienten und des Rollstuhls abgestimmt ist.

Der Patient sollte mindestens eine Stunde lang auf dem Kissen gesessen haben, damit er sich an das Kissen gewöhnt.

Das Kissen verrutscht auf dem Rollstuhl - Vergewissern Sie sich, dass die rutschfeste Unterseite des Bezugs nach unten weist. Siehe Etikett auf dem Kissen und dem Bezug, um das Kissen richtig auszurichten. Kissen mit Klettverschlüssen am Rollstuhl befestigen.

Komponente ist beschädigt - Kontaktieren Sie den Kundendienst, um Ersatz anzufordern.

Lagerung, Entsorgung und Recycling

Lagerung: Das Produkt vor dem Aufbewahren reinigen und desinfizieren. Öffnen Sie das (die) Ventil(e). Lassen Sie die Luft aus dem Produkt aus. Lagern Sie das Produkt in einem Behälter, der das Produkt vor Feuchtigkeit, Verunreinigungen und Beschädigung schützt.

Entsorgung: Die Komponenten des Produkts in dieser Anleitung stellen keine bekannten Umweltgefahren dar, wenn sie ordnungsgemäß verwendet und gemäß den örtlichen/regionalen Bestimmungen entsorgt werden. Verbrennung muss in einem qualifizierten, lizenzierten Abfallentsorgungsbetrieb geschehen.

Recycling: Kontaktieren Sie einen lokalen Recyclingbetrieb, um die Recycling-Möglichkeiten für das Produkt in Erfahrung zu bringen. Für weitere Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an ROHO, Inc.

Beschränkte Garantie

Laufzeit beschränkte Garantie: 24 Monate ab Originalkaufdatum. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Einstiche, Risse und Brandlöcher und sie bezieht sich auch nicht auf den abnehmbaren Bezug. Lesen Sie auch die Beilage „Eingeschränkte Garantie“, die dem Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Produktspezifikationen

Materialien: Kisseinsatz: Neopren, Latex-frei; Ventil: Zytel; Schaumstoffunterlage: geschlossenzelliger Polyäthylenschaum; Standardbezug: bi-elastisch, Seiten aus Stoff, mit einem Reißverschluss an der Rückseite des Bezugs und eine rutschfeste Unterseite des Bezugs mit Klettverschlüssen hilft, das Kissen am Rollstuhl zu fixieren; Inkontinenzbezug: bi-elastisch, wasserundurchlässige Oberseite und Seiten mit einem Reißverschluss an der Vorderseite des Bezugs und eine rutschfeste Unterseite des Bezugs mit Klettverschlüssen hilft, das Kissen am Rollstuhl zu fixieren. Siehe auch das Etikett mit den Pflegehinweisen für weitere Informationen zu den Materialien sowie den Vorschriften zur Entflammbarkeit.


Größentabelle					
Kissen		Schaumstoffunterlage			
Einzelventil	Doppelventil	Breite (Zoll)	Tiefe* (Zoll)	Breite (cm)	Tiefe* (cm)
1RHE1414C-SR	2RHE1414C	13¾	14¾	35,0	37,5
1RHE1415C-SR	2RHE1415C	13¾	15¾	35,0	40,0
1RHE1416C-SR	2RHE1416C	13¾	16¾	35,0	43,0
1RHE1515C-SR	2RHE1515C	14¾	15¾	37,5	40,0
1RHE1516C-SR	2RHE1516C	14¾	16¾	37,5	43,0
1RHE1517C-SR	2RHE1517C	14¾	17¾	37,5	45,0
1RHE1615C-SR	2RHE1615C	15¾	15¾	40,0	40,0
1RHE1616C-SR	2RHE1616C	15¾	16¾	40,0	43,0
1RHE1617C-SR	2RHE1617C	15¾	17¾	40,0	45,0
1RHE1618C-SR	2RHE1618C	15¾	18¾	40,0	48,0
1RHE1620C-SR	2RHE1620C	15¾	20¾	40,0	53,0
1RHE1716C-SR	2RHE1716C	16¾	16¾	43,0	43,0
1RHE1717C-SR	2RHE1717C	16¾	17¾	43,0	45,0
1RHE1718C-SR	2RHE1718C	16¾	18¾	43,0	48,0
1RHE1720C-SR	2RHE1720C	16¾	20¾	43,0	53,0
1RHE1816C-SR	2RHE1816C	17¾	16¾	45,0	43,0
1RHE1817C-SR	2RHE1817C	17¾	17¾	45,0	45,0
1RHE1818C-SR	2RHE1818C	17¾	18¾	45,0	48,0
1RHE1820C-SR	2RHE1820C	17¾	20¾	45,0	53,0
1RHE2017C-SR	2RHE2017C	19¾	17¾	50,0	45,0
1RHE2018C-SR	2RHE2018C	19¾	20¾	50,0	48,0
1RHE2020C-SR	2RHE2020C	19¾	20¾	50,0	53,0
1RHE2218C-SR	2RHE2218C	21¾	18¾	55,5	48,0
1RHE2220C-SR	2RHE2220C	21¾	20¾	55,5	53,0
1RHE2222C-SR	2RHE2222C	21¾	22¾	55,5	58,0
1RHE2418C-SR	2RHE2418C	23¾	18¾	60,5	48,0
1RHE2420C-SR	2RHE2420C	23¾	20¾	60,5	53,0

Gewicht: 1,4 kg (basierend auf 1RHE1817C-SR)
 Höhe: 10,0 cm

*Die dargestellten Tiefen beinhalten 1,5 cm Schaumstoffunterlage zwischen den hinteren Rollstuhlposten.

Hinweis: Alle Maße sind als ungefähre Werte angegeben. Die Maße für Breite und Tiefe werden von der Oberseite der Schaumstoffunterlage gemessen und auf den nächsten halben Zentimeter gerundet. An den Artikelnummern und den Bezugsetketten der Kissen kann die passende Rollstuhlgröße abgelesen werden.

Erwartete Lebensdauer des Kissens sind 5 Jahre



permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Outside U.S.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

permobilus.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Item #: T20194

Rev: 06/19/2018

Print Date:

Qty:



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.