

LECKEY[®]

Everyday Activity Seat

User Instructions

Il dispositivo Everyday Activity Seat-
Manuale d'istruzioni

Le siège d'activité quotidienne-
Notice d'utilisation

Der Everyday Activity Sitz-
Gebrauchsanweisungen

El Asiento para Actividades
Cotidianas- Manual del Usuario





The Everyday Activity Seat is a moderate seating system designed for use in the home and classroom. It comes in 3 sizes with adjustable seat height, depth and width to accommodate users from ages 1 to adult. This manual shows you how you can quickly and easily make use of all of the functions. The instructions on the safety and maintenance of the product will ensure that you will enjoy the use of this product for a long time.



Contents

- 01 Intended Use
- 02 Declaration of Conformity
- 03 Terms of Warranty
- 04 Product History Record
- 05 Product Training
- 06 Safety Information
- 07 How to unpack and assemble
- 08 Fitting the Cushions
- 09 Clinical setup for Postural Management
- 10 Frequent adjustments for daily use
- 11 Cleaning and Care Information
- 12 Daily Product Inspection
- 13 Annual Product Inspection
- 14 Reissuing Leckey Products
- 15 Product Servicing
- 16 Technical Information

1. Intended Use

The Everyday Activity Seat comes in 3 sizes catering for the needs of children with disabilities. As a guide, Size 1 is for kids aged 1-6, Size 2 is for 5-12 years, and Size 3 is for 11-18 years with a maximum user weight of 30kgs (110lbs), 50kgs (132lbs), and 100kgs (220lbs) respectively.

2. Declaration of Conformity

James Leckey Design Ltd. as manufacturer with sole responsibility declares that the Leckey Everyday Activity Seat conforms to the requirements of the 93/42/EEC Guidelines and EN12182 Technical aids for disabled persons, general requirements and test methods.

3. Terms of Warranty

The Warranty applies only when the product is used according to the specified conditions and for the intended purposes, following all manufacturer's recommendations (also see general terms of sales, delivery and payment). A two year warranty is provided on all Leckey manufactured products and components.

4. Product History Record

Your Leckey product is classified as a Class 1 Medical device and as such should only be prescribed, set up or reissued for use by a technically competent person who has been trained in the use of this product. Leckey recommend that a written record is maintained to provide details of all setups, reissue inspections and annual inspections of this product.

5. Product Training Record (Clients & Carers)

Your Leckey product is a prescribed Class 1 Medical Device and as such Leckey recommend that parents, teachers and carers using the equipment should be made aware of the following sections of this user manual by a technically competent person.

Section 6

Safety Information

Section 9

Clinical Setup for postural management

Section 10

Frequent adjustment for daily use

Section 11

Cleaning & Care Information

Section 12

Daily Product Inspection

Leckey recommend that a written record is maintained of all those who have been trained in the correct use of this product.

6 Safety Information



6.1 Always read instructions fully before use.



6.2 Users should not be left unattended at any time whilst using Leckey equipment.



6.3 Only use Leckey approved components with your product. Never modify the product in any way. Failure to follow instructions may put the user or carer at risk and will invalidate the warranty on the product.



6.4 If in any doubt as to the continued safe use of your product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer services department or your local dealer as soon as possible.



6.5 Carry out all positional adjustments and ensure that they are securely fastened before you put the user into this product. Some adjustments may require the use of a tool which is provided with each product. Keep all tools out of reach of children.



6.6 When placing the user into the seat, for safety reasons, always secure the pelvic harness first.



6.7 When the product is stationary ensure that all four castors are locked and facing away from the base. This is especially important when the tilt in space and back recline facility is in use.



6.8 When the seat is in use please ensure that the height adjustment pedal or bolts and tilt in space are locked off and cannot be adjusted accidentally, especially if there are children in the area.



6.9 The Everyday Activity Seat is not a wheelchair and although mobility is an important feature of the seat we do not recommend that users be moved over uneven surfaces whilst in the equipment. All due care and attention should be taken if transporting the user from one seat to another.



6.10 The Everyday Activity Seat has not been crash tested therefore cannot be used in your transport.



6.11 Never leave the product on a sloping surface greater than 5 degrees. Always remember to lock all the castors.



6.12 Only use the push handle to steer and move the seat from one area to another. Never use the tray for this purpose.



6.13 The product contains components which could present a choking hazard to small children. Always check that locking knobs and bolts within the child's reach are tightened and secure at all times.



6.14 Leckey products comply with fire safety regulations in accordance with EN12182. However the product contains plastic components and therefore should be kept away from all direct sources of heat including naked flames, cigarettes, electric and gas heaters.



6.15 Never place hot items on the Activity Tray as they may damage the plastic.



6.16 Clean the product regularly. Do not use abrasive cleaners. Carry out maintenance checks on a regular basis to ensure your product is in good working condition.



6.17 The product is designed for indoor use and when not in use should be stored in a dry place that is not subjected to extremes of temperature. The safe operating temperature range of the product is +5° to +40° Celsius.

How to unpack and assemble

Check parts

Congratulations on purchasing your Everyday Activity Seat. All of the parts ordered will be contained in polythene bags with each one clearly labelled. Carefully remove them from the boxes and check all of the parts you have ordered.



Keep polythene bags away from children.

Multi Tool

A number of adjustments will require the use of a multi tool, which is supplied with each seat.



7.1 Attaching the sandals/ Attaching the footplate straps (Wooden footplate accessory)

To attach the sandals simply unscrew the knob and washers from the sandal. Place the sandal onto the footplate positioning the screw through the slot and replacing the washers and knob. Repeat this for the other side.

Attaching Footplate Straps (Wooden footplate accessory)

Locate the footplate straps to suit the person's feet, and mark out the strap hole locations. Drill 7mm holes in the wooden footplate in the marked out strap hole positions. Fit the footplate straps to the wooden footplate by securing the socket cap, the washer and the nut. Tighten to secure.

Adjusting Footplate Straps

To remove padded footplate straps, pull Velcro strip away from the strap. To secure the padded foot strap around the user, pull the Velcro strip tightly and secure to the strap.




7.2 Attaching the armrests

Insert the armrest into the receiving bracket and secure at the desired height by tightening the knob (a).




7.3 Attaching the tray

To attach the grey, clear or black tray, insert the tray tubes through the centre of the armrests (a). To insert the wooden tray, insert the single tray tube into the centre of the right or left armrest depending on position required (b). Once the tray is located in position (clear, black, grey or wooden) the knob (c) should be tightened securely.



7.4 Attaching the hip laterals

Unscrew the knob (a) from underneath the seat base. Place the hip lateral bracket onto the screw (b). Replace and tighten the knob (c).



7.5 Attaching the standard and flipaway chest lateral supports

To attach the chest lateral supports, line the bracket up with the slots in the metal backrest. Insert the two allen key bolts through the small oval plate, then the backrest slot, and into the two sliding parts sitting in the bracket and tighten.

To gain extra height with the laterals, take them off, turn them upside down, and reattach the left one on the right hand side of the backrest and vice versa.



7.6 Attaching shoulder protraction pads

To attach the shoulder protraction pads, line the bracket up with the slots in the backrest. Insert the 2 allen key bolts and washers through the backrest slot and tighten into the protraction pad bracket.




7.7 Attaching the pommel

Insert the pommel bracket into the recess, insert the knob (a) and tighten.



7.8 Attaching the footplate

For Size 1 and 2, slide the footplate over the calf angle tube (a) and tighten bolt (b).
For Size 3, slide the footplate tubes over the calf angle support tubes (c) and tighten bolts on each calf support (d).



7.9 Attaching the abduction side pads

For size 1 and 2, with the seat in the maximum depth position, unscrew the knob from underneath the seat base. Place the abduction side pad bracket onto the screw (a) then replace and tighten the knob (b).

For size 3, line up the abduction side pad bracket with the slot at the front of the seat base when the seat is at maximum depth. Slide into the required position, insert bolt and tighten securely (c).



7.10 Attaching the pelvic harness

Open each camlock (a). Attach each of the 4 straps through the camlocks and continue to feed through to additional security triglide (b) then snap shut (c).



7.11 Attaching the Mygo headrest attachment bracket

Thread screws through the Mygo Headrest Attachment Bracket and Spacer Block. Align the assembly with the holes in the back plate and push through. Secure each end with bolt - tighten to secure.



7.12 Attaching the calf strap

Wrap the Calf Strap around the 2 Calf Support bars. Align the poppers on the Velcro strip and secure.



Once secured, slide the poppers around the back of the calf support struts to protect the user's legs.



7.13 Attaching the Push Handle


For Size 1, the push handle is attached to the chassis brackets by inserting the two lower stems into the receiving tubes as shown (a). For Size 2 and 3, the push handle is attached to the seat base by inserting the two lower stems into the receiving tubes as shown (b and c).

The push handle has safety poppers which need to be pressed in when inserting the lower stems. Push the stems in until the poppers protrude from the other end of the receiving tubes. For Size 1 and 2, secure the handle in place by tightening the bolt (d). For Size 3, secure the handle by tightening the locking knobs (e).


Check these regularly to make sure the bolt/locking knobs are tight, particularly if you are moving the product unit along corridors that may have uneven or sloping surfaces.

A





Fitting the Cushions




8.1 Backrest cushion

The backrest cushion can be attached by simply setting it onto the backrest, then pressing down to locate the snap fasteners at the top. Secure it to the Velcro on the backrest. Next, loop the appropriate piece of elastic length over the hook- there are 2 elastic lengths to choose from, a smaller length for a lower position and a longer length for a higher position.



8.2 Seat base cushion

The seat base cushion can be attached by simply setting it in place, then pressing down to locate the snap fasteners (a) at the back of the seat base. Next, fold the cover underneath the front of the seat base and locate the snap fasteners (b). There is a section of material located in the centre of the seat base cushion which can be used to cover the pommel receiver bracket when the pommel is not being used. Pull this section of material down from underneath the seat base cushion and attach using Velcro strips at each side. When the pommel is in use, tuck this section underneath the seat base.



8.3 Chest lateral support covers

To attach the chest lateral support covers, simply slide the covers on the lateral support, with the zips on the outside. Feed the plastic buckle through the slot in the cover (a), then pull the zips located at the rear of the cover together to close (b).



8.4 Hip laterals

Slide the covers over the hip lateral hardware with the zips on the outside (a). Pull the zips located at the rear of the cover together to close (b).



8.5 Hip lateral bracket cover

Slide the cover around the bracket until it covers the angle adjustment mechanism, pull the tab over the top of the angle adjustment and press the snap fastener.



8.6 Contoured Head support cover

Place the cover over the head support and zip closed to secure.



8.7 Chest harness

The chest harness can be attached by clipping the male buckle (a) into the female buckle at either side of the lateral support.




8.8 Attaching the trunk harness

With your trunk harness you will receive two adjustable side straps, two adjustable shoulder straps, four camlock attachment clips (two with webbing straps attached, two without), two countersunk bolts, two button head bolts and four locking nuts. Attach the shoulder straps and side straps at the top (a) and bottom (b) using a spanner and multi tool. Then connect the shoulder straps (c) into the two clips at the top and two at the side.

8.9 Abduction side pad cover

Place cover over abduction side pad, close zips at both sides to secure.



Clinical Setup for Postural Management

The clinical setup of the product should be completed by a technically and clinically competent person who has been trained in the use of the product. Leckey recommend that a written record is maintained of all clinical setups for this product.

Set the backrest height, seat depth and footplate height before placing the child in the seat. These can be fine tuned when the child is in the seat.



9.1 Pelvic harness

For side adjustment, open the camlocks and either pull the straps to tighten or feed the straps through to loosen, depending on fit required (a). To adjust in the centre pull the D ring from the Velcro and feed strap through buckle on either strap to loosen the belt or pull D ring away from the buckle to tighten the belt (b).



Ensure strap is fed through the triglide as a safety precaution in case the camlock is opened accidentally.

9.2 Hip laterals

To adjust the width of the hip laterals loosen the knob (a) adjust to the required width and retighten.

To adjust the depth, loosen the two allen bolts (b) with the multi tool provided, adjust to the required depth and retighten the allen bolts.

The angle of the hip laterals can be adjusted by loosening allen bolt (c), adjusting to the required angle and retightening the bolt.



9.3 Backrest height

The overall height of the backrest can be adjusted by loosening the two knobs, then positioning to the shoulder height of the user. Once in position the knobs should be retightened securely. The height can be fine tuned when the user is in the seat. When the height is lowered the cushion must be pulled around the bottom of the backrest and secured to the back of it via the Velcro and elastic tabs.



Use caution when adjusting to minimum setting as fingers could become trapped between moving and static parts.




9.4 Backrest angle

The backrest can be angled by loosening the bolt (a) using a multi tool. Select the position you require then retighten the bolt securely. Always ensure the back angle is secure to maintain the desired posture for the child.

The backrest angle can be adjusted with the child in the seat, but always support the backrest with one hand.




Always make sure the bolt is secure as this could cause injury to the child or carer.



9.5 Seat depth

To adjust the seat depth simply loosen the knobs (a) on the underside of the seat base, pull the seat base towards you until the required seat depth has been achieved and tighten the knobs securely.




9.6 Footplate height

To set the height of Size 1 and 2 footplate, loosen the bolt (a) on the front of the calf support tube and slide the footplate to the required height and retighten the bolt. For Size 3, loosen the bolts on the sides of each calf support (b). Slide the footplate to the required height and retighten the bolt.



Always check the footplate is secure to prevent the user sliding forward and down in the seat which could pose a choking hazard if a chest or trunk harness is attached.




9.7 Footplate angle

To set the angle of the Size 1 and 2 footplate, loosen the ratchet handle (a) set to the required angle and retighten the handle. For Size 3 loosen the bolt (b), set to the required angle and retighten the bolt.



Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the angle.



9.8 Sacral support

To adjust the height, loosen the bolts on either side with the multi tool provided. Adjust the support to the correct height and retighten the bolts.





Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the sacral support.



9.9 Chest lateral supports

Loosen the allen bolts (a) to adjust the width, height and angle of the lateral supports and retighten when you have achieved the desired position.

To move the flipaway laterals, use knob (b).



9.10 Chest harness

To change the width of the chest harness, lift the front cover, adjust the Velcro straps to the desired width and replace the cover.



9.11 Trunk Harness

The trunk harness will be open but remain attached by side clip (a). When placing the child in the seating system bring the trunk harness across the front and attach by connecting the clip into the buckle on the other side (b). All of the connecting straps are adjustable.

A



B



9.12 Sandals

To position the sandals simply loosen the knob under the footplate, select the position required and refasten the knob. To position the user's feet in the sandals secure the Velcro ankle straps provided.



9.13 Attaching the ankle huggers

Slide the webbing through the slot in the sandal. Loop the webbing back up and through the bottom of the triglide. Then pass the webbing through the top of the triglide. Finally to lock the webbing in place, pass it through the bottom of the triglide again. Trim strap to required length.



9.14 Shoulder support

To adjust the height of the shoulder support, loosen the allen bolts, move the shoulder support bracket to the required height and retighten the bolts.

9.15 Head support

To adjust the height and depth of the Size 1 and 2 head support, loosen the hand knobs (a) and when set to the required position retighten the knobs. Use the same method for Size 3 only use the ratchet handle instead of knob (b). Do not remove the head support while the user is in the seat.




Never use the head support to force the position of the user's head.



Always use caution to ensure fingers do not become trapped when adjusting the head support.

A



9.16 Armrest adjustment

To adjust the height of the armrest, loosen the hand knob (a), set to the desired height and retighten. To adjust the angle, rotate ratchet handle (b) until the desired position has been achieved.



9.17 Tray adjustment

The height and angle of the tray are set by adjusting the armrests as detailed in section 9.16. To remove or adjust the depth of the tray loosen the knobs (a) under the armrest, set to the desired position and retighten securely.



Always use caution to ensure the child's hands or arms do not become trapped when inserting the tray.




Never use the tray to steer or push the chair.



Do not place objects, hotter than 40 degrees Celsius on the tray.



Please note that the tray is for the use of the user only. Do not lean or place objects on the tray, greater than 8kgs (17.6lbs).



Frequent adjustment for daily use (therapists/ carers/parents)

Parents and carers should be shown how to make frequent adjustments and be made aware of the safety checks in Section 6 by a technically and clinically competent person who has been trained in the use of the product. Leckey recommend that a written record is maintained of all parents and carers who have been trained in the use of this product.

10

10.1 Transferring your child into and out of the seat

Before transferring the child into the seat carry out the daily product inspection as outlined in section 12 of this user manual.

Adjust the seat to a comfortable height to facilitate transfer. Lock all the castors, ensuring that they are facing outwards to maximise product stability. Make sure the safety buckle on the chest harness is released and is out of the way to facilitate transfer.

If the seat has flip-away chest laterals, first move these out of the way. Unclip the pelvic harness in the middle. Lastly if sandals are fitted, open the straps. You are now ready to transfer or hoist the child into the seat.

Once the child is in the seat, firstly fasten the pelvic harness using the middle buckle. Then refasten the sandal straps and any other harnesses, and reposition the chest laterals.



Always secure the pelvic harness or pelvic cradle first before fastening other buckles or harnesses. Adjust the harness so the child cannot slide or creep forward in the seat.

10.2 Adjusting the pelvic harness

For side adjustment, open the camlocks and either pull the straps to tighten or feed the straps through to loosen, depending on fit required (a). To adjust in the centre, pull the D ring from the Velcro and feed strap through buckle on either strap to loosen the belt or pull D ring away from the buckle to tighten the belt (b).



Ensure strap is fed through the triglide as a safety precaution in case the camlock is opened accidentally.



10.3 Chest and trunk harness adjustment

If the child requires chest support as part of their postural support programme the seat will be fitted with rigid laterals or a combination of laterals, chest harness and trunk harness. These may need to be adjusted on a daily basis to accommodate differences in clothing.

Always check with your therapist as to the optimum positioning and tensioning of the straps and support items for the child.

To change the width of the chest harness, lift the front cover, adjust the Velcro straps and set to the desired width. When the correct width has been achieved replace the cover.

Please refer to section 9.11 for specific guidance on adjusting the trunk harness. Always make sure the plastic buckles are fully engaged when using the chest harness.



Check the harness and laterals are secure to ensure the child is safe and cannot slide forward in the seat as this may restrict their breathing.



If the child is active or has extensor spasms check the pelvic harness is secure after each spasm to ensure the child is safe and cannot slide forward in the seat.



Always fasten the centre buckle on the pelvic harness before making any other adjustments.



10.4 Chassis

The Everyday Activity Seat is designed to fit onto several Chassis options. Size 1 fits onto a basic and hi-low gas spring chassis. Size 2 fits onto a basic, hi-low gas spring and hi-low powered chassis. Size 3 fits onto a basic and hi-low hydraulic chassis. This user manual shows the correct and safe use of the seating system with these chassis options. The castors on the chassis include directional locks. To apply the locks push down on the grey pedal. When the directional locks are in use the chair will steer with the back castors.

10.5 Height adjustment – Hi-low chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. To adjust the height of the hi-low chassis press the foot lever at the rear of the chassis whilst holding the push handle. Once you remove your foot from the pedal the seat will be fixed at the chosen height. For safety the height adjustment pedal on the chassis can be locked by engaging the locking pin (a) on the right hand side of the pedal. To unlock pull the pin out and rotate 90 degrees, the pedal can then be operated. The locking pin (a) should be kept in the locked position when you are not adjusting the chassis.

Before using the foot pedal, pull the pedal out away from the seat.



Always keep the locking pin engaged when you are not adjusting the chassis. This will prevent the foot pedal being operated accidentally.



10.6 Height adjustment – Basic chassis



For children over the weight of 27kg (60lbs), raising the Hi-low chassis is a 2 person lift (UK lifting and handling regulations).



Always use caution as hands could become trapped when height adjusting the base.



The height of the Basic Chassis should be set before putting the child in the seat. To adjust the height loosen the ratchet handle (a) at the rear of the main stem and adjust the seat to the required height. To lower the seat height, apply weight centrally on the seat base above the centre stem. Retighten the ratchet handle to secure.



Check the ratchet handle regularly to ensure the seat height adjustment is secure.



Do not height adjust with the child in the seat.



10.7 Height adjustment - Hi-Low Hydraulic Chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. To adjust the height of the hi-low chassis use a pump action on the foot lever at the rear of the chassis whilst holding the push handle. Once you remove your foot from the pedal the seat will be fixed at the chosen height.

Before using the foot pedal, pull the pedal out away from the seat.



10.8 Height adjustment - Hi-Low Powered Chassis

You can carry out this adjustment with the user in the chair. Press the up or down arrowed button on the handset depending on height required. Hold the button in until required height is achieved. When you release the button the seat will be fixed at the chosen height.



10.9 Tilt in space

The tilt in space can be angled while the user is in the seat. Before you adjust the tilt in space angle of the seat always ensure the pelvic harness is secured preventing the user from sliding forward in the seat.

To adjust the tilt angle press the lever under the seat base. Once you have selected the angle you require, by simply removing your hand from the lever, the chair will be locked in position. The tilt in space should be locked off while the user is in the seat. To lock the lever twist the pull pin to the right hand side of the lever and the pin will pop into position. You may have to lift the lever slightly to allow it to lock.

To unlock, pull the pin out and rotate 90 degrees, the lever can then be operated.



Always keep the tilt in space lever in the locked position to prevent accidental actuation of the lever which could cause the seat unit to jolt and possibly cause injury to the child.



Please use handle bars when operating tilt in space.



Always check with your therapist that the use of tilt in space will not cause any obstructions to the child's airways.



Always keep a tight grip on handle bar with one hand when opening the lever.



10.10 Sandals

To position the user's feet in the sandals secure the Velcro straps provided so the foot is held in place. The straps should be placed over the bridge of the foot and over the toes.



If the child is wearing sandals or light footwear check the straps to make sure the webbing does not irritate the skin.

10.11 Tray adjustment

The tray can be used for a range of functions and its position can be fine tuned to suit the user and the activity whether it is for fun, education or feeding. To attach the grey, clear or black tray, insert the tray tubes through the centre of the armrests. To insert the wooden tray, insert the single tray tube into the centre of the right or left armrest depending on position required. Once the tray is located in position (clear, black, grey or wooden) the knob (a) should be tightened securely.

Adjust the armrests to set the height and angle of the tray.



Always use caution as fingers could become trapped in the slot when adjusting the height.



Always use caution to ensure the child's hands or arms do not become trapped when inserting the tray.



Never use the tray to steer or push the chair.



When the user is in the seat, always hold the single tray tube when removing the tray from the receiver. Ensure to continue to hold onto the tray until it is clear of the user and the seat.



10.12 Armrest adjustment




Do not place hot objects, greater than 40 degrees Celsius on the tray.



Please note that the tray is for the use of the user only. Do not lean or place heavy objects on the tray, not greater than 8kgs (17.6lbs).

To adjust the height of the armrest loosen the hand knob (a) set to the desired height and retighten. To adjust the angle rotate ratchet handle (b) until the desired position has been achieved.



10.13 Using the Flip-Up Footplate

To raise the footplate, lift up from the front (a). When fully upright the pull pin will lock automatically. To lower the footplate pull the pull pin out (b) and push the footplate down. It is possible to keep the footplate unlocked by twisting the pull pin once you have pulled out.



11 Cleaning & Care Information

How to Maintain

When cleaning we recommend that you use only warm water and a non-abrasive detergent. Never use organic solvents or dry cleaning fluids.

Upholstery and fabrics

1. The cushion covers in the soft fabric option can be removed and machine washed at 40°C however they are not suitable for tumble drying. Please remove the foam from the following covers before washing:

Headrest

Backrest cushion

Seat base cushion

All other soft upholstery can be placed into the washing machine intact, after removing bolts and fastenings.

The vinyl cushion covers can be cleaned using water and a cloth.

2. The upholstery and fabrics can also be cleaned by hand whilst in place. When cleaning we recommend that you use only warm water and a non-abrasive detergent.

3. Staining should be removed as quickly as possible with an absorbent cloth, towels or a sponge. Routine soap and warm water sponging is effective for ordinary soiling and minor spills. Be careful not to over wet the fabric as this will cause the staining to spread.

4. Antiseptic cleaning agents can be used on more stubborn stains. These may require

a safe solvent such as Isopropyl Alcohol or Mineral Spirit. A half cup of household bleach to 5 litres of water can also be used as a useful disinfectant.

5. The pelvic and trunk harnesses can be machine washed at 40 °C. Make sure all bolts and fasteners are removed first as they may cause damage to your washing machine. Store these in a safe place and out of reach from children.

6. Always ensure the product is dry before use.

Metal and plastic components

1. Soap and water or antibacterial spray can be used for daily cleaning.

2. For deep cleaning a low pressure steam cleaner can be used.

3. Do not use solvents to clean plastic or metal components.

4. Make sure the product is dry before use.

12 Daily Product Inspection

(Therapists, Parents & Carers)

We recommend that daily visual checks of the equipment are carried out by therapists, carers or parents to ensure the product is safe for use. The recommended daily checks are detailed below.

1. Ensure all adjustment knobs and bolts are in place and secure.
2. Check all upholstery and Velcro for signs of wear and tear.
3. Check all castors are moving freely and lock securely.
4. Ensure the handle and locking pin on the seat interface plate is fully engaged and the seat unit is securely fixed onto the chassis.
5. Ensure the pelvic harness is fully secured around the user and they cannot slide or creep forward in the seat.
6. Ensure the footplate is attached securely.



If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

13 Annual Product Inspection

(Therapist, Technician, Leckey Product Advisor, Dealer)

Leckey recommend that each product should be subject to a detailed inspection at least once a year and every time the product is reissued for use. This inspection should be carried out by a technically competent person who has been trained in the use of the product and should include the following checks as a minimum requirement.

1. Check all ratchet handles, knobs, nuts, bolts and plastic buckles are in place, replacing any missing items. Paying particular attention to the following items;
 - > Headsupport locking bolts.
 - > Backrest height and angle adjustments bolts.
 - > Seat depth adjustment bolts.
 - > Pelvic harness / hip guide attachment bolts.
 - > Footrest height and angle adjustment.
2. Check the chassis height adjustment mechanism is working properly. If the chassis is foot pedal operated ensure the seat height doesn't change when the pedal is released. Also, check that the locking pin engages securely to prevent accidental height adjustment of the chassis.
3. Adjust the seat to its maximum range of tilt in space and ensure that the locking lever locks the seat out securely at varying points in this range.
4. Check that where the seat and chassis join there is no visible wear and tear on the metal components.
5. Lift the base to check each castor individually. Make sure they are moving freely and remove any dirt from the rubber wheels. Check that the brakes lock the wheels securely.

6. Visually check the structure of the product paying attention to weld points on the frame ensuring there are no signs of fatigue or cracking around the welds.

7. Leckey recommend that a written record is maintained of all annual product inspections. If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

14 Reissuing Leckey Products

Most Leckey products are assessed and ordered to meet the needs of an individual user. Before reissuing a product we recommend that the therapist prescribing the product has carried out an equipment compatibility check for the new user and has ensured that the product being reissued contains no modifications or special attachments.

A detailed technical inspection should be carried out on the product prior to reissuing. This should be carried out by a technically competent person who has been trained in the use and inspection of the product. Please refer to section 13 for the required checks to be carried out.

Ensure the product has been cleaned thoroughly in accordance with section 11 of this manual.

Ensure a copy of the user manual is supplied with the product. A copy can be downloaded from our website www.leckey.com

Leckey recommend that a written record is maintained of all product inspections carried out during the reissue of the product.

If in any doubt to the continued safe use of your Leckey product or if any parts should fail, please cease using the product and contact our customer service department or your local dealer as soon as possible.

15 Product Servicing

Servicing of all Leckey products should only be carried out by technically competent persons who have been trained in the use of the product.

In the UK & ROI please contact the Leckey Service Centre on UK 0800 318265 or ROI 1800 626020 and our customer service department will be delighted to assist you with your servicing requirements.

All international service enquiries should be directed to the appropriate Leckey distributor who will be delighted to assist you. For further information on Leckey distributors please visit our website www.leckey.com

16 Technical Information

Size	1		2		3	
	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs
Maximum load	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100kgs	220lbs
Weight - seat and basic chassis	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	35.9kg	79lbs
Weight - seat and hi-low chassis	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Seat height – basic chassis	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Seat height – hi-low chassis	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Seat width	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Seat depth	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Lateral chest distance	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Back height	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Back angle	30° supine 10° prone		30° supine 10° prone		30° supine 10° prone	
Armrest height	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Lower leg length	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Lower leg angle	-10° to +50°		-10° to +50°		-10° to +50°	
Footplate angle	-15° to +10°		-15° to +10°		-15° to +10°	
Tilt-in-space	30° supine 10° prone		30° supine 10° prone		30° supine 10° prone	

All international service enquiries should be directed to the appropriate Leckey distributor who will be delighted to assist you. For further information on Leckey distributors please visit our website.

Accessories

CHASSIS

151-6100	Size 1 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors -Black
151-6200	Size 2 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors -Black
151-6300	Size 3 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors -Black
151-6101	Size 1 seat base, backrest and basic chassis with gas spring 100mm castors -White
151-6201	Size 2 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors -White
151-6301	Size 3 seat base, backrest and basic chassis with gas spring and 100mm castors -White
151-6102	Size 1 seat base, backrest and hi-low with gas spring and 100mm castors -Black
151-6202	Size 2 seat base, backrest and hi-low with gas spring and 100mm castors -Black
151-6103	Size 1 seat base, backrest and hi-low with gas spring and 100mm castors-White
151-6203	Size 2 seat base, backrest and hi-low with gas spring and 100mm castors-White
151-6204	Size 2 seat base, backrest and hi-low chassis powered 100mm castors -Black
151-6205	Size 2 seat base, backrest and hi-low chassis powered 100mm castors -White
151-6302	Size 3 seat base, backrest and a hydraulic chassis with 125mm castors -Black
151-6303	Size 3 seat base, backrest and a hydraulic chassis with 125mm castors -White

COVER PACKS

151-6104-01	Size 1 cushions and covers - Green Base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-03	Size 1 cushions and covers - Blue Base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-04	Size 1 cushions and covers - Raspberry Base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-05	Size 1 cushions and covers -Ebony Grey Base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-01VIN	Size 1 cushions and covers - Green base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-03VIN	Size 1 cushions and covers - Blue base (with sacral foam spacer pads)
151-6104-04VIN	Size 1 cushions and covers - Raspberry base (with sacral foam spacer pads)

- 151-6104-07VIN Size 1 cushions and covers - Black base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-01 Size 2 cushions and covers - Green base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-03 Size 2 cushions and covers - Blue base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-04 Size 2 cushions and covers - Raspberry base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-05 Size 2 cushions and covers - Ebony Grey base (with sacral foam spacer pads)

- 151-6206-01VIN Size 2 cushions and covers - Green base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-03VIN Size 2 cushions and covers - Blue base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-04VIN Size 2 cushions and covers - Raspberry base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6206-07VIN Size 2 cushions and covers - Black base (with sacral foam spacer pads)

- 151-6304-01 Size 3 cushions and covers - Green base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-03 Size 3 cushions and covers - Blue base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-04 Size 3 cushions and covers - Raspberry base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-05 Size 3 cushions and covers - Ebony Grey base (with sacral foam spacer pads)

- 151-6304-01VIN Size 3 cushions and covers - Green base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-03VIN Size 3 cushions and covers - Blue base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-04VIN Size 3 cushions and covers - Raspberry base (with sacral foam spacer pads)
- 151-6304-07VIN Size 3 cushions and covers - Black base (with sacral foam spacer pads)

HEAD SUPPORT ACCESSORIES

- 151-3751-05 S3 Contoured Headrest -(black neoprene)
- 151-6208-05 Size 1/2 flat headrest hardware and cover -Ebony Grey (only available with 01,03 & 04 cushion packs)
- 151-6208-06 Size 1/2 flat headrest hardware and cover -Dove Grey (only available with 05 cushion pack)
- 151-6208-05VIN Size 1/2 flat headrest hardware and cover -Ebony Grey (only available with 01VIN, 07VIN & 04VIN cushion packs)
- 151-6208-07VIN Size 1/2 flat headrest hardware and cover -Black (only available with 03VIN cushion pack)

- 151-6209-05 Flat headrest lateral assembly and cover -Ebony Grey (only available with 01,03,04 cushion packs)
- 151-6209-06 Flat headrest lateral assembly and cover -Dove Grey (only available with 05 cushion packs)

- 151-6209-05VIN Flat headrest lateral assembly and cover -Ebony Grey (only available with 01VIN, 07VIN & 04VIN cushion packs)
- 151-6209-07VIN Flat headrest lateral assembly and cover -Black (only available with 03VIN cushion packs)

151-1756 Mygo headrest attachment bracket

CHEST SUPPORT ACCESSORIES

151-6106-01 S1 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
151-6106-03 S1 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
151-6106-04 S1 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
151-6106-05 S1 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey)-Black metalwork

151-6106-01VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
151-6106-03VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
151-6106-04VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
151-6106-07VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

151-6107-01 S1 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White
metalwork
151-6107-03 S1 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White
metalwork
151-6107-04 S1 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
151-6107-05 S1 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

151-6107-01VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
151-6107-03VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
151-6107-04VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
151-6107-07VIN S1 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

151-6210-01 S2 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
151-6210-03 S2 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
151-6210-04 S2 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
151-6210-05 S2 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-Black metalwork

151-6210-01VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
151-6210-03VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
151-6210-04VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
151-6210-07VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

151-6211-01 S2 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
151-6211-03 S2 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
151-6211-04 S2 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
151-6211-05 S2 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

151-6211-01VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
151-6211-03VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
151-6211-04VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
151-6211-07VIN S2 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

151-6306-01 S3 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
151-6306-03 S3 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
151-6306-04 S3 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6306-05 S3 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-Black metalwork

151-6306-01VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork

151-6306-03VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork

151-6306-04VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6306-07VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

151-6307-01 S3 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork

151-6307-03 S3 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork

151-6307-04 S3 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork

151-6307-05 S3 Rigid PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

151-6307-01VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork

151-6307-03VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork

151-6307-04VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork

151-6307-07VIN S3 Rigid PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

151-6108-01 S1 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork

151-6108-03 S1 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork

151-6108-04 S1 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6108-05 S1 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-Black metalwork

151-6108-01VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork

151-6108-03VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork

151-6108-04VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6108-07VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

151-6109-01 S1 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork

151-6109-03 S1 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork

151-6109-04 S1 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork

151-6109-05 S1 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

151-6109-01VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork

151-6109-03VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork

151-6109-04VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork

151-6109-07VIN S1 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

151-6212-01 S2 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork

151-6212-03 S2 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork

151-6212-04 S2 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6212-05 S2 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-Black metalwork

151-6212-01VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork

151-6212-03VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork

151-6212-04VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork

151-6212-07VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

151-6213-01 S2 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork

151-6213-03 S2 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork

151-6213-04 S2 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
 151-6213-05 S2 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

 151-6213-01VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
 151-6213-03VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
 151-6213-04VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
 151-6213-07VIN S2 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

 151-6308-01 S3 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
 151-6308-03 S3 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
 151-6308-04 S3 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
 151-6308-05 S3 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-Black metalwork

 151-6308-01VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-Black metalwork
 151-6308-03VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-Black metalwork
 151-6308-04VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-Black metalwork
 151-6308-07VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-Black metalwork

 151-6309-01 S3 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
 151-6309-03 S3 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
 151-6309-04 S3 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
 151-6309-05 S3 Flip away PU chest laterals pair (Ebony Grey cover)-White metalwork

 151-6309-01VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Green cover)-White metalwork
 151-6309-03VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Blue cover)-White metalwork
 151-6309-04VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Raspberry cover)-White metalwork
 151-6309-07VIN S3 Flip away PU chest laterals pair (Black cover)-White metalwork

 151-6214-01 Size 1/2 Chest harness (Green cover included)
 151-6214-03 Size 1/2 Chest harness (Blue cover included)
 151-6214-04 Size 1/2 Chest harness (Raspberry cover included)
 151-6214-05 Size 1/2 Chest harness (Ebony Grey cover included)

 151-6214-01VIN Size 1/2 Chest harness (Green cover included)
 151-6214-03VIN Size 1/2 Chest harness (Blue cover included)
 151-6214-04VIN Size 1/2 Chest harness (Raspberry cover included)
 151-6214-07VIN Size 1/2 Chest harness (Black cover included)

 133-625 S3 Chest Harness (black neoprene)

 151-1757 Size 1 Complex flipaway laterals pair - Black metalwork
 151-2757 Size 2 Complex flipaway laterals pair - Black metalwork
 151-3757 Size 3 Complex flipaway laterals pair - Black metalwork

 151-6110 Size 1 Complex flipaway laterals pair - White metalwork
 151-6215 Size 2 Complex flipaway laterals pair - White metalwork
 151-6311 Size 3 Complex flipaway laterals pair - White metalwork

151-6111-01 Size 1 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6111-03 Size 1 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6111-04 Size 1 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6111-05 Size 1 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

151-6111-01VIN Size 1 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6111-03VIN Size 1 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6111-04VIN Size 1 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6111-07VIN Size 1 Basic laterals pair (Black cover included)-Black Metalwork

151-6112-01 Size 1 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6112-03 Size 1 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6112-04 Size 1 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6112-05 Size 1 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork

151-6112-01VIN Size 1 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6112-03VIN Size 1 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6112-04VIN Size 1 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6112-07VIN Size 1 Basic laterals pair (Black cover included)-White Metalwork

151-6216-01 Size 2 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6216-03 Size 2 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6216-04 Size 2 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6216-05 Size 2 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

151-6216-01VIN Size 2 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6216-03VIN Size 2 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6216-04VIN Size 2 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6216-07VIN Size 2 Basic laterals pair (Black cover included)-Black Metalwork

151-6217-01 Size 2 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6217-03 Size 2 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6217-04 Size 2 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6217-05 Size 2 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork

151-6217-01VIN Size 2 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6217-03VIN Size 2 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6217-04VIN Size 2 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6217-07VIN Size 2 Basic laterals pair (Black cover included)-White Metalwork

151-6312-01 Size 3 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6312-03 Size 3 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6312-04 Size 3 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6312-05 Size 3 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

151-6312-01VIN Size 3 Basic laterals pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6312-03VIN Size 3 Basic laterals pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6312-04VIN Size 3 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6312-07VIN Size 3 Basic laterals pair (Black cover included)-Black Metalwork

151-6313-01	Size 3 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
151-6313-03	Size 3 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
151-6313-04	Size 3 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
151-6313-05	Size 3 Basic laterals pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6313-01VIN	Size 3 Basic laterals pair (Green cover included)-White Metalwork
151-6313-03VIN	Size 3 Basic laterals pair (Blue cover included)-White Metalwork
151-6313-04VIN	Size 3 Basic laterals pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
151-6313-07VIN	Size 3 Basic laterals pair (Black cover included)-White Metalwork
151-6218-05	Size 1/2 Protraction pad pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork
151-6218-06	Size 1/2 Protraction pad pair (Dove cover included)-Black Metalwork
151-6218-05VIN	Size 1/2 Protraction pad pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork
151-6218-07VIN	Size 1/2 Protraction pad pair (Black cover included)-Black Metalwork
151-6219-05	Size 1/2 Protraction pad pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6219-06	Size 1/2 Protraction pad pair (Dove Grey cover included)-White Metalwork
151-6219-05VIN	Size 1/2 Protraction pad pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6219-07VIN	Size 1/2 Protraction pad pair (Black cover included)-White Metalwork
151-6314-05	Size 3 Protraction Pad pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork
151-6314-06	Size 3 Protraction Pad pair (Dove Grey cover included)-Black Metalwork
151-6314-05VIN	Size 3 Protraction Pad pair (Ebony Grey included)-Black Metalwork
151-6314-07VIN	Size 3 Protraction Pad pair (Black cover included)-Black Metalwork
151-6315-05	Size 3 Protraction Pad pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6315-06	Size 3 Protraction Pad pair (Dove Grey cover included)-White Metalwork
151-6315-05VIN	Size 3 Protraction Pad pair (Ebony Grey included)-White Metalwork
151-6315-07VIN	Size 3 Protraction Pad pair (Black cover included)-White Metalwork
151-1754	Size 1 side pad (Pair-hardware only) -Black metalwork
151-2754	Size 2 side pad (Pair-hardware only) -Black metalwork
151-3754	Size 3 side pad (Pair-hardware only) -Black metalwork
151-6113	Size 1 side pad (Pair-hardware only) -White metalwork
151-6220	Size 2 side pad (Pair-hardware only) -White metalwork
151-6316	Size 3 side pad (Pair-hardware only) -White metalwork
151-6114-01	Size 1 side pads cover pair (Green)
151-6114-03	Size 1 side pads cover pair (Blue)
151-6114-04	Size 1 side pads cover pair (Raspberry)
151-6114-05	Size 1 side pads cover pair (Ebony Grey)
151-6114-01VIN	Size 1 side pads cover pair (Green)
151-6114-03VIN	Size 1 side pads cover pair (Blue)

151-6114-04VIN Size 1 side pads cover pair (Raspberry)
 151-6114-07VIN Size 1 side pads cover pair (Black)

151-6221-01 Size 2 side pads cover pair (Green)
 151-6221-03 Size 2 side pads cover pair (Blue)
 151-6221-04 Size 2 side pads cover pair (Raspberry)
 151-6221-05 Size 2 side pads cover pair (Ebony Grey)

151-6221-01VIN Size 2 side pads cover pair (Green)
 151-6221-03VIN Size 2 side pads cover pair (Blue)
 151-6221-04VIN Size 2 side pads cover pair (Raspberry)
 151-6221-07VIN Size 2 side pads cover pair (Black)

151-6316-01 Size 3 side pads cover pair (Green)
 151-6316-03 Size 3 side pads cover pair (Blue)
 151-6316-04 Size 3 side pads cover pair (Raspberry)
 151-6316-05 Size 3 side pads cover pair (Ebony Grey)

151-6316-01VIN Size 3 side pads cover pair (Green)
 151-6316-03VIN Size 3 side pads cover pair (Blue)
 151-6316-04VIN Size 3 side pads cover pair (Raspberry)
 151-6316-07VIN Size 3 side pads cover pair (Black)

151-6115-01 Size 1 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6115-03 Size 1 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6115-04 Size 1 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6115-05 Size 1 side pads pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

151-6115-01VIN Size 1 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6115-03VIN Size 1 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6115-04VIN Size 1 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6115-07VIN Size 1 side pads pair (Black cover included)-Black Metalwork

151-6116-01 Size 1 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6116-03 Size 1 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6116-04 Size 1 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6116-05 Size 1 side pads pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork

151-6116-01VIN Size 1 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6116-03VIN Size 1 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6116-04VIN Size 1 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6116-07VIN Size 1 side pads pair (Black cover included)-White Metalwork

151-6222-01 Size 2 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6222-03 Size 2 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6222-04 Size 2 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6222-05 Size 2 side pads pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

151-6222-01VIN Size 2 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork

151-6222-03VIN Size 2 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6222-04VIN Size 2 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6222-07VIN Size 2 side pads pair (Black cover included)-Black Metalwork

 151-6223-01 Size 2 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6223-03 Size 2 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6223-04 Size 2 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6223-05 Size 2 side pads pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork

 151-6223-01VIN Size 2 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6223-03VIN Size 2 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6223-04VIN Size 2 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6223-07VIN Size 2 side pads pair (Black cover included)-White Metalwork

 151-6317-01 Size 3 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6317-03 Size 3 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6317-04 Size 3 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6317-05 Size 3 side pads pair (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

 151-6317-01VIN Size 3 side pads pair (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6317-03VIN Size 3 side pads pair (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6317-04VIN Size 3 side pads pair (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6317-07VIN Size 3 side pads pair (Black cover included)-Black Metalwork

 151-6318-01 Size 3 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6318-03 Size 3 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6318-04 Size 3 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6318-05 Size 3 side pads pair (Ebony Grey cover included)-White Metalwork

 151-6318-01VIN Size 3 side pads pair (Green cover included)-White Metalwork
 151-6318-03VIN Size 3 side pads pair (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6318-04VIN Size 3 side pads pair (Raspberry cover included)-White Metalwork
 151-6318-07VIN Size 3 side pads pair (Black cover included)-White Metalwork

 151-6224-01 Size 2 Abduction Side Pad (Green cover included)-Black metalwork
 151-6224-03 Size 2 Abduction Side Pad (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6224-04 Size 2 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6224-05 Size 2 Abduction Side Pad (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork

 151-6224-01VIN Size 2 Abduction Side Pad (Green cover included)-Black Metalwork
 151-6224-03VIN Size 2 Abduction Side Pad (Blue cover included)-Black Metalwork
 151-6224-04VIN Size 2 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-Black Metalwork
 151-6224-07VIN Size 2 Abduction Side Pad (Black cover included)-Black Metalwork

 151-6225-01 Size 2 Abduction Side Pad (Green cover included)-White metalwork
 151-6225-03 Size 2 Abduction Side Pad (Blue cover included)-White Metalwork
 151-6225-04 Size 2 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-White Metalwork

151-6225-05	Size 2 Abduction Side Pad (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6225-01VIN	Size 2 Abduction Side Pad (Green cover included)-White Metalwork
151-6225-03VIN	Size 2 Abduction Side Pad (Blue cover included)-White Metalwork
151-6225-04VIN	Size 2 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-White Metalwork
151-6225-07VIN	Size 2 Abduction Side Pad (Black cover included)-White Metalwork
151-6320-01	Size 3 Abduction Side Pad (Green cover included)-Black Metalwork
151-6320-03	Size 3 Abduction Side Pad (Blue cover included)-Black Metalwork
151-6320-04	Size 3 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-Black Metalwork
151-6320-05	Size 3 Abduction Side Pad (Ebony Grey cover included)-Black Metalwork
151-6320-01VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Green cover included)-Black Metalwork
151-6320-03VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Blue cover included)-Black Metalwork
151-6320-04VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-Black Metalwork
151-6320-07VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Black cover included)-Black Metalwork
151-6321-01	Size 3 Abduction Side Pad (Green cover included)-White Metalwork
151-6321-03	Size 3 Abduction Side Pad (Blue cover included)-White Metalwork
151-6321-04	Size 3 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-White Metalwork
151-6321-05	Size 3 Abduction Side Pad (Ebony Grey cover included)-White Metalwork
151-6321-01VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Green cover included)-White Metalwork
151-6321-03VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Blue cover included)-White Metalwork
151-6321-04VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Raspberry cover included)-White Metalwork
151-6321-07VIN	Size 3 Abduction Side Pad (Black cover included)-White Metalwork
155-H001-L600	H-Style Harness Small & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L601	H-Style Harness Med & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L602	H-Style Harness Large & Strap Kit (Leckey)
155-H001-L603	H-Style Harness Xlarge & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L600	Narrow Harness Small & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L601	Narrow Harness Med & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L602	Narrow Harness Large & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L603	Narrow Harness Xlarge & Strap Kit (Leckey)
155-N001-L604	Narrow Harness Xxlarge & Strap Kit (Leckey)
120-799	Small trunk harness (Mygo)
120-757	Medium trunk harness (Mygo)
117-761	Large trunk harness (Mygo)
117-750	Harness extension strap (10cm)
151-6122	S1 Tray Wooden Flipaway
151-6231	S2 Tray Wooden Flipaway
151-6326	S3 Tray Wooden Flipaway
151-1644	S1 Tray plastic

151-2644	S2 Tray plastic
133-2148	Tray assembly (extended armrest clear)
133-2149	Tray assembly (extended armrest black)
151-3766	Tray assembly clear (additional 20mm seat width)
151-3767	Tray assembly black (additional 20mm seat width)

HIP SUPPORT ACCESSORIES

151-1660	S1-4 point pelvic belt
151-2660	S2-4 point pelvic belt
151-3660	S3-4 point pelvic belt

FOOT SUPPORT ACCESSORIES

151-1745	S1 One piece footplate metal - Black
151-2745	S2 One piece footplate metal -Black
151-3745	S3 One piece footplate metal -Black
151-6123	S1 One piece footplate metal - White
151-6223	S2 One piece footplate metal -White
151-6327	S3 One piece footplate metal -White
151-1746	S1 One piece footplate wooden
151-6232	S2 One piece footplate wooden
151-3746	S3 One piece footplate wooden
151-6125	S1 One piece footplate wooden- White
151-6235	S2 One piece footplate wooden- White
151-6329	S3 One piece footplate wooden- White
152-1600	S1 Sandals including straps
152-2600	S2 Sandals including straps
152-3600	S3 Sandals including straps
151-1755	S1 Footplate straps
151-2755	S2 Footplate straps
151-3755	S3 Footplate straps
151-1760	1" SANDAL RAISER (1 OFF) S1&2
151-3760	1" SANDAL RAISER (1 OFF) S3
AH01	Pair of Small Ankle Huggers
AH02	Pair of Medium Ankle Huggers

OTHER ACCESSORIES

151-6117	Size 1 Armrest (Pair)
151-6226	Size 2 Armrest (Pair)
151-3747	Size 3 Armrest (Pair)

151-6124	Size 1 Armrest (Pair) White
151-6234	Size 2 Armrest (Pair) White
151-6328	Size 3 Armrest (Pair) White
151-6118-01	Size 1 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6118-03	Size 1 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6118-04	Size 1 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6118-05	Size 1 Pommel Disc (Ebony Grey)-Black Metalwork
151-6118-01VIN	Size 1 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6118-03VIN	Size 1 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6118-04VIN	Size 1 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6118-07VIN	Size 1 Pommel Disc (Black)-Black Metalwork
151-6119-01	Size 1 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6119-03	Size 1 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6119-04	Size 1 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6119-05	Size 1 Pommel Disc (Ebony Grey)-White Metalwork
151-6119-01VIN	Size 1 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6119-03VIN	Size 1 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6119-04VIN	Size 1 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6119-07VIN	Size 1 Pommel Disc (Black)-White Metalwork
151-6227-01	Size 2 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6227-03	Size 2 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6227-04	Size 2 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6227-05	Size 2 Pommel Disc (Ebony Grey)-Black Metalwork
151-6227-01VIN	Size 2 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6227-03VIN	Size 2 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6227-04VIN	Size 2 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6227-07VIN	Size 2 Pommel Disc (Black)-Black Metalwork
151-6228-01	Size 2 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6228-03	Size 2 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6228-04	Size 2 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6228-05	Size 2 Pommel Disc (Ebony Grey)-White Metalwork
151-6228-01VIN	Size 2 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6228-03VIN	Size 2 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6228-04VIN	Size 2 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6228-07VIN	Size 2 Pommel Disc (Black)-White Metalwork
151-6322-01	Size 3 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6322-03	Size 3 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6322-04	Size 3 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6322-05	Size 3 Pommel Disc (Ebony Grey)-Black Metalwork

151-6322-01VIN Size 3 Disc Pommel (Green)-Black Metalwork
151-6322-03VIN Size 3 Disc Pommel (Blue)-Black Metalwork
151-6322-04VIN Size 3 Disc Pommel (Raspberry)-Black Metalwork
151-6322-07VIN Size 3 Pommel Disc (Black)-Black Metalwork

151-6323-01 Size 3 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6323-03 Size 3 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6323-04 Size 3 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6323-05 Size 3 Pommel Disc (Ebony Grey)-White Metalwork

151-6323-01VIN Size 3 Disc Pommel (Green)-White Metalwork
151-6323-03VIN Size 3 Disc Pommel (Blue)-White Metalwork
151-6323-04VIN Size 3 Disc Pommel (Raspberry)-White Metalwork
151-6323-07VIN Size 3 Pommel Disc (Black)-White Metalwork

151-6120-01 Wedge shape pommel S1 (Green)-Black Metalwork
151-6120-03 Wedge shape pommel S1 (Blue)-Black Metalwork
151-6120-04 Wedge shape pommel S1 (Raspberry)-Black Metalwork
151-6120-05 Wedge shape pommel S1 (Ebony Grey)-Black Metalwork

151-6120-01VIN Wedge shape pommel S1 (Green)-Black Metalwork
151-6120-03VIN Wedge shape pommel S1 (Blue)-Black Metalwork
151-6120-04VIN Wedge shape pommel S1 (Raspberry)-Black Metalwork
151-6120-07VIN Wedge shape pommel S1 (Black)-Black Metalwork

151-6121-01 Wedge shape pommel S1 (Green)-White Metalwork
151-6121-03 Wedge shape pommel S1 (Blue)-White Metalwork
151-6121-04 Wedge shape pommel S1 (Raspberry)-White Metalwork
151-6121-05 Wedge shape pommel S1 (Ebony Grey)-White Metalwork

151-6121-01VIN Wedge shape pommel S1 (Green)-White Metalwork
151-6121-03VIN Wedge shape pommel S1 (Blue)-White Metalwork
151-6121-04VIN Wedge shape pommel S1 (Raspberry)-White Metalwork
151-6121-07VIN Wedge shape pommel S1 (Black)-White Metalwork

151-6229-01 Wedge shape pommel S2 (Green)-Black Metalwork
151-6229-03 Wedge shape pommel S2 (Blue)-Black Metalwork
151-6229-04 Wedge shape pommel S2 (Raspberry)-Black Metalwork
151-6229-05 Wedge shape pommel S2 (Ebony Grey)-Black Metalwork

151-6229-01VIN Wedge shape pommel S2 (Green)-Black Metalwork
151-6229-03VIN Wedge shape pommel S2 (Blue)-Black Metalwork
151-6229-04VIN Wedge shape pommel S2 (Raspberry)-Black Metalwork
151-6229-07VIN Wedge shape pommel S2 (Black)-Black Metalwork

151-6230-01 Wedge shape pommel S2 (Green)-White Metalwork
151-6230-03 Wedge shape pommel S2 (Blue)-White Metalwork
151-6230-04 Wedge shape pommel S2 (Raspberry)-White Metalwork
151-6230-05 Wedge shape pommel S2 (Ebony Grey)-White Metalwork

- 151-6230-01VIN Wedge shape pommel S2 (Green)-White Metalwork
- 151-6230-03VIN Wedge shape pommel S2 (Blue)-White Metalwork
- 151-6230-04VIN Wedge shape pommel S2 (Raspberry)-White Metalwork
- 151-6230-07VIN Wedge shape pommel S2 (Black)-White Metalwork

- 151-6334-01 Wedge shape pommel S3 (Green)-Black Metalwork
- 151-6334-03 Wedge shape pommel S3 (Blue)-Black Metalwork
- 151-6334-04 Wedge shape pommel S3 (Raspberry)-Black Metalwork
- 151-6334-05 Wedge shape pommel S3 (Ebony Grey)-Black Metalwork

- 151-6334-01VIN Wedge shape pommel S3 (Green)-Black Metalwork
- 151-6334-03VIN Wedge shape pommel S3 (Blue)-Black Metalwork
- 151-6334-04VIN Wedge shape pommel S3 (Raspberry)-Black Metalwork
- 151-6334-07VIN Wedge shape pommel S3 (Black)-Black Metalwork

- 151-6335-01 Wedge shape pommel S3 (Green)-White Metalwork
- 151-6335-03 Wedge shape pommel S3 (Blue)-White Metalwork
- 151-6335-04 Wedge shape pommel S3 (Raspberry)-White Metalwork
- 151-6335-05 Wedge shape pommel S3 (Ebony Grey)-White Metalwork

- 151-6335-01VIN Wedge shape pommel S3 (Green)-White Metalwork
- 151-6335-03VIN Wedge shape pommel S3 (Blue)-White Metalwork
- 151-6335-04VIN Wedge shape pommel S3 (Raspberry)-White Metalwork
- 151-6335-07VIN Wedge shape pommel S3 (Black)-White Metalwork

- 151-6239 EDS swatch book



Il dispositivo Everyday Activity Seat è un sistema di seduta disegnato appositamente per essere utilizzato in casa ed a scuola. È disponibile in tre misure con seduta regolabile in altezza, profondità e ampiezza per alloggiare utenti che vanno da 1 anno all'età adulta. Questo manuale vi mostrerà come riuscire in modo veloce e semplice ad utilizzare tutte le sue funzioni. Le istruzioni riguardanti la sicurezza e la manutenzione vi assicureranno un uso del prodotto duraturo nel tempo.



Contenuti

- 01 Destinazione d'uso
- 02 Dichiarazione di conformità
- 03 Termini di Garanzia
- 04 Documentazione sulla Storia del Prodotto
- 05 Istruzione all'uso
- 06 Informazioni sulla Sicurezza
- 07 Come Rimuovere dall'Imballo ed Assemblare
- 08 Inserire le imbottiture
- 09 Regolazioni personalizzate per la gestione della postura
- 10 Adattamenti Frequenti per un Uso Quotidiano
- 11 Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione
- 12 Controllo Quotidiano del Prodotto
- 13 Controllo Annuale del Prodotto
- 14 Riassegnazione dei prodotti Leckey
- 15 Assistenza Prodotto
- 16 Informazioni Tecniche

1. Destinazione d'Uso

Il dispositivo Everyday Activity Seat è disponibile in 3 misure ed è disegnato per soddisfare i bisogni di bambini con disabilità. La misura 1 è per bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, la misura 2 è per bambini tra i 5 ed i 12 anni e la misura 3 è per adolescenti tra gli 11 ed i 18 anni. La portata massima è rispettivamente 30 kg, 50 kg e 100 kg.

2 Dichiarazione di Conformità

Il produttore, James Leckey Design Ltd., dichiara, sotto la propria e unica responsabilità, che Il dispositivo Everyday Activity Seat è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE e della norma EN 12182 — Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova.

3 Termini di Garanzia

La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato in conformità con le condizioni specificate e con la sua destinazione d'uso, rispettando tutte le raccomandazioni del produttore (si vedano anche le condizioni generali di vendita, consegna e pagamento). Tutti i prodotti e i componenti Leckey sono garantiti due anni.

4 Documentazione sulla storia del prodotto

Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, dovrebbe essere prescritto, configurato o riassegnato da personale tecnico competente che è stato formato sull'uso di questo prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta che fornisca le informazioni relative a tutte le impostazioni, i controlli relativi alla riassegnazione del prodotto ed i controlli annuali.

5 Istruzione all'uso

(Clienti e Assistenti) Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1 e, in quanto tale, Leckey raccomanda che genitori, insegnanti e assistenti che fanno uso di questa attrezzatura vengano messi a conoscenza delle seguenti sezioni del presente manuale da personale tecnico competente.

Sezione 6

Informazioni sulla sicurezza

Sezione 9

Regolazioni personalizzate per la gestione della postura

Sezione 10

Adattamenti Frequenti per un Uso Quotidiano

Sezione 11

Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione

Sezione 12

Controllo Quotidiano del Prodotto

Leckey consiglia di conservare documentazione scritta di tutti coloro abbiano constatato il corretto utilizzo di questo prodotto.

6 Informazioni sulla Sicurezza



6.1 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.



6.2 Gli utenti non dovrebbero mai essere lasciati da soli mentre utilizzano prodotti Leckey.



6.3 Applicare al prodotto solamente componenti approvati da Leckey. Non apportare alcuna modifica al prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere in pericolo l'utente o l'assistente ed invalidare la garanzia.



6.4 Qualora ci fossero dubbi sulla persistenza dell'uso in sicurezza del prodotto o nel caso in cui alcune sue parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il rivenditore locale il prima possibile.



6.5 Controllare che tutte le parti siano ben assicurate prima di alloggiare l'utente nel prodotto. Per alcune parti è necessario l'utilizzo di specifici strumenti forniti insieme al prodotto. Mantenere gli attrezzi lontano dalla portata dei bambini.



6.6 Per ragioni di sicurezza, agganciare la cinghia pelvica una volta alloggiato l'utente nell'ausilio.



6.7 Quando il prodotto sia fermo assicurarsi che tutte e quattro le rotelle siano state bloccate e rivolte verso l'esterno. Ciò è molto importante quando l'ausilio è in posizione basculata o quando lo schienale è reclinato.



6.8 Quando l'ausilio è utilizzato controllare cortesemente che la regolazione in altezza e di basculazione siano bloccati

e che non possano essere sbloccati accidentalmente, specialmente se sono presenti bambini.



6.9 Il dispositivo Everyday Activity Seat non è una sedia a rotelle e nonostante la mobilità sia una sua caratteristica sconsigliamo di utilizzarla su superfici scose. Tutte le dovute attenzioni e cure devono essere adottate nello spostamento di un utente da un dispositivo ad un altro.



6.10 L'Everyday Activity Seat non è stata sottoposta al crash test e perciò non può essere utilizzata sui mezzi di trasporto.



6.11 Non lasciare mai il prodotto su una superficie con una pendenza superiore ai 5 gradi. Ricordare sempre di bloccare tutte le rotelle.



6.12 Utilizzare il maniglione solo per condurre e muovere l'ausilio da una parte all'altra. Per tale scopo non tirare mai l'ausilio dal tavolino.



6.13 Il prodotto contiene componenti che potrebbero costituire un rischio di soffocamento per bambini piccoli. Controllare sempre che le manopole di bloccaggio e i bulloni raggiungibili dal bambino siano sempre ben serrati.



6.14 I prodotti Leckey sono conformi al regolamento sulla sicurezza antincendio ai sensi della norma EN 12182. Tuttavia, il prodotto contiene componenti in plastica e dovrebbe essere quindi tenuto lontano da tutte le fonti dirette di calore come fiamme libere, sigarette, riscaldatori elettrici e a gas.



6.15 Non posizionare mai oggetti caldi sul Tavolino in quanto potrebbero danneggiare la plastica.



6.16 Pulire regolarmente il prodotto. Non utilizzare detergenti abrasivi. Effettuare regolarmente controlli di manutenzione per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente.



6.17 Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato in luoghi chiusi e quando non utilizzato deve essere riposto in un luogo asciutto e fresco con una temperatura compresa tra i 5 ed i 40 gradi centigradi.

Come rimuovere dall'imballo ed assemblare

Controllo dei componenti

Congratulazioni per l'acquisto dell'Everyday Activity Seat. Tutti i componenti ordinati sono contenuti in buste di polietilene etichettate. Controllare che siano presenti tutti i componenti ordinati.

Tenere i sacchetti di polietilene lontano dalla portata dei bambini.

Attrezzo Multiuso

Alcune regolazioni richiedono l'utilizzo di un attrezzo multiuso in dotazione insieme alla vostra sedia.



7.1 Fissare i supporti per i piedi / le cinghie della pedana poggiapiedi (Pedana poggiapiedi in legno)

Per fissare i supporti per i piedi svitare la manopola e le rondelle dal sandalo. Posizionare il sandalo nella pedana poggiapiedi, inserire la vite nella fessura e riposizionare le rondelle e la manopola. Ripetere l'operazione per l'altro supporto.

Fissare le cinghie della pedana poggiapiedi (Pedana poggiapiedi in legno)

Posizionare gli strappi della pedana poggiapiedi per accogliere i piedi dell'utente e segnare la posizione del foro della cinghia. Effettuare un foro di 7mm nel legno nelle posizioni pre-marcate del foro della cinghia. Fissare la cinghia della pedana poggiapiedi alla base in legno mediante l'utilizzo di bullone, rondella e dado.

Regolare le Cinghie della Pedana Poggiapiedi

Per rimuovere le cinghie imbottite della pedana poggiapiedi staccare le cinghie dal velcro. Per fissare le cinghie imbottite intorno al piede dell'utente attaccare le cinghie al velcro.




7.2 Fissare i braccioli

Inserire i braccioli nelle apposite staffe e fissarli all'altezza desiderata stringendo la manopola (a).




7.3 Fissare il tavolino

Per fissare il tavolino grigio, chiaro o nero, inserire le barre nelle guide situate al centro dei braccioli (a). Per fissare il tavolino in legno inserire la singola barra nella guida situata sotto il bracciolo destro o sinistro a seconda della posizione che si vuole adottare (b). Una volta che il tavolino (chiaro, nero, grigio o in legno) si trova in posizione stringere la manopola (c) per fissare il tutto.



7.4 Fissare i supporti bacino

Svitare la manopola (a) situata sotto la base dell'ausilio. Posizionare la staffa del supporto fianchi laterale nella vite (b) e riposizionare la manopola (c).



7.5 Fissare i supporti laterali del tronco swing away

Per fissare i supporti laterali del tronco allineare la staffa con la fessura nello schienale di metallo. Inserire i due bulloni nel piccola fessura ovale, nella fessura dello schienale e nelle due parti scorrevoli situate sulla staffa ed avvitare.

Per ottenere più altezza grazie ai supporti laterali basta toglierli, capovolgerli e riattaccarli mettendo il supporto di sinistra a destra dello schienale e viceversa.



7.6 Fissare le prolunghe imbottite per le spalle

Per fissare le prolunghe imbottite per le spalle allineare la staffa con le fessure situate sullo schienale. Inserire i due bulloni e le rondelle attraverso la fessura dello schienale e fissarle nella staffa della prolunga.




7.7 Fissare il pomo

Inserire la staffa del pomo nel vano. Inserire la manopola (a) e fissare.



7.8 Fissare la pedana poggiapiedi

Per la misura 1 e 2 far scivolare la pedana sopra il tubo dell'angolo del polpaccio (a) e fissare il bullone (b). Per la misura 3 far scivolare la pedana sopra i tubi di supporto dell'angolo del polpaccio (c) e fissare i bulloni su ogni supporto del polpaccio.



7.9 Fissare le imbottiture laterali per le ginocchia

Per la misura 1 e 2 posizionare l'ausilio nella posizione di massima profondità, svitare la manopola situata sotto la base dell'ausilio. Posizionare le imbottiture laterali per abduzione nella vite (a) ed avvitare la manopola (b).

Per la misura 3 allineare le imbottiture laterali per abduzione con la fessura situata nella parte frontale della base della seduta quando l'ausilio si trova nella posizione di massima profondità. Far scivolare fino al raggiungimento della posizione desiderata, inserire il bullone ed avvitare (c).



7.10 Fissare la cinghia pelvica

Aprire le fibbie (a). Attaccare ognuna delle 4 cinghie attraverso le fibbie e continuare a farle passare attraverso la fibbia ad occhiello supplementare (b). Abbottonare per bloccare (c).

A



B



C



7.11 Fissare la staffa di raccordo del poggiatesta Mygo

Infilare le viti attraverso il Poggiatesta Mygo, la staffa di raccordo ed il Blocco Distanziatore. Allineare ed inserire quanto assemblato nei fori nella lastra che si trova sulla parte posteriore. Fissare ogni vite con un bullone.



7.12 Fissare la fascia dei polpacci

Avvolgere la fascia intorno alle due barre di supporto dei polpaccio. Allineare i bottoni automatici sulla striscia di velcro e chiudere.



Una volta fissata la fascia far scivolare i bottoni nella parte posteriore del supporto per proteggere le gambe dell'utente.



7.13 Fissare il manubrio di spinta


Per la misura 1 il maniglione viene fissato alle staffe del telaio inserendo i due tubi inferiori nelle rispettive guide come mostrato (a). Per le misure 2 e 3 il maniglione viene fissato alla base dell'ausilio mediante l'inserimento delle due assi inferiori nelle rispettive guide come mostrato (b e c).

Il maniglione è munito di bottoni automatici di sicurezza che devono essere premuti quando vengono inserite i tubi inferiori. Spingere i tubi fin quando i bottoni automatici non sporgono dall'altra parte delle guide. Per la misura 1 e 2 fissare il maniglione stringendo le viti (d). Per la misura 3 fissare il maniglione stringendo e chiudendo le manopole (e).


Controllare regolarmente bulloni e manopole per assicurarsi che siano fissati, specialmente quando il dispositivo viene utilizzato su superfici scoscese o in pendenza.

A





**Inserire i
Cuscini**




8.1 Cuscino dello schienale

Il cuscino dello schienale può essere fissato semplicemente posizionandolo nello schienale e spingendo verso il basso per abbottonare l'automatichino nella parte alta. Infine assicurarlo al velcro posizionato sullo schienale. Successivamente agganciare la fascia elastica al gancio. È possibile scegliere tra due fasce elastiche: una più corta per una posizione più bassa ed una seconda più lunga per una posizione più alta.



8.2 Cuscino del sedile

Il cuscino del sedile deve essere posizionato facendo pressione per far abbottonare l'automatico (a) nella parte posteriore del sedile. Successivamente piegare il rivestimento sotto la parte frontale dell'ausilio ed abbottonare gli automatici (b). Al centro del cuscino del sedile è presente una sezione di tessuto che può essere utilizzata per coprire la staffa del divaricatore quando questo non è assente. Tirare in basso questa sezione di tessuto al di sotto del sedile ed attaccarla utilizzando le strisce di velcro posizionate su ogni lato. Quando il pomo è posizionato ripiegare la sezione sotto il sedile.



8.3 Rivestimento del supporto laterale del tronco

Per fissare il rivestimento del supporto laterale del petto, far scivolare il rivestimento sul supporto laterale con le cerniere posizionate verso l'esterno. Far passare la fibbia in plastica attraverso il rivestimento (a) ed unire le cerniere situate nella parte posteriore del rivestimento per chiudere (b).



8.4 Supporto per il bacino

Far scorrere i rivestimenti sui componenti del supporto laterale dei fianchi con le cerniere rivolte verso l'esterno (a). Chiudere le cerniere situate nella parte posteriore del rivestimento per chiudere (b).



8.5 Rivestimento della staffa del supporto laterale dei fianchi

Far scivolare il rivestimento intorno alla staffa fino a quando non copre il meccanismo ad angolo. Far passare la linguetta oltre il meccanismo ad angolo e abbottonare l'automatico.



8.6 Rivestimento per il supporto del poggiatesta sagomato

Posizionare il rivestimento sopra il supporto e chiudere la cerniera.




8.7 Cintura pettorale

La cintura pettorale può essere fissata agganciando le fibbie della stessa alle fibbie che si trovano sui lati del supporto laterale.



8.8 Fissare lo stabilizzatore pettorale

Lo stabilizzatore è fornito con due cinghie laterali regolabili, due cinghie oblique regolabili, quattro fibbie a sgancio rapido (due con cinghie e due senza), due viti a passo corto, due bulloni a testa esagonale e 4 dadi di bloccaggio. Fissare le cinghie oblique e quelle laterali nella parte alta (a) e nella parte bassa (b) con l'aiuto di una chiave inglese e dell'attrezzo multiuso. Attaccare le cinghie della cintura obliqua oblique (c) con le due fibbie della parte alta e le due fibbie al lato.



8.9 Rivestimento della imbottitura laterale per abduzione

Posizionare la cover sui supporti laterali per le ginocchia e chiudere le cerniere su entrambi i lati.



Regolazioni personalizzate per la Gestione della Postura

La regolazione del prodotto dovrebbe essere completata da una persona tecnicamente e clinicamente competente e preparata all'uso del prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta di tutti i setup clinici del prodotto.

Regolare l'altezza dello schienale , la profondità della seduta e l'altezza della pedana poggipiedi prima di posizionare il bambino nell'ausilio. Quando il bambino è seduto è comunque possibile aggiustare le regolazioni.



9.1 Cinghia pelvica

Per regolazioni laterali aprire le fibbie, tirare le cinghie per stringere o rilasciare la fibbia per allentare a seconda della vestibilità necessaria (a). Per regolare il centro della cintura tirare l'anello a D situato sul velcro ed allentare ciascuna cinghia attraverso la fibbia per allentare la cintura. Per stringere la cintura tirare l'anello a D lontano dalla cinghia (b).



Assicurarsi che la cinghia sia assicurata alla fibbia ad occhiello nel caso in cui la fibbia dovesse aprirsi accidentalmente.



9.2 Supporti laterali del bacino

Per regolare l'ampiezza dei supporti laterali del bacino, svitare la manopola (a) regolare i supporti ed avvitarela.

Per regolare la profondità svitare i due bulloni (b) con l'attrezzo multiuso in dotazione, regolare i supporti ed avvitare i due bulloni.

Per regolare l'angolazione allentare il bullone (c). Regolare i supporti e stringere il bullone.



9.3 Altezza dello schienale

L'altezza complessiva dello schienale si regola svitando le due manopole e posizionando lo schienale in base all'altezza dell'utente. Una volta posizionato lo schienale avvitare le manopole. L'altezza può essere regolata ulteriormente una volta che l'utente è stato alloggiato. Quando l'altezza è bassa il cuscino deve essere posizionato intorno alla parte inferiore dello schienale e assicurato con il Velcro e i tiranti ad elastico



Fare attenzione a non ferirsi le dita durante le fasi di regolazione.




9.4 Angolazione dello schienale

Lo schienale può essere inclinato a piacimento svitando il bullone con l'attrezzo multiuso. Dopo aver posizionato lo schienale avvitare il bullone. Controllare sempre che lo schienale sia ben fissato al fine di mantenere la postura desiderata per il bambino.

L'angolazione dello schienale può essere regolata anche quando il bambino è posizionato nell'ausilio facendo attenzione a mantenere lo schienale con una mano.




Assicurarsi sempre che il bullone sia ben avvitato per evitare di mettere in pericolo l'incolumità del bambino o dell'assistente.



9.5 Profondità del sedile

Per regolare la profondità dell'ausilio svitare le manopole (a) posizionate lateralmente sotto l'ausilio, tirare il sedile verso se stessi fino al raggiungimento della profondità desiderata e avvitare le manopole.




9.6 Altezza della pedana poggiapiedi

Per regolare l'altezza della misura 1 e 2 della pedana poggiapiedi svitare il bullone (a) situato frontalmente sul tubo del supporto del polpaccio e fare scivolare la pedana fino a raggiungere l'altezza desiderata avvitando il bullone per bloccarla. Per la misura 3 svitare i bulloni situati sui supporti per polpaccio (b). Far scivolare la pedana all'altezza desiderata avvitando i bulloni per bloccarla.



Controllare sempre che la pedana poggiapiedi sia ben assicurata per prevenire eventuali slittamenti dell'utente in avanti perché ciò potrebbe costituire un rischio di soffocamento se la cintura di bloccaggio del tronco o pettorale sono indossate.



9.7 Inclinazione della pedana poggiapiedi

Per regolare l'inclinazione della pedana poggiapiedi della misura 1 e 2 allentare la leva (a), posizionare la pedana all'inclinazione prescelta e stringere la leva per bloccarla.

Per la misura 3 svitare il bullone (b), posizionare la pedana nell'inclinazione prescelta e stringere il bullone per bloccarla.



Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante la regolazione.



9.8 Supporto sacrale

Per regolare l'altezza svitare i bulloni su entrambi i lati con il coltello multiuso in dotazione. Regolare il supporto alla giusta altezza e avvitare i bulloni.




Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante l'operazione di regolazione del supporto sacrale.



9.9 Supporti laterali per il tronco

Svitare i bulloni (a) per regolare la profondità, l'altezza e l'inclinazione dei supporti laterali avvitando il bullone una volta ottenuta la posizione desiderata.

Utilizzare la manopola per distanziare i supporti laterali (b).



9.10 Pelotta frontale per il tronco

Per modificare la profondità della pelotta, sollevare il rivestimento frontale, regolare le cinghie di Velcro e riposizionare il rivestimento.



9.11 Stabilizzatore pettorale

Lo stabilizzatore pettorale, anche se aperta rimane fissato all'ausilio mediante gli agganci laterali (a). Dopo aver posizionato il bambino nel sistema di seduta portare lo stabilizzatore pettorale sul davanti ed agganciare la fibbia sul lato opposto (b). Tutte le fibbie di connessione sono regolabili.

9.12 Supporti per gli arti inferiori

Per posizionare i sandali svitare la manopola situata sotto la pedana poggiapiedi, selezionare la posizione ed avvitare la manopola. Per posizionare i piedi dell'utente nei sandali utilizzare i cinghietti in velcro in dotazione.

A



B



9.13 Fissare le cavigliere

Far scorrere la cinghia nella fessura del sandalo. Formare un cappio facendo passare la cinghia attraverso la fibbia prima dal basso verso l'alto e poi nuovamente verso il basso. Per assicurare la cinghia bisogna farla passare nuovamente attraverso la fibbia. Accorciare la cinghia secondo le proprie esigenze.



9.14 Supporti per il contenimento degli arti superiori

Per regolare l'altezza del supporto delle spalle svitare i bulloni, muovere le staffe del supporto nella posizione desiderata ed avvitare i bulloni.



9.15 Supporto per il capo

Per regolare l'altezza e la profondità del supporto per il capo della misura 1 e 2 svitare la manopola (a) ed una volta messo il supporto in posizione avvitare la manopola. Effettuare lo stesso procedimento per la misura 3 aprendo la leva al posto della manopola (b). Non rimuovere il supporto per il capo quando l'utente è seduto nell'ausilio.



Non utilizzare mai il supporto della testa per correggere la posizione della testa dell'utente.




Fare sempre attenzione a non ferirsi le dita durante l'operazione di regolazione del supporto della testa.

A



B



9.16 Regolazione dei braccioli

Per regolare l'altezza del bracciolo svitare la manopola (a) , posizionarlo all'altezza desiderata ed avvitare la manopola. Per regolare l'angolazione ruotare la leva (b) fino a raggiungere l'angolazione desiderata.



9.17 Regolazione del tavolino

L'altezza e l'inclinazione del tavolino si possono modificare mediante la regolazione dei braccioli come spiegato nella sezione 9.16. Per rimuovere o regolare la profondità del tavolino svitare la manopola (a) situata sotto il bracciolo, posizionare il tavolino ed avvitare la manopola.



Prestare sempre attenzione affinché le mani e le braccia dei bambini non rimangano intrappolate quando si inserisce il tavolino.




Non utilizzare mai il tavolino per trascinare o spingere l'ausilio.



Non posizionare oggetti con temperatura superiore ai 40° sul tavolino.



L'uso del tavolino è riservato esclusivamente all'utente. Non attaccare o posizionare sul tavolino oggetti con un peso superiore agli 8 kg (17.6lb)



Regolazioni frequenti per un uso quotidiano (terapisti/ assistenti/genitori)

Ai genitori ed agli assistenti dovrebbe essere mostrato come effettuare regolazioni frequenti e dovrebbero essere portati a conoscenza dei controlli di sicurezza presenti nella sezione 6 da una persona tecnicamente e clinicamente preparata, addestrata ad usare il prodotto. Leckey consiglia di conservare una documentazione scritta di tutti coloro, genitori e assistenti, che sono stati addestrati nell'uso di questo prodotto.

10

10.1 Trasferire il bambino nel e dall'ausilio

Prima di trasferire il bambino nell'ausilio, effettuare ispezioni quotidiane del prodotto come schematizzato nella sezione 12 del seguente manuale.

Posizionare il sedile ad un'altezza che possa facilitare il trasferimento. Bloccare le rotelle assicurandosi che siano rivolte verso l'esterno per migliorare la stabilità del prodotto. Assicurarsi che la fibbia posizionata sullo stabilizzatore pettorale (se presente) sia sganciata e messa da parte per facilitare il trasferimento.

Se l'ausilio è munito di supporti laterali per il tronco swing away, per prima cosa bisogna che questi vengano sganciati. Sganciare la cinghia pelvica al centro e per ultima cosa, se i sandali sono indossati, aprire le cinghie. Siete ora pronti per trasferire o sollevare il bambino dall'ausilio.

Una volta che il bambino è alloggiato nell'ausilio la prima cosa da fare è quella di allacciare la cinghia pelvica mediante la fibbia centrale. Successivamente agganciare le cinghie dei sandali e qualsiasi altra cintura e riposizionare i supporti laterali del petto.




Agganciare sempre la cinghia pelvica prima di agganciare qualsiasi altra fibbia o cintura. Regolare la cintura in modo tale che il bambino non possa scivolare o strisciare in avanti nell'ausilio.

10.2 Regolare la cinghia pelvica

Per regolazioni laterali aprire le fibbie, tirare le cinghie per stringere o rilasciare la fibbia per allentare a seconda della vestibilità necessaria (a). Per regolare il centro della cintura tirare l'anello a D situato sul velcro ed allentare ciascuna cinghia attraverso la fibbia per allentare la cintura. Per stringere la cintura tirare l'anello a D lontano dalla cinghia (b).



Assicurarsi che la cinghia sia assicurata alla fibbia ad occhiello nel caso in cui la fibbia dovesse aprirsi accidentalmente.



10.3 Regolazione della cintura pettorale e della cintura di bloccaggio del tronco

Se il bambino necessita di supporti del petto come parte integrante del proprio programma posturale l'ausilio sarà munito di supporti laterali rigidi o di una combinazione di supporti laterali, cintura pettorale e cintura di bloccaggio del tronco. Questo potrebbe comportare una regolazione quotidiana dei componenti per essere accomodati ai diversi tipi di abbigliamento.

Controllare sempre con l'ausilio del terapeuta il posizionamento e la tensione delle cinghie e gli accessori di supporto del bambino.

Per modificare la profondità della cintura pettorale sollevare il rivestimento frontale, regolare le cinghie di Velcro e riposizionare il rivestimento.

Fare riferimento alla sezione 9.11 per indicazioni specifiche su come regolare la cintura di bloccaggio del tronco. Quando si utilizza la cintura pettorale assicurarsi sempre che le fibbie in plastica siano completamente allacciate.



Controllare che la cintura ed i supporti laterali siano ben assicurati per essere sicuri che il bambino non possa slittare in avanti rischiando di soffocare.



Se il bambino è attivo o ha degli spasmi in estensione assicurarsi a seguito di ogni spasmo che la cinghia pelvica sia ben agganciata, che il bambino sia in sicurezza e che non possa scivolare in avanti nell'ausilio.



Agganciare sempre il centro della cinghia pelvica prima di effettuare qualsiasi altra regolazione.



10.4 Telaio

Il dispositivo Everyday Activity Seat è disegnato per essere adattato a diverse opzioni di telaio. La misura 1 si adatta al telaio base ed al telaio hi-low con molla a gas, la misura 2 si adatta al telaio base, al telaio con molla a gas ed al telaio con dispositivo elettrico, mentre la misura 3 si adatta al telaio base ed al telaio hi-low con molla idraulica. Questo manuale mostra l'uso sicuro e corretto del sistema di seduta con tutte queste opzioni di telaio. Le rotelle montate sui telai sono comprese di blocco direzionale. Per bloccarle premere in basso il pedale grigio. Quando le rotelle direzionali sono in uso l'ausilio è guidata dalle rotelle posteriori.

10.5 Regolazione dell'altezza – Telaio hi-low

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Per regolare l'altezza del telaio hi-low premere la leva a pedale nella parte posteriore dello stesso mentre si tiene premuto il maniglione. Una volta rilasciata la leva a pedale l'ausilio si bloccherà all'altezza prescelta. Per sicurezza la leva a pedale può essere bloccata mediante il perno di bloccaggio (a) situato sul lato destro del pedale. Per sbloccare la leva a pedale estrarre il perno e ruotarlo di 90°. Il perno di bloccaggio (a) dovrebbe essere sempre chiuso quando non si sta regolando il telaio.

Estrarre il pedale dall'ausilio prima di utilizzare la leva a pedale.



Tenere sempre inserito il perno di bloccaggio quando non si sta regolando il telaio. Ciò è necessario per evitare che la leva a pedale sia azionata accidentalmente.



10.6 Regolazione dell'altezza- Telaio base



Per i bambini con un peso superiore a 27kg (60lb) sono necessarie due persone per sollevare il telaio Hi-low (regolamentazione dell' UK per il sollevamento e la movimentazione).



Per evitare di ferirsi le dita prestare attenzione quando la base viene regolata in altezza.



La regolazione dell'altezza del telaio base dovrebbe essere effettuata prima di alloggiarvi il bambino. Per regolare l'altezza bisogna aprire la leva (a) situata nella parte posteriore del tronco principale. Per abbassare l'altezza dell'ausilio, praticare pressione sulla base dell'ausilio sopra il tronco centrale. Stringere la leva per bloccare l'ausilio all'altezza stabilita.



Controllare con frequenza la leva per assicurarsi che la regolazione dell'altezza dell'ausilio funzioni.



Non regolare l'altezza quando il bambino è alloggiato nell'ausilio.



10.7 Regolazione dell'altezza- Telaio a pistone idraulico Hi-Low

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Per regolare l'altezza del telaio hi-low attivare la pompa della leva a pedale che si trova nella parte posteriore del telaio mentre si tiene premuto il maniglione. Una volta che si toglie il piede dal pedale l'ausilio si bloccherà nella posizione desiderata

Estrarre il pedale dall'ausilio prima di utilizzare la leva a pedale.



10.8 Regolazione dell'altezza- Telaio Hi-Low con motore elettrico

Questo tipo di regolazione può essere effettuata quando l'utente è alloggiato nell'ausilio. Premere sul telecomando il tasto della freccia che va in alto o il tasto della freccia che va in basso a seconda dell'altezza che si vuole ottenere. Una volta rilasciato il bottone l'ausilio si bloccherà automaticamente.



10.9 Basculazione

La basculazione può essere attivata mentre l'utente è alloggiato nell'ausilio. Prima di regolare l'angolazione della basculazione assicurarsi sempre che la cinghia pelvica sia ben allacciata per evitare che l'utente scivoli in avanti.

Per regolare l'angolazione della basculazione premere la leva situata sotto la base dell'ausilio. Una volta selezionato l'angolo desiderato rilasciare la leva per bloccare l'ausilio. La basculazione dovrebbe essere bloccata mentre l'utente è nell'ausilio. Per bloccare la leva ruotare il perno di arresto a destra della leva ed il perno si bloccherà. Potrebbe essere necessario alzare leggermente la leva per permettere al perno di bloccarsi.

Per sbloccare, premere il perno e ruotarlo di 90° ed utilizzare la leva.



Mantenere sempre la leva della basculazione bloccata per evitare attivazioni accidentali della stessa che potrebbe far sobbalzare l'ausilio e provocare lesioni al bambino.



Utilizzare il maniglione quando si effettua la basculazione.



Controllare sempre con l'ausilio del terapeuta che l'utilizzo della basculazione non causi ostruzioni delle vie respiratorie del bambino.



Reggere sempre saldamente con una mano il maniglione quando si apre la leva.



10.10 Sandali

Per posizionare i piedi dell'utente nei sandali assicurarli con le cinghie per mantenere in posizione il piede. Le cinghie devono essere posizionate sul dorso del piede e sopra le dita dei piedi.



Se il bambino indossa sandali o calzature leggere posizionare le cinghie in modo tale da evitare che la fibbia possa irritare la pelle.



10.11 Regolazione del tavolino

Il tavolino può essere utilizzato per una vasta gamma di attività e la sua posizione regolata per accogliere al meglio l'utente nei momenti di svago, educativi e durante i pasti.

Per fissare il tavolino grigio, chiaro o nero, inserire le barre nelle guide situate al centro dei braccioli. Per fissare il tavolino in legno inserire la singola barra nella guida situata sotto il bracciolo destro o sinistro a seconda della posizione che si vuole adottare. Una volta che il tavolino (chiaro, nero, grigio o in legno) si trova in posizione (a) stringere la manopola per fissare il tutto.

Per modificare l'altezza e l'angolazione del tavolino regolare i braccioli.



Per evitare di ferirsi le dita prestare attenzione quando si regola l'altezza.



Prestare sempre attenzione che le mani e le braccia dei bambini non rimangano intrappolate quando si inserisce il tavolino.



Non utilizzare mai il tavolino per trascinare o spingere l'ausilio.



Quando l'utente è alloggiato nell'ausilio mantenere il telaio del tavolino quando questo viene rimosso dalla guida e continuare fino a quando non è totalmente fuori dall'ausilio e dalla portata dell'utente.

10.12 Regolazione del bracciolo




Non posizionare oggetti con temperatura superiore ai 40° sul tavolino.



L'uso del tavolino è riservato esclusivamente all'utente. Non attaccare o posizionare sul tavolino oggetti con un peso superiore agli 8 kg (17.6lb).

Per regolare l'altezza del bracciolo svitare la manopola (a), posizionare all'altezza desiderata ed avvitare la manopola. Per regolare l'angolazione ruotare la leva (b) fino al raggiungimento dell'angolazione desiderata.



10.13 Spingere in alto la pedana poggiapiedi

Per alzare la pedana poggiapiedi spingerla in alto dalla parte frontale (a), quando questa sarà totalmente alzata il perno d'arresto si bloccherà automaticamente. Per abbassare la pedana tirare il perno d'arresto (b) e spingere la pedana in basso. È possibile mantenere la pedana poggiapiedi sbloccata ruotando il perno d'arresto una volta tirato.



11 Informazioni sulla Pulizia e sulla Manutenzione

Come Effettuare la Manutenzione

Per pulire si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detersivi non abrasivi. Non utilizzare in nessun caso solventi organici o liquidi per la pulizia a secco.

Imbottiture e tessuti

1. I rivestimenti dei cuscini in tessuto morbido possono essere rimossi e lavati in lavatrice a 40° ma non possono essere asciugati nell'asciugatrice. Rimuovere la gommapiuma dai seguenti rivestimenti prima di lavarli:

Poggiatesta

Cuscino dello schienale

Cuscino della seduta

Tutte le imbottiture soffici possono essere lavate in lavatrice dopo aver rimosso tutti i bulloni e tutte le chiusure.

Tutti i rivestimenti dei cuscini in vinile possono essere puliti con un panno ed acqua.

2. Le imbottiture e i tessuti possono essere anche puliti a mano quando si trovano al proprio posto. Quando si pulisce il prodotto, si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detersivi non abrasivi.

3. È consigliato rimuovere le macchie il prima possibile con un panno assorbente, un asciugamano o una spugna. La pulizia ordinaria con una spugna impregnata di acqua e sapone è efficace per sporco e perdite di scarsa intensità. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente il tessuto, altrimenti lo sporco si spargerà ulteriormente.

4. I detersivi antisettici possono essere usati sulle macchie più ostinate. Per queste potrebbe essere utile un solvente sicuro come l'alcol isopropilico o l'olio minerale. Anche mezza tazza di candeggina per 5 litri d'acqua può essere utilizzata come disinfettante efficace.

5. La cinghia pelvica e la cintura di bloccaggio del tronco possono essere lavate in lavatrice a 40°. Assicurarsi che tutti i bulloni e le chiusure siano state rimosse prima del lavaggio perché potrebbero danneggiare la lavatrice. Conservare le parti asportate in un posto sicuro e lontano dalla portata dei bambini.

6. Assicurarsi sempre che il prodotto sia asciutto prima dell'uso.

Componenti Metallici ed in Plastica

1. Acqua e sapone o uno spray antibatterico possono essere utilizzati per la pulizia quotidiana.

2. Per una pulizia profonda è possibile utilizzare un'idropulitrice.

3. Non utilizzare solventi per pulire i componenti in plastica o in metallo.

4. Assicurarsi che il prodotto sia perfettamente asciutto prima dell'uso.

12 Controllo quotidiano del prodotto

(Terapisti, Genitori e Assistenti)

Si consiglia a terapisti, genitori o assistenti di effettuare quotidiani controlli visivi dell'apparecchiatura, per assicurarsi dell'uso sicuro del prodotto. I controlli quotidiani consigliati sono elencati sotto.

1. Controllare che tutte le manopole ed i bulloni siano al proprio posto e ben stretti.
2. Verificare che non ci siano segni d'usura nelle imbottiture e sul velcro.
3. Controllare che le rotelle non siano incastrate e che si blocchino in sicurezza.
4. Controllare che i sistemi di bloccaggio dell'ausilio siano funzionanti e che l'ausilio sia completamente fissata sul telaio.
5. Controllare che la cinghia pelvica sia ben assicurata intorno all'utente e che questo non possa scivolare o slittare in avanti nell'ausilio.
6. Controllare che la pedana poggiapiedi sia fissata bene.



In caso di dubbi relativo sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

13 Controllo annuale del prodotto

(Terapista, Tecnico, Product Advisor Leckey, Rivenditore)

Leckey raccomanda il controllo dettagliato del prodotto almeno una volta all'anno e ogni volta che il prodotto viene riassegnato. Tale controllo dovrebbe essere effettuato da personale tecnico competente, formato sull'uso del prodotto, e dovrebbe comprendere i seguenti punti come requisito minimo.

1. Controllare che tutte le impugnature, manopole, dadi, viti e fibbie in plastica siano al proprio posto, rimpiazzando gli elementi mancanti.
Prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
> Bulloni di bloccaggio del poggiatesta.
> Bulloni di regolazione della profondità della seduta
> Bulloni di fissaggio della cinghia pelvica/ guida del bacino
> Regolazione dell'altezza e dell'angolazione della pedana poggiapiedi.

2. Controllare che i meccanismi di regolazione dell'altezza del telaio funzionino appropriatamente. Se il telaio ha la leva a pedale assicurarsi che l'altezza del sedile non subisca modifiche quando il pedale viene rilasciato. Controllare inoltre che il perno di bloccaggio si blocchi per evitare regolazioni accidentali del telaio.

3. Basculare la sedia nella sua massima angolazione e controllare che tutte le leve di bloccaggio funzionino nelle varie posizioni.

4. Controllare che nei punti in cui telaio e seggiolone sono unite non ci siano segni di usura sui componenti metallici.

5. Sollevare la base per controllare le rotelle singolarmente. Assicurarsi che si muovano liberamente e rimuovere lo sporco.

Assicurarsi che i freni, quando azionati, blocchino le rotelle.

6. Controllare la struttura del prodotto prestando attenzione ai punti della struttura saldati assicurandosi che non ci siano lesioni o quant'altro intorno alle saldature.

7. Leckey consiglia di conservare documentazione scritta relativa a tutti i controlli annuali effettuati sul prodotto. In caso di dubbi relativi sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

14 Ri-assegnare i prodotti Leckey

La maggior parte dei prodotti Leckey vengono valutati e ordinati per soddisfare i bisogni di un solo utente. Prima di riassegnare un prodotto, consigliamo che il terapeuta che lo prescrive effettui un controllo della compatibilità delle attrezzature per il nuovo utente e che si assicuri che il prodotto riassegnato non presenti modifiche o accessori speciali.

Sarebbe opportuno effettuare un controllo tecnico dettagliato sul prodotto prima di riassegnarlo. Tale controllo dovrebbe essere effettuato da personale tecnico competente, formato sull'uso e al controllo del prodotto. Si prega di fare riferimento alla sezione 13 per i controlli necessari.

Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito accuratamente in conformità con la sezione 11 del presente manuale.

Assicurarsi che una copia del manuale d'uso venga fornita assieme al prodotto. Una copia può essere scaricata dal nostro sito www.leckey.com

Leckey consiglia di conservare documentazione scritta relativa a tutti i controlli effettuati sul prodotto durante la sua riassegnazione.

In caso di dubbi relativi sulla persistenza dell'uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'uso del prodotto e contattare il nostro customer service o il vostro rivenditore locale il prima possibile.

15 Assistenza prodotto

L'assistenza su tutti i prodotti Leckey dovrebbe essere effettuata unicamente da personale tecnico competente, formato sull'uso del prodotto.

Tutte le richieste di assistenza dovrebbero essere rivolte al rivenditore che via ha fornito l'ausilio Leckey e che sarà lieto di aiutarvi. Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey visitate il sito: www.ottobock.it

Leckey sarà lieto di aiutarvi. Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey visitate il sito: www.ottobock.it

16 Informazioni Tecniche

Misura	1		2		3	
	mm/kg	pollici/lb	mm/kg	pollici/lb	mm/kg	pollici/lb
Portata Massima	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100kgs	220lbs
Peso sedia e telaio base	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	35.9kg	79lbs
Peso sedia e telaio hi-low	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Altezza sedia- telaio base	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Altezza sedia-telaio hi-low	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Ampiezza sedile	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Profondità sedile	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Distanza supporti pettorali	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Altezza schienale	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Angolo posteriore	30° supino 10° prono		30° supino 10° prono		30° supino 10° prono	
Altezza bracciolo	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Lunghezza parte inferiore della gamba	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Angolo della parte inferiore della gamba	-10° a +50°		-10° a +50°		-10° a +50°	
Angolo della pedana poggipiedi	-15° a +10°		-15° a +10°		-15° a +10°	
Basculazione	30° supino 10° prono		30° supino 10° prono		30° supino 10° prono	

Tutte le richieste di assistenza internazionali dovrebbero essere rivolte all'apposito distributore Leckey che sarà lieto di aiutarvi. Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey visitate il nostro sito.

Accessori

TELAIO

151-6100	1°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Nero
151-6200	2°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6300	3°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Nero
151-6101	1°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6201	2°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6301	3°Misura sedia base, poggiatesta, telaio base con pistone a gas e rotelle da 100mm – Bianco
151-6102	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6202	2°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Nero
151-6103	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Bianco
151-6203	1°Misura sedia base, poggiatesta, sistema hi-low con pistone a gas e rotelle da 100mm- Bianco
151-6204	2°Misura sedia base, poggiatesta e telaio hi-low con motore elettrico e rotelle da 100mm - Nero
151-6205	2°Misura sedia base, poggiatesta e telaio hi-low con motore elettrico e rotelle da 100mm - Nero
151-6302	3°Misura sedia base, poggiatesta d telaio a pistone idraulico con rotelle di 125mm-Nero
151-6303	3°Misura sedia base, poggiatesta e telaio a pistone idraulico con rotelle di 125mm-Bianco

KIT DI RIVESTIMENTI

151-6104-01	1°Misura cuscini e rivestimenti –Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-03	1°Misura cuscini e rivestimenti –Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-04	1°Misura cuscini e rivestimenti –Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-05	1°Misura cuscini e rivestimenti –Ebano Grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
151-6104-01VIN	1°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)

- 151-6104-03VIN 1°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6104-04VIN 1°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6104-07VIN 1°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-01 2°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-03 2°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-04 2°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-05 2°Misura cuscini e rivestimenti - Ebano Grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-01VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-03VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-04VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6206-07VIN 2°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-01 3°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-03 3°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-04 3°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-05 3°Misura cuscini e rivestimenti - Ebano grigio (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-01VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Verde (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-03VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Blu (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-04VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Lampone (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)
- 151-6304-07VIN 3°Misura cuscini e rivestimenti - Nero (con cuscinetti sacrali in gommapiuma)

ACCESSORI PER IL SUPPORTO DELLA TESTA

- 151-3751-05 S3 Poggiatesta Sagomato - (neoprene nero)
- 151-6208-05 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti - Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01,03 e 04)
- 151-6208-06 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Tortora (disponibile solo con i kit di rivestimento 05)
- 151-6208-05VIN 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01VIN, 07VIN e 04VIN)
- 151-6208-07VIN 1/2 Misura componenti del poggiatesta piatto e rivestimenti -Nero (disponibile solo con i kit di rivestimento 03VIN)

- 151-6209-05 Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti –Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01,03,04)
- 151-6209-06 Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Tortora (disponibile solo con i kit di rivestimento 05)
- 151-6209-05VIN Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti –Ebano Grigio (disponibile solo con i kit di rivestimento 01VIN,07VIN,04VIN)
- 151-6209-07VIN Poggiatesta piatto con supporti laterali e rivestimenti -Nero (disponibile solo con i kit di rivestimento 03VIN)
- 151-1756 staffa di fissaggio del poggiatesta Mygo

ACCESSORI PER IL SUPPORTO DEL PETTO

- 151-6106-01 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6106-03 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6106-04 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6106-05 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Ebano Grigio)-Nero metallizzato
- 151-6106-01VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6106-03VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6106-04VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6106-07VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato
- 151-6107-01 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6107-03 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6107-04 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6107-05 S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6107-01VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6107-03VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6107-04VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6107-07VIN S1 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato

- 151-6210-01 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6210-03 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6210-04 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6210-05 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6210-01VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6210-03VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6210-04VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6210-07VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Nero metallizzato

- 151-6211-01 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-03 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-04 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone) -Bianco metallizzato
- 151-6211-05 S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Bianco metallizzato

- 151-6211-01VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-03VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6211-04VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6211-07VIN S2 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Bianco metallizzato

- 151-6306-01 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6306-03 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6306-04 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6306-05 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Ebano
Grigio)-Nero metallizzato

- 151-6306-01VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Nero metallizzato
- 151-6306-03VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6306-04VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento

- 151-6306-07VIN Lampone) -Nero metallizzato
S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Nero metallizzato
- 151-6307-01 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-03 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-04 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6307-05 S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Eban
Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6307-01VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-03VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6307-04VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6307-07VIN S3 Coppia di supporti laterali rigidi del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Bianco metallizzato
- 151-6108-01 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Verde)-Nero metallizzato
- 151-6108-03 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6108-04 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6108-05 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Eban
Grigio)-Nero metallizzato
- 151-6108-01VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Verde)-Nero metallizzato
- 151-6108-03VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Nero metallizzato
- 151-6108-04VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6108-07VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)
-Nero metallizzato
- 151-6109-01 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)
-Bianco metallizzato
- 151-6109-03 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)
-Bianco metallizzato
- 151-6109-04 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento
Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6109-05 S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Eban
Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6109-01VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento

- Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6109-03VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6109-04VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6109-07VIN S1 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato
- 151-6212-01 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6212-03 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6212-04 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6212-05 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Nero metallizzato
- 151-6212-01VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6212-03VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6212-04VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6212-07VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato
- 151-6213-01 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6213-03 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6213-04 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6213-05 S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6213-01VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6213-03VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6213-04VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6213-07VIN S2 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato
- 151-6308-01 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6308-03 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6308-04 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento

- 151-6308-05 Lampone)-Nero metallizzato
S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Nero metallizzato
- 151-6308-01VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Nero metallizzato
- 151-6308-03VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Nero metallizzato
- 151-6308-04VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Nero metallizzato
- 151-6308-07VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Nero metallizzato
- 151-6309-01 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6309-03 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6309-04 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6309-05 S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Ebano Grigio)-Bianco metallizzato
- 151-6309-01VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Verde)-Bianco metallizzato
- 151-6309-03VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Blu)-Bianco metallizzato
- 151-6309-04VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Lampone)-Bianco metallizzato
- 151-6309-07VIN S3 Coppia di supporti laterali flessibili del petto in PU (Rivestimento Nero)-Bianco metallizzato
- 151-6214-01 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Verde incluso)
- 151-6214-03 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Blu incluso)
- 151-6214-04 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Lampone incluso)
- 151-6214-05 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Ebano Grigio incluso)
- 151-6214-01VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Verde incluso)
- 151-6214-03VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Blu incluso)
- 151-6214-04VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Lampone incluso)
- 151-6214-07VIN 1/2 Misura cintura pettorale (Rivestimento Nero incluso)
- 133-625 S3 Cintura pettorale (neoprene nero)
- 151-1757 1°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato
- 151-2757 2°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato
- 151-3757 3°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Nero metallizzato

- 151-6110 1°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
- 151-6215 2°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
- 151-6311 3°Misura Coppia di supporti laterali flessibili a struttura complessa - Bianco metallizzato
- 151-6111-01 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-03 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-04 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-05 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-01VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-03VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-04VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6111-07VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6112-01 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-03 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-04 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-05 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-01VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-03VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-04VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6112-07VIN 1°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6216-01 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-03 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-04 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato

- 151-6216-05 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-01VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-03VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-04VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6216-07VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6217-01 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-03 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-04 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-05 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-01VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-03VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-04VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6217-07VIN 2°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6312-01 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-03 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-04 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-05 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-01VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-03VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-04VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Nero metallizzato
- 151-6312-07VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Nero metallizzato
- 151-6313-01 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato

- 151-6313-03 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-04 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-05 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-01VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-03VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Blu incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-04VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6313-07VIN 3°Misura Coppia di supporti laterali versione base (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6218-05 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-06 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Tortora incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-05VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6218-07VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6219-05 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-06 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-05VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6219-07VIN 1/2 Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6314-05 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-06 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-05VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6314-07VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6315-05 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6315-06 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Grigio Tortora incluso)-Bianco metallizzato

- 151-6315-05VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Ebano Grigio incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6315-07VIN 3° Misura Coppia di prolunghe imbottite (Rivestimento Nero incluso)-Bianco metallizzato
- 151-1754 1° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-2754 2° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-3754 3° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Nero Metallizzato
- 151-6113 1° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6220 2° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6316 3° Misura imbottiture laterali (Coppia di soli componenti) -Bianco metallizzato
- 151-6114-01 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6114-03 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6114-04 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6114-05 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6114-01VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6114-03VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6114-04VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6114-07VIN 1° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)
- 151-6221-01 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6221-03 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6221-04 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6221-05 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6221-01VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6221-03VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6221-04VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6221-07VIN 2° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)
- 151-6316-01 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6316-03 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6316-04 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6316-05 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Ebano Grigio)
- 151-6316-01VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Verde)
- 151-6316-03VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Blu)
- 151-6316-04VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Lampone)
- 151-6316-07VIN 3° Misura Coppia di rivestimenti per imbottiture laterali (Nero)

- 151-6115-01 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-03 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-04 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-05 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-01VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-03VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-04VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6115-07VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6116-01 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-03 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-04 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-05 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-01VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-03VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-04VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6116-07VIN 1° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6222-01 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-03 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-04 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-05 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-01VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-03VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato

- 151-6222-04VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6222-07VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6223-01 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-03 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-04 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-05 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-01VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-03VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-04VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6223-07VIN 2° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6317-01 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-03 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-04 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-05 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-01VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-03VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-04VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6317-07VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6318-01 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-03 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-04 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-05 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato

- 151-6318-01VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-03VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-04VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6318-07VIN 3° Misura coppia di imbottiture laterali (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6224-01 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero metallizzato
- 151-6224-03 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-04 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-05 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-01VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-03VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-04VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6224-07VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6225-01 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco metallizzato
- 151-6225-03 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-04 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-05 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-01VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-03VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-04VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6225-07VIN 2° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6320-01 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-03 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato

- 151-6320-04 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-05 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-01VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-03VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-04VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6320-07VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Nero Metallizzato
- 151-6321-01 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-03 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-04 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-05 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Ebano Grigio incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-01VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Verde incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-03VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Blu incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-04VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Lampone incluso)-Bianco Metallizzato
- 151-6321-07VIN 3° Misura Imbottitura laterale per abduzione (Rivestimento Nero incluso)-Bianco Metallizzato
- 155-H001-L600 Cintura ad H misura Small e kit di cinghie (Leckey)
- 155-H001-L601 Cintura ad H misura Medium e kit di cinghie (Leckey)
- 155-H001-L602 Cintura ad H misura Large e kit di cinghie (Leckey)
- 155-H001-L603 Cintura ad H misura XLarge e kit di cinghie (Leckey)
- 155-N001-L600 Cintura Aderente Small e kit di cinghie (Leckey)
- 155-N001-L601 Cintura Aderente Medium e kit di cinghie (Leckey)
- 155-N001-L602 Cintura Aderente Large e kit di cinghie (Leckey)
- 155-N001-L603 Cintura Aderente XLarge e kit di cinghie (Leckey)
- 155-N001-L604 Cintura Aderente Xxlarge e kit di cinghie (Leckey)
- 120-799 Cintura di bloccaggio del tronco Small (Mygo)
- 120-757 Cintura di bloccaggio del tronco Medium (Mygo)
- 117-761 Cintura di bloccaggio del tronco Large (Mygo)
- 117-750 Prolunghe per cinghie (10cm)

151-6122	S1 Tavolino in legno mobile
151-6231	S2 Tavolino in legno mobile
151-6326	S3 Tavolino in legno mobile
151-1644	S1 Tavolino in plastica
151-2644	S2 Tavolino in plastica
133-2148	Assemblaggio del tavolino (bracciolo estendibile chiaro)
133-2149	Assemblaggio del tavolino (tavolino estendibile nero)
151-3766	Assemblaggio del tavolino chiaro (20mm aggiuntivi di profondità del sedile)
151-3767	Assemblaggio del tavolino nero (20mm aggiuntivi di profondità del sedile)

ACCESSORI PER SUPPORTI DEI FIANCHI

151-1660	S1-cinghia pelvica a 4 punti
151-2660	S2-cinghia pelvica a 4 punti
151-3660	S3- cinghia pelvica a 4 punti

ACCESSORI PER SUPPORTI DEI PIEDI

151-1745	S1 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero
151-2745	S2 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero
151-3745	S3 Pedana poggiapiedi in metallo- Nero
151-6123	S1 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-6223	S2 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-6327	S3 Pedana poggiapiedi in metallo- Bianco
151-1746	S1 Pedana poggiapiedi in legno
151-6232	S2 Pedana poggiapiedi in legno
151-3746	S3 Pedana poggiapiedi in legno
151-6125	S1 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
151-6235	S2 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
151-6329	S3 Pedana poggiapiedi in legno- Bianca
152-1600	S1 Sandali completi di cinghie
152-2600	S2 Sandali completi di cinghie
152-3600	S3 Sandali completi di cinghie
151-1755	S1 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-2755	S2 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-3755	S3 Cinghie per Pedana poggiapiedi
151-1760	1" SOLLEVAMENTO SANDALO (PEZZO UNICO) S1 ed S3
151-3760	1" SOLLEVAMENTO SANDALO (PEZZO UNICO) S3
AH01	Paio di Cavigliere Small
AH02	Paio di Cavigliere Medium

ACCESSORI VARI

151-6117	1°Misura Braccioli (Coppia)
151-6226	2°Misura Braccioli (Coppia)
151-3747	3°Misura Braccioli (Coppia)
151-6124	1°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6234	2°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6328	3°Misura Braccioli (Coppia) Bianco
151-6118-01	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6118-03	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6118-04	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6118-05	1°Misura pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6118-01VIN	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6118-03VIN	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6118-04VIN	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6118-07VIN	1°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato
151-6119-01	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6119-03	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6119-04	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6119-05	1°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato
151-6119-01VIN	1°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6119-03VIN	1°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6119-04VIN	1°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6119-07VIN	1°Misura Pomo a disco (Nero)-Bianco Metallizzato
151-6227-01	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6227-03	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6227-04	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6227-05	2°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato
151-6227-01VIN	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6227-03VIN	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6227-04VIN	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6227-07VIN	2°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato
151-6228-01	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6228-03	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6228-04	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6228-05	2°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato
151-6228-01VIN	2°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6228-03VIN	2°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6228-04VIN	2°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6228-07VIN	2°Misura Pomo a Disco (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6322-01 3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6322-03 3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6322-04 3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6322-05 3°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato

151-6322-01VIN 3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Nero Metallizzato
151-6322-03VIN 3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Nero Metallizzato
151-6322-04VIN 3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6322-07VIN 3°Misura Pomo a Disco (Nero)-Nero Metallizzato

151-6323-01 3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6323-03 3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6323-04 3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6323-05 3°Misura Pomo a Disco (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6323-01VIN 3°Misura Pomo a Disco (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6323-03VIN 3°Misura Pomo a Disco (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6323-04VIN 3°Misura Pomo a Disco (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6323-07VIN 3°Misura Pomo a Disco (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6120-01 Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6120-03 Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6120-04 Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6120-05 Pomo cuneiforme S1 (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato

151-6120-01VIN Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6120-03VIN Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6120-04VIN Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6120-07VIN Pomo cuneiforme S1 (Nero)-Nero Metallizzato

151-6121-01 Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6121-03 Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6121-04 Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6121-05 Pomo cuneiforme S1 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6121-01VIN Pomo cuneiforme S1 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6121-03VIN Pomo cuneiforme S1 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6121-04VIN Pomo cuneiforme S1 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6121-07VIN Pomo cuneiforme S1 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6229-01 Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6229-03 Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6229-04 Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6229-05 Pomo cuneiforme S2 (Ebano Grigio)-Nero Metallizzato

151-6229-01VIN Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6229-03VIN Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6229-04VIN Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6229-07VIN Pomo cuneiforme S2 (Nero)-Nero Metallizzato

151-6230-01 Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6230-03 Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6230-04 Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6230-05 Pomo cuneiforme S2 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6230-01VIN Pomo cuneiforme S2 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6230-03VIN Pomo cuneiforme S2 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6230-04VIN Pomo cuneiforme S2 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6230-07VIN Pomo cuneiforme S2 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6334-01 Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6334-03 Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6334-04 Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6334-05 Pomo cuneiforme S3 (Ebano Grigio)- Nero Metallizzato

151-6334-01VIN Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Nero Metallizzato
151-6334-03VIN Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Nero Metallizzato
151-6334-04VIN Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Nero Metallizzato
151-6334-07VIN Pomo cuneiforme S3 (Nero)-Nero Metallizzato

151-6335-01 Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6335-03 Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6335-04 Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6335-05 Pomo cuneiforme S3 (Ebano Grigio)-Bianco Metallizzato

151-6335-01VIN Pomo cuneiforme S3 (Verde)-Bianco Metallizzato
151-6335-03VIN Pomo cuneiforme S3 (Blu)-Bianco Metallizzato
151-6335-04VIN Pomo cuneiforme S3 (Lampone)-Bianco Metallizzato
151-6335-07VIN Pomo cuneiforme S3 (Nero)-Bianco Metallizzato

151-6239 campionario EDS



Le siège d'activité quotidienne est un système d'assise modéré, conçu pour un usage à domicile et à l'école. Il se décline en 3 tailles et son assise est réglable en hauteur, profondeur et largeur pour s'adapter à l'utilisateur (de un an à l'âge adulte). Ce manuel vous montre comment utiliser toutes les fonctions de façon simple, rapide et sûre. En respectant les consignes de sécurité et d'entretien, vous profiterez d'une utilisation prolongée de ce produit.

Sommaire

- 01 Usage prévu
- 02 Déclaration de conformité
- 03 Conditions de garantie
- 04 Carnet d'entretien du produit
- 05 Formation au produit
- 06 Consignes de sécurité
- 07 Comment déballer et assembler
- 08 Fixation des coussins
- 09 Réglage clinique pour un alignement postural
- 10 Ajustements fréquents pour un usage quotidien
- 11 Consignes de nettoyage et d'entretien
- 12 Inspection journalière du produit
- 13 Inspection annuelle du produit
- 14 Réutilisation des produits Leckey
- 15 Maintenance du produit
- 16 Informations techniques



1. Usage prévu

Le siège d'activité quotidienne se décline en 3 tailles pour répondre aux besoins des enfants handicapés. La taille 1 est destinée aux enfants de 1 à 6 ans, la taille 2 à ceux âgés de 5 à 12 ans et la taille 3 à ceux de 11 à 18 ans, le poids maximum autorisé étant respectivement de 30 kg, 50 kg et 100 kg.

2. Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare que le siège d'activité quotidienne Leckey est conforme aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE EN 12182 relative aux aides techniques et méthodes de test pour personnes handicapées.

3. Conditions de garantie

La garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément aux conditions spécifiées et pour les besoins prévus, suivant l'ensemble des recommandations du fabricant (consulter également les conditions générales de vente, de livraison et de paiement). Tous les produits et composants de fabrication Leckey sont garantis deux ans.

4. Carnet d'entretien du produit

Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel doit être prescrit, monté et révisé seulement par un technicien compétent, qui a été formé à l'utilisation de ce produit. Leckey recommande de tenir à jour un carnet d'entretien détaillant toutes les interventions de montage, de

révision et les inspections annuelles de ce produit.

5. Formation au produit

(clients et personnel soignant)
Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel Leckey recommande que les parents, professeurs et personnel soignant utilisant l'équipement soient informés par un technicien compétent sur les sections suivantes de ce manuel d'utilisation.

Section 6

Consignes de sécurité

Section 9

Réglage clinique pour un alignement postural et un usage quotidien

Section 10

Ajustements fréquents pour un usage quotidien

Section 11

Consignes de nettoyage et d'entretien

Section 12

Inspection journalière du produit

Leckey recommande de conserver une trace écrite de tous ceux qui ont été formés à l'utilisation de ce produit.

6 Consignes de sécurité



6.1 Toujours lire les consignes avant la première utilisation.



6.2 Ne jamais laisser sans surveillance tout utilisateur de l'équipement Leckey.



6.3 Utiliser exclusivement avec votre produit des composants approuvés par Leckey. Ne jamais tenter de modifier le produit. Le non respect des consignes peut mettre l'utilisateur ou le personnel soignant en danger et annulera la garantie du produit.



6.4 En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit ou de risque de pièces défectueuses, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.



6.5 Réaliser tous les réglages de positionnement et s'assurer qu'ils sont fermement fixés avant de placer l'utilisateur sur le siège. Certains réglages peuvent nécessiter l'usage d'un outil, qui est fourni avec chaque produit. Conserver tous les outils hors de portée des enfants.



6.6 Par mesure de sécurité, toujours attacher le harnais pelvien en premier lieu lors du placement de l'utilisateur dans le siège.



6.7 Quand le produit est immobilisé, s'assurer que les quatre roulettes sont bloquées et dans un sens opposé à la base. Ceci est particulièrement important quand la fonction bascule ou inclinaison du dossier est utilisée.



6.8 Quand le siège est utilisé, s'assurer que la pédale ou les boulons de réglage en hauteur ainsi que la fonction bascule

sont bloqués et qu'il est impossible de changer leur positionnement par mégarde, en particulier en présence d'enfants à proximité.



6.9 Le siège d'activité quotidienne n'est pas un fauteuil roulant et bien que la mobilité soit une fonction importante du siège, nous déconseillons de le déplacer sur un sol inégal quand il est utilisé. Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour transporter l'utilisateur d'un siège à l'autre.



6.10 Le siège d'activité quotidienne n'a pas subi de crash test et ne peut donc pas être utilisé pour le transport.



6.11 Ne jamais laisser le produit sur une surface présentant une déclivité supérieure à 5 degrés. Penser toujours à bloquer les roulettes.



6.12 Utiliser la poignée à pousser seulement pour déplacer le siège d'un endroit à un autre. Ne jamais utiliser le plateau dans ce but.



6.13 Le produit contient des composants susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les petits. Toujours vérifier que les molettes de blocage et les boulons à la portée des enfants sont fermement serrés en permanence.



6.14 Les produits Leckey répondent aux exigences de la norme EN12182 en matière de réglementation sécurité incendie. Néanmoins, le produit contient des composants en plastique et doit par conséquent être tenu à l'écart de toutes sources de chaleur directe, notamment des flammes nues, cigarettes, radiateurs électriques et à gaz.



6.15 Ne jamais poser d'éléments chauds sur le plateau d'activité car ils pourraient endommager le plastique.



6.16 Nettoyer régulièrement le produit. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Procéder régulièrement à des contrôles de maintenance afin de vérifier que le produit est en bon état de marche.



6.17 Le produit est destiné à un usage en intérieur et, en cas d'inutilisation, celui-ci doit être rangé dans un endroit sec, non soumis à des températures extrêmes. La plage de température opérationnelle conseillée pour le produit est de +5 à +40°C.

Comment déballer et assembler

Contrôle des pièces

Félicitations pour l'achat de votre siège d'activité quotidienne. Toutes les pièces commandées sont emballées dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés. Les retirer avec précaution des emballages et contrôler que toutes les pièces commandées sont présentes.



Ne pas laisser les sacs en polyéthylène à la portée des enfants.

Outil polyvalent

Plusieurs réglages nécessiteront l'utilisation de l'outil polyvalent, qui est fourni avec chaque siège.



7.1 Fixation des sandales/ Fixation des sangles de repose-pieds (accessoire repose-pieds en bois)

Pour fixer les sandales, il suffit de dévisser la molette et d'enlever les rondelles de chaque sandale. Placer une sandale sur le repose-pieds en passant la vis dans la fente et en remettant en place les rondelles et la molette. Répéter l'opération de l'autre côté.

Fixation des sangles de repose-pieds (accessoire repose-pieds en bois)

Placer les sangles du repose-pieds de façon à les adapter aux pieds de la personne et marquer l'emplacement des trous de passage des sangles. Percer des trous de 7 mm dans le plateau en bois, aux endroits marqués pour le passage des sangles. Fixer les sangles de repose-pied au plateau en bois et maintenir le support en place avec la rondelle et l'écrou. Serrer fermement.

Réglage des sangles de repose-pieds

Pour enlever les sangles rembourrées du repose-pieds, retirer la bande Velcro de la sangle. Pour ajuster les sangles de pied rembourrées autour de l'utilisateur, refermer la bande Velcro sur la sangle en tirant bien.




7.2 Fixation des accoudoirs

Insérer l'accoudoir dans le support récepteur et bloquer à la hauteur désirée en resserrant la molette (a).




7.3 Fixation du plateau

Pour fixer le plateau en plastique noir, gris ou transparent, faire passer les tubes du plateau dans le centre des accoudoirs. Pour fixer le plateau en bois, insérer le tube du plateau dans le centre de l'accoudoir droit ou gauche, en fonction de la position requise. Dès que le plateau est placé en position (plastique noir, transparent ou bois) bien resserrer la molette (a).



7.4 Fixation des soutiens latéraux de hanche

Dévisser la molette (a) située sous la base du siège. Placer le support du soutien latéral de hanche sur la vis (b). Remettre la molette (c) et la resserrer.



7.5 Fixation des soutiens latéraux de poitrine rabattables et standard

Pour fixer les soutiens latéraux de poitrine, aligner le support sur les fentes du dossier en métal. Insérer les deux boulons à six pans dans la petite plaque ovale, puis la fente du dossier et dans les deux pièces coulissantes du support et bloquer en serrant.

Pour obtenir plus de hauteur avec les latéraux, les enlever, les tourner vers le bas et refixer celui de gauche du côté droit du dossier et vice versa.



7.6 Fixation des coussins de prolongation d'épaule

Pour fixer les coussins de prolongation d'épaule, aligner le support sur les fentes du dossier. Insérer les 2 boulons et rondelles dans les fentes du dossier et serrer afin de bien fixer les coussins de prolongation d'épaule au support.




7.7 Fixation du plot d'abduction

Insérer le plot d'abduction dans le renforcement, puis serrer avec la molette (a).



7.8 Fixation du repose-pieds

Pour les tailles 1 et 2, faire coulisser le repose-pieds sur le tube coudé du mollet (a) et serrer le boulon (b). Pour la taille 3, faire coulisser les tubes du repose-pieds sur les tubes coudés du mollet (c) et serrer les boulons de chaque support (d).



7.9 Fixation des cales latérales d'abduction

Pour les tailles 1 et 2, le siège étant en position de recul maximum, dévisser la molette qui se trouve sous la base du siège. Placer le support de cale latérale d'abduction sur la vis (a) puis remettre en place et serrer la molette (b).

Pour la taille 3, aligner le support de cale latérale d'abduction sur la fente située à l'avant de l'assise quand la profondeur du siège est atteinte. Faire coulisser dans la position requise, insérer le boulon et serrer fermement (c).



7.10 Fixation du harnais pelvien

Ouvrir chaque verrou à came (a). Attacher les 4 sangles en faisant passer chacune d'entre elles dans les verrous à came puis dans le système d'attache Tri-Glide et les fermer par encliquetage (c).

A



B



C



7.11 Fixation de l'accessoire support de l'appui-tête Mygo

Passer les vis dans l'accessoire support et la pièce d'espacement de l'appui-tête Mygo. Aligner l'assemblage sur les trous de la plaque arrière et enfoncer. Fixer chaque extrémité à l'aide d'un boulon - serrer pour maintenir en place.



7.12 Fixation de la sangle de mollet

Enrouler la sangle autour des 2 barres d'appuie-mollets. Aligner les boutons-pression sur la bande Velcro et fermer.



Après fermeture, faire glisser les boutons-pression à l'arrière de la barre support des mollets de façon à protéger les jambes de l'utilisateur.



7.13 Fixation de la poignée de pousser de pousser


Pour la taille 1, la poignée de pousser se fixe sur les supports du châssis en insérant les deux tiges inférieures dans les tubes récepteurs, comme illustré (a). Pour les tailles 2 et 3, la poignée de pousser se fixe sur la base du siège en insérant les deux tiges inférieures dans les tubes récepteurs, comme illustré (b et c).

La poignée de pousser est dotée de boutons pression qu'il est nécessaire d'enfoncer pour insérer les tiges inférieures. Enfoncer les tiges jusqu'à ce que les boutons pression ressortent de l'autre côté des tubes récepteurs. Pour les tailles 1 et 2, fixer en place la poignée en serrant le boulon (d). Pour la taille 3, fixer la poignée en resserrant les molettes de blocage (e).


Effectuez un contrôle régulier afin d'être certain que le boulon/les molettes sont bien serrés, en particulier si vous déplacez le produit sur des terrains endommagés ou pentus.

A





Fixation des coussins




8.1 Coussin de dossier

Pour installer le coussin de dossier, il suffit de le placer contre le dossier, puis d'appuyer dessus pour le bloquer à l'aide des boutons-pression situés en haut. Puis, enrouler l'élastique autour du crochet. Vous avez le choix entre 2 longueurs d'élastique : la plus petite pour un positionnement bas et la plus longue pour un positionnement haut.



8.2 Coussin de la base d'assise

Pour attacher le coussin de l'assise il suffit de le mettre en place et de le maintenir en appuyant sur les boutons-pression (a) situés au dos de la base d'assise. Replier ensuite la housse sous le devant de la base d'assise et appuyer sur les boutons pression (b). Un pan de tissu situé au centre du coussin d'assise peut servir à recouvrir le tube récepteur du pommeau quand celui-ci n'est pas utilisé. Abaisser ce pan de tissu en tirant par le dessous du coussin d'assise et l'attacher de chaque côté à l'aide des bandes Velcro. Quand le pommeau est utilisé, rentrer ce pan de tissu sous l'assise.



8.3 Housses de soutien latéral de poitrine

Pour installer les housses de soutien latéral de poitrine, il suffit de les glisser le long du soutien latéral, les fermetures à glissière vers l'extérieur. Faire passer la boucle en plastique dans la fente de la housse (a), puis tendre ensemble les fermetures à glissière à l'arrière de la housse pour refermer (b).



8.4 Soutiens latéraux de hanche

Faire glisser les housses sur le support de soutien latéral de hanche, les fermetures à glissière vers l'extérieur (a). Tendre ensemble les fermetures à glissière situées à l'arrière de la housse pour refermer (b).



8.5 Housse du support latéral de hanche

Glisser la housse autour du support jusqu'à ce qu'il recouvre le mécanisme de réglage de l'angle d'inclinaison, tirer sur la languette pour la passer au-dessus de la partie supérieure du mécanisme et fermer en appuyant sur bouton-pression.



8.6 Housse d'appui-tête profilé

Passer la housse sur l'appui-tête et fermer la fermeture à glissière.




8.7 Harnais de poitrine

Le harnais de poitrine peut s'attacher en clipsant la boucle mâle (a) à la boucle femelle, d'un côté ou de l'autre du soutien latéral.



8.8 Fixation du harnais de torse

Votre harnais de torse sera livré avec deux sangles latérales réglables, deux sangles d'épaule réglables, quatre clips de fixation de verrou à came (deux avec sangles en toile, deux sans), deux boulons à tête fraisée, deux boulons à tête ronde et quatre écrous de blocage. Attacher les sangles d'épaule et sangles latérales en haut (a) et en bas (b) à l'aide d'une clé à molette et de l'outil polyvalent. Puis relier les sangles d'épaule (c) par les fixations du haut et les deux sur le côté.



8.9 Housse de cale latérale d'abduction

Placer la housse sur la cale latérale d'abduction et fermer la fermeture à glissière des deux côtés.



Réglage clinique pour un alignement

Le réglage clinique du produit doit être réalisé par une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et formée à l'utilisation du produit. Leckey recommande de tenir à jour un carnet de tous les réglages concernant ce produit.

Régler la hauteur du dossier, la profondeur d'assise et la hauteur du repose-pieds avant de placer l'enfant dans le siège. Ceux-ci peuvent être ajustés quand l'enfant est dans le siège.



9.1 Harnais pelvien

Pour le réglage latéral, ouvrir les verrous à came et tendre les sangles pour resserrer ou les tirer pour desserrer, en fonction de l'ajustement requis (a). Pour le réglage central, tirer sur l'anneau en forme de D de la bande Velcro et faire passer la sangle dans la boucle de l'une ou l'autre pour desserrer la ceinture ou retirer l'anneau en D de la boucle pour resserrer la ceinture (b).



S'assurer que la sangle est passée dans le système d'attache Tri-Glide ; ceci étant une précaution supplémentaire en cas d'ouverture accidentelle du verrou à came.



9.2 Soutiens latéraux de hanche

Pour régler la largeur des soutiens latéraux de hanche, desserrer la molette (a), l'ajuster à la largeur requise et resserrer.

Pour régler la profondeur, desserrer les deux boulons à six pans (b) à l'aide de l'outil polyvalent fourni, ajuster à la profondeur requise et resserrer les boulons.

L'angle des soutiens latéraux de hanche peut être ajusté en desserrant le boulon à six pans (c), en ajustant en fonction de l'inclinaison requise et en resserrant le boulon.



9.3 Hauteur du dossier

La hauteur totale du dossier peut se régler en desserrant les deux molettes, puis en positionnant à la hauteur d'épaule requise pour l'enfant. Une fois en position, bien resserrer les molettes. La hauteur peut être ajustée quand l'enfant est dans le siège. Si la hauteur doit être diminuée, le coussin doit être poussé vers le bas du dossier et maintenu contre celui-ci par la bande Velcro et les pattes élastiques.



Faire attention en cas de réglage à la hauteur minimale afin de ne pas se coincer les doigts entre les pièces mobiles et fixes.



9.4 Angle du dossier


Il est possible d'incliner le dossier en desserrant le boulon (a) à l'aide de l'outil polyvalent. Sélectionner la position requise, puis resserrer fermement le boulon.

Toujours vérifier que l'inclinaison du dossier est bien bloquée afin de maintenir la position désirée pour l'enfant.

L'angle d'inclinaison du dossier peut s'ajuster avec l'enfant installé dans le siège, mais toujours en maintenant le dossier d'une main.




Toujours vérifier que le boulon est bloqué afin d'éviter que l'enfant ou la personne s'en occupant se blesse.



9.5 Profondeur d'assise

Pour régler la profondeur d'assise, il suffit de desserrer les boulons (a) situés sous la base du siège, de tirer celle-ci vers vous jusqu'à obtention de la profondeur requise, puis de resserrer les boulons fermement.




9.6 Hauteur du repose-pieds

Pour régler la hauteur du repose-pieds taille 1 et 2, desserrer le boulon (a) situé à l'avant du tube de soutien mollet, puis faire coulisser le plateau à la hauteur requise et resserrer le boulon. Pour la taille 3, desserrer les boulons sur les côtés de chaque soutien de mollet (b). Ajuster le repose-pieds à la hauteur requise et resserrer les boulons.



Toujours vérifier que le repose-pieds est bien fixé afin d'éviter que l'utilisateur glisse vers l'avant et s'affaisse dans le siège; ce qui pourrait provoquer un risque d'étouffement si un harnais de poitrine ou de torse est attaché.



9.7 Angle du repose-pieds

Pour régler l'angle d'inclinaison du repose-pieds taille 1 et 2, desserrer la poignée à cliquet (a), déplacer à la position requise, puis resserrer fermement. Pour la taille 3, desserrer le boulon (b), régler selon l'angle requis et resserrer le boulon.



Lors du réglage de l'angle d'inclinaison, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts.



9.8 Soutien sacral

Pour régler la hauteur, desserrer les boulons d'un côté ou de l'autre à l'aide de l'outil polyvalent fourni.

Ajuster le soutien à la hauteur correcte et resserrer les boulons.




Lors du réglage du soutien sacral, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts.



9.9 Soutiens latéraux de poitrine

Desserrer les boulons à six pans (a) pour régler la largeur, la hauteur et l'angle des soutiens latéraux et resserrer dès que vous avez atteint la position désirée.

Pour déplacer les latéraux rabattables, utiliser la molette (b).



9.10 Harnais de poitrine

Pour modifier la largeur du harnais de poitrine, soulevez le rabat frontal, ajustez les sangles Velcro, réglez à la position désirée, puis rabattez le volant.



9.11 Harnais de torse

Le harnais de torse sera ouvert, mais restera attaché par un clip (a) sur le côté. Quand l'enfant est placé dans le système d'assise, ramener le harnais de torse sur le devant et l'attacher en reliant le clip à la boucle, de l'autre côté (b). Toutes les sangles d'attache sont réglables.

9.12 Sandales

Pour positionner les sandales, il suffit de desserrer la molette sous le repose-pieds, sélectionner la position requise et resserrer la molette. Pour positionner les pieds de l'utilisateur dans les sandales, maintenez les chevilles à l'aide des sangles Velcro fournies.

A



B



9.13 Fixation des attache-chevilles

Glissez la sangle en toile dans la fente de la sandale. Faites une boucle avec la sangle en toile pour la repasser dans le bas du système d'attache « tri-glide ». Puis faites la passer dans le haut du système d'attache « tri-glide ». Enfin, pour la maintenir en place, passez-la à nouveau dans le bas du système d'attache « tri-glide ». Coupez la sangle à la longueur requise.



9.14 Support d'épaule

Pour régler la hauteur du support d'épaule, desserrer les boulons, ajuster à la hauteur requise et resserrer les boulons.

9.15 Appui-tête

Pour régler la hauteur et la profondeur de l'appui-tête taille 1 et 2, desserrer les manettes (a) puis les resserrer dès que vous avez obtenu la position désirée. Procéder de la même manière pour la taille 3, mais en utilisant la poignée à cliquet au lieu de la molette (b). Ne pas retirer l'appui-tête quand l'utilisateur se trouve dans le siège.



Ne jamais utiliser l'appui-tête pour renforcer le positionnement de la tête de l'utilisateur.




Lors du réglage de l'appui-tête, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts.

A



B



9.16 Réglage des accoudoirs

Pour régler la hauteur d'accoudoir, desserrer la manette (a), ajuster à la position désirée et resserrer. Pour régler l'angle, tourner la poignée à cliquet (b) jusqu'à obtention de la position désirée.



9.17 Réglage du plateau

La hauteur et l'angle du plateau se règlent en ajustant les accoudoirs, comme détaillé à la section 9.16. Pour retirer ou régler la profondeur du plateau, desserrer les molettes (a) situées sous l'accoudoir, ajuster à la position désirée, puis resserrer fermement.



Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter de coincer les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.




Ne jamais utiliser le plateau pour diriger ou pousser le fauteuil.



Ne pas poser sur le plateau de récipients dont la température dépasse 40°C.



Veillez noter que le plateau est uniquement réservé à l'usage de l'enfant. Ne pas s'appuyer dessus ni y déposer d'objets lourds dont le poids est supérieur à 8 kg.



Réglages fréquents pour un usage quotidien (thérapeutes/ personnel soignant/parents)

Il est conseillé qu'une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et formée à l'utilisation du produit montre aux parents et au personnel soignant comment effectuer de fréquents réglages ainsi que les contrôles de sécurité détaillés en Section 6. Leckey recommande de conserver une trace écrite de tout le personnel soignant et de l'entourage familial qui a été formé à l'utilisation de ce produit.

10

10.1 Transférer votre enfant dans et hors du siège

Avant de transférer l'enfant dans le siège, effectuer l'inspection journalière du produit en suivant la procédure détaillée à la section 12 de ce manuel d'utilisation.

Régler le siège à une hauteur pratique pour faciliter le transfert. Bloquer les roulettes en vous assurant qu'elles sont orientées vers l'extérieur afin d'optimiser la stabilité du produit. S'assurer que la boucle de sécurité du harnais de poitrine est dégagée et hors du passage pour faciliter le transfert.

Si le siège est équipé de soutiens latéraux de poitrine rabattables, commencer par les dégager du passage. Ouvrir la sangle du milieu du harnais pelvien. Enfin, si des sandales sont fixées, ouvrir les sangles. Vous pouvez maintenant placer l'enfant dans le siège ou le sortir du siège.

Dès que l'enfant est installé dans le siège, fermer en premier lieu le harnais pelvien à l'aide de la boucle centrale. Puis refermer les sangles de sandale et tous autres harnais de maintien et repositionner les soutiens latéraux de poitrine.




Toujours fermer le harnais pelvien ou la coque pelvienne en premier lieu, avant les autres boucles ou harnais. Ajuster le harnais de façon à ce que l'enfant ne puisse pas glisser dans le siège ni basculer vers l'avant.

10.2 Réglage du harnais pelvien

Pour le réglage latéral, ouvrir les verrous à came et tendre les sangles pour resserrer ou les tirer pour desserrer, en fonction de l'ajustement requis (a). Pour le réglage central, tirer sur l'anneau en forme de D de la bande Velcro et faire passer la sangle dans la boucle de l'une ou l'autre pour desserrer la ceinture ou retirer l'anneau en D de la boucle pour resserrer la ceinture (b).



S'assurer que la sangle est passée dans le système d'attache Tri-Glide ; ceci étant une précaution supplémentaire en cas d'ouverture accidentelle du verrou à came.



10.3 Réglage du harnais de torse et de poitrine

Si l'enfant nécessite un soutien du buste dans le cadre de son programme de maintien postural, le siège sera équipé de soutiens latéraux rigides ou d'une combinaison de soutiens latéraux, harnais de poitrine et harnais de torse. Ceux-ci peuvent nécessiter un réglage quotidien en fonction des vêtements qu'il porte.

Toujours demander conseil à votre thérapeute sur le positionnement et la tension des sangles et éléments de soutien nécessaires.

Pour modifier la largeur du harnais de poitrine, soulever le rabat frontal, ajuster les sangles Velcro, régler à la position désirée, puis rabattre le volant. Remettre le volant en place après avoir adapté à la largeur correcte.

Se reporter à la section 9.11 concernant les conseils spécifiques au réglage du harnais de torse. Toujours s'assurer que les boucles en plastique sont bien engagées avant d'utiliser le harnais de poitrine.



Vérifier que le harnais et les soutiens latéraux sont bien fixés, assurant que l'enfant est bien maintenu et ne peut pas glisser vers l'avant du siège, afin d'éviter toute gêne respiratoire.



Si l'enfant s'agite ou a des spasmes des extenseurs, vérifier que le harnais pelvien est toujours bien en place après chaque spasme afin de s'assurer que l'enfant est bien maintenu et ne peut pas glisser vers l'avant du siège.



Toujours fermer la boucle centrale du harnais pelvien avant de procéder à tout autre réglage.



10.4 Châssis

Le siège d'activité quotidienne est conçu pour s'adapter sur plusieurs châssis. La taille 1 s'adapte sur un châssis à vérin à gaz de base ou hi-low. La taille 2 s'adapte sur un châssis électrique à vérin à gaz, de base ou hi-low. La taille 3 s'adapte sur un châssis hydraulique de base ou hi-low. Ce manuel vous explique comment utiliser correctement et en toute sécurité le système d'assise couplé à l'un ou l'autre de ces châssis. Les roulettes du châssis sont équipées d'un système de blocage directionnel. Appuyer sur la pédale grise pour activer le blocage. Quand le blocage directionnel est mis, le fauteuil se manœuvre à l'aide des roulettes arrière.

10.5 Réglage en hauteur - châssis Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Pour régler la hauteur du châssis Hi-Low, appuyer sur la pédale située à l'arrière du châssis tout en maintenant la poignée à pousser. Le siège se bloquera à la hauteur choisie dès que vous retirez le pied de la pédale. Par mesure de sécurité, la pédale de réglage en hauteur sur le châssis peut se bloquer en insérant la broche de verrouillage (a) du côté droit de la pédale. Pour débloquer et utiliser la pédale, tirer sur la broche de verrouillage et la faire pivoter à 90°. La broche de verrouillage (a) doit être laissée en position fermée quand vous ne procédez pas au réglage du châssis.

Tirer la pédale à l'écart du siège avant de l'utiliser.



Toujours laisser la broche de verrouillage engagée quand vous ne réglez pas le châssis. Cela évitera de faire fonctionner accidentellement la pédale.





Pour les enfants pesant plus de 27 kg, le châssis Hi-Low doit être soulevé par 2 personnes (réglementations britanniques relatives au levage et à la manutention).



Faire attention à ne pas se coincer les mains lors du réglage en hauteur de la base.

10.6 Réglage en hauteur - châssis de base



Il est nécessaire de régler la hauteur du châssis de base avant d'installer l'enfant dans le siège. Pour régler la hauteur, desserrer la poignée à cliquet (a) située à l'arrière de la tige principale et ajuster le siège à la hauteur requise. Pour abaisser le siège, appuyer au centre de l'assise, au-dessus de la tige centrale. Resserrer la poignée à cliquet pour maintenir en place.



Vérifier régulièrement la poignée à cliquet pour s'assurer que le réglage en hauteur du siège est sûr.



Ne pas régler la hauteur quand l'enfant est dans le siège.



10.7 Réglage en hauteur - châssis hydraulique Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Pour régler la hauteur du châssis Hi-Low, appuyer sur la pédale située à l'arrière du châssis tout en maintenant la poignée à pousser. Le siège se bloquera à la hauteur choisie dès que vous retirez le pied de la pédale.

Tirer la pédale à l'écart du siège avant de l'utiliser.



10.8 Réglage en hauteur - châssis électrique Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'utilisateur installé dans le fauteuil. Appuyer sur la flèche ascendante ou descendante de la télécommande en fonction de la hauteur requise. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à obtention de la hauteur requise. Quand vous relâchez le bouton, le siège reste à la hauteur choisie.



10.9 Position inclinée

Vous pouvez basculer en position inclinée avec l'enfant installé dans le siège. Avant de régler l'angle d'inclinaison du dossier, toujours s'assurer que le harnais pelvien est bien fixé afin d'empêcher l'utilisateur de glisser vers l'avant du siège.

Pour régler l'angle d'inclinaison, appuyer sur le levier sous la base du siège. Dès que vous avez sélectionné l'angle requis, il suffit de retirer votre main du levier pour que le siège se bloque en position. La position inclinée doit être bloquée quand l'enfant est installé dans le siège. Pour bloquer le levier, tourner la goupille vers la droite du levier pour qu'elle se mette en position verrouillée. Vous devrez peut-être aussi soulever légèrement le levier pour le blocage. Pour débloquer et utiliser le levier, tirer sur la goupille et la faire pivoter à 90°.



Toujours laisser le levier d'inclinaison en position fermée afin d'éviter toute manipulation accidentelle du levier qui risquerait de provoquer une secousse et de blesser l'enfant.



Veillez utiliser les poignées lors de l'utilisation de la position inclinée.



Toujours vérifier auprès de votre thérapeute que l'usage de la position inclinée ne provoquera pas d'obstructions des voies respiratoires de l'enfant.



Toujours maintenir fermement la barre d'une main lors du dégagement de la manette.



10.10 Sandales

Pour positionner les pieds de l'utilisateur dans les sandales, fermer les sangles Velcro fournies de façon à maintenir les pieds en place. Les sangles doivent être placées au-dessus du pied et au niveau des orteils.



Si l'enfant porte des sandales ou des chaussures légères, vérifier régulièrement les sangles pour vous assurer que la toile n'irrite pas la peau.

10.11 Réglage du plateau

Le plateau peut avoir diverses fonctions et il est possible de régler son positionnement en fonction de l'utilisateur et de l'activité (ludique, éducative ou alimentaire). Pour fixer le plateau en plastique gris, noir ou transparent, faire passer les tubes du plateau dans le centre des accoudoirs. Pour fixer le plateau en bois, insérer le tube du plateau dans le centre de l'accoudoir droit ou gauche, en fonction de la position requise. Dès que le plateau est placé en position (plastique gris, noir, transparent ou bois) bien resserrer la molette (a).

Ajuster les accoudoirs pour régler la hauteur et l'angle d'inclinaison du plateau.



Faire attention de ne pas se coincer les doigts dans la fente lors du réglage en hauteur.



Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter de coincer les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.



Ne jamais utiliser le plateau pour diriger ou pousser le fauteuil.



Toujours tenir le tube du plateau pour le retirer lorsque l'utilisateur est installé dans le siège. Continuer à tenir le plateau jusqu'à ce qu'il soit complètement enlevé et qu'il n'y ai aucun risque pour l'utilisateur.



10.12 Réglage des accoudoirs




Ne pas poser sur le plateau de récipients dont la température dépasse 40°C.



Veillez noter que le plateau est uniquement réservé à l'usage de l'enfant. Ne pas s'appuyer dessus ni y déposer d'objets lourds dont le poids est supérieur à 8 kg.

Pour régler la hauteur d'accoudoir, desserrer la manette (a), ajuster à la position désirée et resserrer. Pour régler l'angle, tourner la poignée à cliquet (b) jusqu'à obtention de la position désirée.



10.13 Utilisation du repose-pieds rabattable

Pour relever le repose-pieds, le soulever par le devant (a). Lorsqu'il est relevé à son maximum, la goupille se bloque automatiquement. Pour abaisser le repose-pieds, tirer sur la goupille pour la débloquer (b) et rabattre le repose-pieds. Il est possible de maintenir le repose-pieds non bloqué en tournant la goupille après l'avoir tirée.



A



B

11 Consignes de nettoyage et d'entretien

Comment entretenir le produit

Lors du nettoyage du produit, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif. Ne jamais utiliser de solvants organiques ni de produits liquides pour le nettoyage à sec.

Housses de coussin et revêtement de protection

1. Les housses de coussin (dans l'option tissu doux) sont amovibles et lavables en machine, à 40°C, mais ne doivent pas être séchées au sèche-linge. Veuillez retirer la mousse des protections suivantes avant le lavage :

Appui-tête

Coussin de dossier

Coussin d'assise

Tous les autres revêtements souples peuvent être mis tels que dans le lave-linge, après avoir retiré les boulons et fixations.

Les housses de coussin en vinyle peuvent être nettoyées en utilisant un chiffon et de l'eau.

2. Les housses de coussin et revêtements de protection peuvent également être nettoyés à la main tout en restant en place. Lors du nettoyage du produit, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif.

3. Il est conseillé d'enlever les taches le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon absorbant, de lingettes ou d'une éponge. Éponger avec de l'eau chaude et du savon est efficace pour enlever les salissures courantes et de petites éclaboussures.

Prendre soin de ne pas trop humidifier le tissu car cela risquerait d'élargir la tache.

4. Des nettoyants antiseptiques peuvent être utilisés sur les taches difficiles à enlever. L'alcool isopropylique et l'alcool minéral sont des dissolvants appropriés dans ce cas. Une demi-tasse d'eau de javel dans 5 litres d'eau peut également servir de solution désinfectante.

5. Les harnais pelvien et de poitrine sont lavables en machine, à 40°C. Assurez-vous d'enlever tous les boulons et boutons pression avant car ils risqueraient d'endommager votre lave-linge. Les ranger dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

6. Toujours vérifier que le produit est sec avant de l'utiliser.

Composants en métal et en plastique

1. Pour un nettoyage quotidien, utiliser de l'eau avec du savon ou un spray antibactérien.

2. Pour un nettoyage en profondeur, il est possible d'utiliser un nettoyeur vapeur à basse pression.

3. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les composants en métal ou en plastique.

4. S'assurer que le produit est sec avant de l'utiliser.

12 Inspection journalière du produit

(thérapeutes, parents et personnel soignant)

Nous recommandons qu'une inspection visuelle de l'équipement soit effectuée tous les jours par les thérapeutes, les parents ou le personnel soignant afin de garantir une utilisation sûre du produit. Les contrôles de routine sont détaillés ci-dessous.

1. S'assurer que tous les boulons et molettes de réglage sont en place et bien fixés.
2. Vérifier que les revêtements de protection et sangles Velcro ne présentent aucun signe d'usure.
3. Vérifier que les roues tournent librement et se bloquent en toute sécurité.
4. S'assurer que la poignée et la broche de verrouillage de la plaque d'interface du siège sont bien enclenchées et que le siège est correctement fixé sur le châssis.
5. S'assurer que le harnais pelvien est bien maintenu autour de l'utilisateur, l'empêchant de glisser du siège ou de basculer vers l'avant.
6. S'assurer que le repose-pieds est fermement fixé.



En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Leckey ou de risque de pièces défailtantes, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

13 Inspection annuelle du produit

(thérapeute, technicien, conseiller produit Leckey, vendeur)

Leckey recommande que chaque produit soit soumis à une inspection détaillée au moins une fois par an et chaque fois que le produit est révisé en vue d'une réutilisation. Cette inspection doit être réalisée par une personne ayant les compétences techniques appropriées et formée à l'utilisation du produit. Elle doit comprendre au moins les vérifications suivantes.

1. Vérifier que l'ensemble des poignées à cliquet, molettes, écrous, boulons et boucles en plastique sont en place, et remplacer tous les éléments manquants. Une attention particulière doit être portée aux éléments suivants :

- > Vis de verrouillage de l'appui-tête.
- > Boulons de réglage de l'angle d'inclinaison et de la hauteur du dossier.
- > Boulons de réglage de la profondeur d'assise.
- > Boulons de fixation du harnais pelvien/ guide de hanche.
- > Réglage en hauteur et de l'angle d'inclinaison du repose-pieds.

2. Vérifier que le mécanisme de réglage en hauteur du châssis fonctionne correctement. Si le réglage du châssis s'effectue à l'aide d'une pédale, s'assurer que la hauteur du siège ne varie pas lors du déblocage de la pédale. Vérifier également que la broche de verrouillage est bien enclenchée afin d'empêcher toute modification accidentelle de la hauteur du châssis.

3. Ajuster la position du dossier selon l'angle d'inclinaison maximum et s'assurer que le levier de blocage maintient fermement le siège dans cette position d'inclinaison.

4. Contrôler que la jointure entre le siège et le châssis ne présente aucun signe d'usure au niveau des pièces métalliques.

5. Soulever la base pour contrôler chaque roue individuellement. Vérifier qu'elles tournent librement et enlever toute trace de saleté sur le caoutchouc des roues. Vérifier que les freins bloquent les roues fermement en place.

6. Effectuer un contrôle visuel de la structure du produit en portant une attention particulière aux points de soudure sur l'armature en vous assurant qu'il n'y a aucune trace d'usure ou de fissure autour des soudures.

7. Leckey recommande de tenir un carnet de toutes les inspections annuelles du produit. En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

14 Réutilisation des produits Leckey

La plupart des produits Leckey sont évalués et commandés en vue de répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Avant de réutiliser un produit, nous recommandons qu'un contrôle de compatibilité de l'équipement soit effectué par le thérapeute ayant prescrit le produit au nouvel utilisateur. Il doit notamment s'assurer que le produit destiné à une réutilisation ne présente aucune modification ni d'accessoires spéciaux.

Une inspection technique détaillée du produit doit être réalisée avant sa réutilisation. Celle-ci doit être réalisée par une personne ayant les compétences techniques appropriées et formée à l'utilisation et à l'inspection du produit. Veuillez vous reporter à la section 13 concernant les vérifications requises.

S'assurer que le produit a été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la section 11 de ce manuel.

S'assurer qu'un exemplaire du manuel d'utilisation est fourni avec le produit. Celui-ci peut être téléchargé sur notre site Web : www.leckey.com

Leckey recommande de tenir à jour un carnet de tous les contrôles d'inspection du produit effectués durant la réutilisation du produit.

En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

15 Maintenance du produit

La maintenance de tous les produits Leckey doit être exclusivement réalisée par un personnel techniquement compétent et formé à l'utilisation du produit.

Au R.-U. et en République d'Irlande, veuillez contacter le Centre de service Leckey au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Rép. d'Irlande). Et notre service d'assistance clientèle sera ravi de satisfaire tous vos besoins d'entretien et de maintenance.

Toutes les demandes internationales de nature technique doivent être adressées au distributeur Leckey concerné qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples informations sur les distributeurs Leckey, rendez-vous sur notre site Web www.leckey.com

16 Informations techniques

Taille	1		2		3	
	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs
Charge maximale	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100kgs	220lbs
Poids (siège et châssis de base)	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	35.9kg	79lbs
Poids (siège et châssis Hi-Low)	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Hauteur d'assise (châssis de base)	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Hauteur d'assise (châssis Hi-Low)	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Largeur d'assise	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Profondeur d'assise	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Distance buste-côtés	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Hauteur de dossier	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Angle d'inclinaison du dossier	décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°		décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°		décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°	
Hauteur d'accoudoir	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Longueur partie inférieure	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Angle partie inférieure	-10° à +50°		-10° à +50°		-10° à +50°	
Angle d'inclinaison du repose-pieds	-15° à +10°		-15° à +10°		-15° à +10°	
Position inclinée	décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°		décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°		décubitus dorsal à 30° décubitus ventral à 10°	

Toutes les demandes internationales de nature technique doivent être adressées au distributeur Leckey concerné qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples informations sur les distributeurs Leckey, rendez-vous sur notre site Web.

Accessoires

CHÂSSIS

151-6100	Base d'assise Taille 1, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Noir
151-6200	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Noir
151-6300	Base d'assise Taille 3, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Noir
151-6101	Base d'assise Taille 1, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Blanc
151-6201	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Blanc
151-6301	Base d'assise Taille 3, dossier et châssis de base avec vérin à gaz et roues 100 mm - Blanc
151-6102	Base d'assise Taille 1, dossier et châssis Hi-Low avec vérin à gaz et roues 100 mm - Noir
151-6202	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis Hi-Low avec vérin à gaz et roues 100 mm - Noir
151-6103	Base d'assise Taille 1, dossier et châssis Hi-Low avec vérin à gaz et roues 100 mm - Blanc
151-6203	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis Hi-Low avec vérin à gaz et roues 100 mm - Blanc
151-6204	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis électrique Hi-Low, roues 100 mm - Noir
151-6205	Base d'assise Taille 2, dossier et châssis électrique Hi-Low, roues 100 mm - Blanc
151-6302	Base d'assise Taille 3, dossier et châssis hydraulique, roues 125 mm - Noir
151-6303	Base d'assise Taille 3, dossier et châssis hydraulique, roues 125 mm - Blanc

HOUSES DE PROTECTION

151-6104-01	Coussins et housses Taille 1 - Vert (avec cales de positionnement sacral en mousse)
151-6104-03	Coussins et housses Taille 1 - Bleu (avec cales de positionnement sacral en mousse)
151-6104-04	Coussins et housses Taille 1 - Framboise (avec cales de positionnement sacral en mousse)
151-6104-05	Coussins et housses Taille 1 - Gris foncé (avec cales de positionnement sacral en mousse)
151-6104-01VIN	Coussins et housses Taille 1 - Vert (avec cales de positionnement sacral en mousse)
151-6104-03VIN	Coussins et housses Taille 1 - Bleu (avec cales de positionnement sacral en mousse)

- 151-6104-04VIN Coussins et housses Taille 1 - Framboise (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6104-07VIN Coussins et housses Taille 1 - Noir (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-01 Coussins et housses Taille 2 - Vert (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-03 Coussins et housses Taille 2 - Bleu (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-04 Coussins et housses Taille 2 - Framboise (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-05 Coussins et housses Taille 2 - Gris foncé (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-01VIN Coussins et housses Taille 2 - Vert (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-03VIN Coussins et housses Taille 2 - Bleu (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-04VIN Coussins et housses Taille 2 - Framboise (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6206-07VIN Coussins et housses Taille 2 - Noir (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-01 Coussins et housses Taille 3 - Vert (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-03 Coussins et housses Taille 3 - Bleu (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-04 Coussins et housses Taille 3 - Framboise (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-05 Coussins et housses Taille 3 - Gris foncé (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-01VIN Coussins et housses Taille 3 - Vert (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-03VIN Coussins et housses Taille 3 - Bleu (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-04VIN Coussins et housses Taille 3 - Framboise (avec cales de positionnement sacré en mousse)
- 151-6304-07VIN Coussins et housses Taille 3 - Noir (avec cales de positionnement sacré en mousse)

ACCESSOIRES APPUI-TÊTE

- 151-3751-05 Appui-tête profilé T3- néoprène Gris
- 151-6208-05 Ensemble appui-tête plat et housse Taille 1/2 - Gris foncé (seulement disponible avec coussins de protection 01, 03 et 04)
- 151-6208-06 Ensemble appui-tête plat et housse Taille 1/2 - Gris clair (seulement disponible avec coussins de protection 05)

- 151-6208-05VIN Ensemble appui-tête plat et housse Taille 1/2 - Gris foncé (seulement disponible avec coussins de protection 01VIN, 07VIN et 04VIN)
- 151-6208-07VIN Ensemble appui-tête plat et housse Taille 1/2 - Noir (seulement disponible avec coussins de protection 03VIN)
- 151-6209-05 Ensemble latéral appui-tête plat et housse - Gris foncé (seulement disponible avec coussins de protection 01, 03, 04)
- 151-6209-06 Ensemble latéral appui-tête plat et housse - Gris clair (seulement disponible avec coussins de protection 05)
- 151-6209-05VIN Ensemble latéral appui-tête plat et housse - Gris foncé (seulement disponible avec coussins de protection 01VIN, 07VIN, 04VIN)
- 151-6209-07VIN Ensemble latéral appui-tête plat et housse - Noir (seulement disponible avec coussins de protection 03VIN)
- 151-1756 Support de fixation appui-tête Mygo

ACCESSOIRES SUPPORT DE BUSTE

- 151-6106-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6106-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6106-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6106-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (gris foncé) - armature métal noir
- 151-6106-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6106-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6106-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6106-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse noire) - armature métal noir
- 151-6107-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse verte) - armature métal blanc
- 151-6107-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6107-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6107-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse gris foncé) - armature métal blanc
- 151-6107-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse verte) - armature métal blanc
- 151-6107-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse bleue) - armature métal blanc

- 151-6107-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6107-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T1 (housse noire) - armature métal blanc
- 151-6210-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6210-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6210-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6210-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse gris foncé) - armature métal noir
- 151-6210-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6210-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6210-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6210-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse noire) - armature métal noir
- 151-6211-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse verte) - armature métal blanc
- 151-6211-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6211-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6211-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse gris foncé) - armature métal blanc
- 151-6211-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse verte) - armature métal blanc
- 151-6211-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6211-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6211-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T2 (housse noire) - armature métal blanc
- 151-6306-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6306-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6306-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6306-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse gris foncé) - armature métal noir

- 151-6306-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse verte)
- armature métal noir
- 151-6306-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6306-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6306-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse noire)
- armature métal noir
- 151-6307-01 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse verte)
- armature métal blanc
- 151-6307-03 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6307-04 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6307-05 Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse gris foncé) - armature métal blanc
- 151-6307-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse verte)
- armature métal blanc
- 151-6307-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6307-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6307-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine en mousse PU rigide T3 (housse noire)
- armature métal blanc
- 151-6108-01 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6108-03 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6108-04 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6108-05 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse gris foncé) - armature métal noir
- 151-6108-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse verte) - armature métal noir
- 151-6108-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse bleue) - armature métal noir
- 151-6108-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse framboise) - armature métal noir
- 151-6108-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1 (housse noire) - armature métal noir
- 151-6109-01 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1

- 151-6109-03 (housse verte) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-04 (housse bleue) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-05 (housse framboise) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-01VIN (housse gris foncé) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-03VIN (housse verte) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-04VIN (housse bleue) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6109-07VIN (housse framboise) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6212-01 (housse noire) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T1
- 151-6212-03 (housse verte) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-04 (housse bleue) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-05 (housse framboise) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-01VIN (housse gris foncé) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-03VIN (housse verte) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-04VIN (housse bleue) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6212-07VIN (housse framboise) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-01 (housse noire) - armature métal noir
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-03 (housse verte) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-04 (housse bleue) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-05 (housse framboise) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-01VIN (housse gris foncé) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-03VIN (housse verte) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
- 151-6213-04VIN (housse bleue) - armature métal blanc
Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2

- (housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6213-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T2
(housse noire) - armature métal blanc
- 151-6308-01 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse verte) - armature métal noir
- 151-6308-03 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse bleue) - armature métal noir
- 151-6308-04 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse framboise) - armature métal noir
- 151-6308-05 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse gris foncé) - armature métal noir
- 151-6308-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse verte) - armature métal noir
- 151-6308-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse bleue) - armature métal noir
- 151-6308-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse framboise) - armature métal noir
- 151-6308-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse noire) - armature métal noir
- 151-6309-01 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse verte) - armature métal blanc
- 151-6309-03 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6309-04 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6309-05 Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse gris foncé) - armature métal blanc
- 151-6309-01VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse verte) - armature métal blanc
- 151-6309-03VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse bleue) - armature métal blanc
- 151-6309-04VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse framboise) - armature métal blanc
- 151-6309-07VIN Paire de supports latéraux de poitrine rabattables en mousse PU T3
(housse noire) - armature métal blanc
- 151-6214-01 Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse verte incluse)
- 151-6214-03 Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse bleue incluse)
- 151-6214-04 Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse framboise incluse)
- 151-6214-05 Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse gris foncé incluse)
- 151-6214-01VIN Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse verte incluse)
- 151-6214-03VIN Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse bleue incluse)
- 151-6214-04VIN Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse framboise incluse)
- 151-6214-07VIN Harnais de poitrine Taille 1/2 (housse noire incluse)

133-625	S3 Harnais de poitrine (néoprène noir)
151-1757	Paire de supports latéraux rabattables Taille 1 - armature métal noir
151-2757	Paire de supports latéraux rabattables Taille 2 - armature métal noir
151-3757	Paire de supports latéraux rabattables Taille 3 - armature métal noir
151-6110	Paire de supports latéraux rabattables Taille 1 - armature métal blanc
151-6215	Paire de supports latéraux rabattables Taille 2 - armature métal blanc
151-6311	Paire de supports latéraux rabattables Taille 3 - armature métal blanc
151-6111-01	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal noir
151-6111-03	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal noir
151-6111-04	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal noir
151-6111-05	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
151-6111-01VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal noir
151-6111-03VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal noir
151-6111-04VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal noir
151-6111-07VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse noire incluse) - armature métal noir
151-6112-01	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal blanc
151-6112-03	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
151-6112-04	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
151-6112-05	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc
151-6112-01VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal blanc
151-6112-03VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
151-6112-04VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
151-6112-07VIN	Paire de supports latéraux de base Taille 1 (housse noire incluse) - armature métal blanc
151-6216-01	Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
151-6216-03	Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir

- 151-6216-04 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6216-05 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir

- 151-6216-01VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6216-03VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6216-04VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6216-07VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6217-01 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-03 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-04 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-05 Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6217-01VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-03VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-04VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6217-07VIN Paire de supports latéraux de base Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6312-01 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6312-03 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6312-04 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6312-05 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir

- 151-6312-01VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6312-03VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6312-04VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6312-07VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6313-01 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-03 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-04 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-05 Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6313-01VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-03VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-04VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6313-07VIN Paire de supports latéraux de base Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6218-05 Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6218-06 Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris clair incluse) - armature métal noir

- 151-6218-05VIN Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6218-07VIN Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6219-05 Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc
- 151-6219-06 Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris clair incluse) - armature métal blanc

- 151-6219-05VIN Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc
- 151-6219-07VIN Paire de coussins de prolongation Taille 1/2 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6314-05 Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6314-06 Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris clair incluse) - armature métal noir

- 151-6314-05VIN Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6314-07VIN Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6315-05 Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6315-06 Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris clair incluse) - armature métal blanc
- 151-6315-05VIN Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc
- 151-6315-07VIN Paire de coussins de prolongation Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal blanc
- 151-1754 Coussin latéral Taille 1 (paire de cales seulement) - armature métal noir
- 151-2754 Coussin latéral Taille 2 (paire de cales seulement) - armature métal noir
- 151-3754 Coussin latéral Taille 3 (paire de cales seulement) - armature métal noir
- 151-6113 Coussin latéral Taille 1 (paire de cales seulement) - armature métal blanc
- 151-6220 Coussin latéral Taille 2 (paire de cales seulement) - armature métal blanc
- 151-6316 Coussin latéral Taille 3 (paire de cales seulement) - armature métal blanc
- 151-6114-01 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Vert)
- 151-6114-03 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Bleu)
- 151-6114-04 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Framboise)
- 151-6114-05 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Gris foncé)
- 151-6114-01VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Vert)
- 151-6114-03VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Bleu)
- 151-6114-04VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Framboise)
- 151-6114-07VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 1 (Noir)
- 151-6221-01 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Vert)
- 151-6221-03 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Bleu)
- 151-6221-04 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Framboise)
- 151-6221-05 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Gris foncé)
- 151-6221-01VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Vert)
- 151-6221-03VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Bleu)
- 151-6221-04VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Framboise)
- 151-6221-07VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 2 (Noir)
- 151-6316-01 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Vert)
- 151-6316-03 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Bleu)
- 151-6316-04 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Framboise)
- 151-6316-05 Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Gris foncé)
- 151-6316-01VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Vert)
- 151-6316-03VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Bleu)
- 151-6316-04VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Framboise)
- 151-6316-07VIN Paire de coussins latéraux avec housse Taille 3 (Noir)
- 151-6115-01 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6115-03 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal noir

- 151-6115-04 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6115-05 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6115-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6115-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6115-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6115-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse noire incluse) - armature métal noir
- 151-6116-01 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-03 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-04 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-05 Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6116-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 1 (housse noire incluse) - armature métal blanc
- 151-6222-01 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6222-03 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6222-04 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6222-05 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir
- 151-6222-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6222-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6222-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6222-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6223-01 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-03 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-04 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-05 Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6223-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6223-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6317-01 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6317-03 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6317-04 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6317-05 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir

- 151-6317-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6317-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6317-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6317-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6318-01 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6318-03 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6318-04 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6318-05 Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6318-01VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6318-03VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc

- 151-6318-04VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6318-07VIN Paire de coussins latéraux Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6224-01 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6224-03 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6224-04 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6224-05 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir

- 151-6224-01VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6224-03VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6224-04VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6224-07VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6225-01 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-03 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-04 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-05 Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6225-01VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-03VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-04VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6225-07VIN Cale latérale d'abduction Taille 2 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 151-6320-01 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6320-03 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6320-04 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6320-05 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal noir

- 151-6320-01VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal noir
- 151-6320-03VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal noir
- 151-6320-04VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal noir
- 151-6320-07VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal noir

- 151-6321-01 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-03 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-04 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-05 Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse gris foncé incluse) - armature métal blanc

- 151-6321-01VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse verte incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-03VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse bleue incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-04VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse framboise incluse) - armature métal blanc
- 151-6321-07VIN Cale latérale d'abduction Taille 3 (housse noire incluse) - armature métal blanc

- 155-H001-L600 Ensemble harnais et sangles, type H, petite taille (Leckey)
- 155-H001-L601 Ensemble harnais et sangles, type H, taille moyenne (Leckey)
- 155-H001-L602 Ensemble harnais et sangles, type H, grande taille (Leckey)
- 155-H001-L603 Ensemble harnais et sangles, type H, très grande taille (Leckey)
- 155-H001-L600 Ensemble harnais et sangles, type étroit, petite taille (Leckey)
- 155-H001-L601 Ensemble harnais et sangles, type étroit, taille moyenne (Leckey)
- 155-H001-L602 Ensemble harnais et sangles, type étroit, grande taille (Leckey)
- 155-H001-L603 Ensemble harnais et sangles, type étroit, très grande taille (Leckey)
- 155-H001-L604 Ensemble harnais et sangles, type étroit, taille XXL (Leckey)

- 120-799 Harnais de poitrine, petit (Mygo)
- 120-757 Harnais de poitrine, moyen (Mygo)
- 117-761 Harnais de poitrine, grand (Mygo)
- 117-750 Rallonge de sangle de harnais (10 cm)

- 151-6122 T1 Plateau en bois, rabattable
- 151-6231 T2 Plateau en bois, rabattable
- 151-6326 T3 Plateau en bois, rabattable

151-1644	T1 Plateau en plastique
151-2644	T2 Plateau en plastique
133-2148	Ensemble plateau (extension d'accoudoir, transparent)
133-2149	Ensemble plateau (extension d'accoudoir, noir)
151-3766	Ensemble plateau transparent (largeur d'assise supplémentaire de 20 mm)
151-3767	Ensemble plateau noir (largeur d'assise supplémentaire de 20 mm)

ACCESSOIRES SUPPORT DE HANCHE

151-1660	T1 Ceinture pelvienne 4 points
151-2660	T2 Ceinture pelvienne 4 points
151-3660	T3 Ceinture pelvienne 4 points

ACCESSOIRES REPOSE-PIEDS

151-1745	T1 Repose-pieds d'une pièce, métal - Noir
151-2745	T2 Repose-pieds d'une pièce, métal - Noir
151-3745	T3 Repose-pieds d'une pièce, métal - Noir
151-6123	T1 Repose-pieds d'une pièce, métal - Blanc
151-6223	T2 Repose-pieds d'une pièce, métal - Blanc
151-6327	T3 Repose-pieds d'une pièce, métal - Blanc
151-1746	T1 Repose-pieds d'une pièce, en bois
151-6232	T2 Repose-pieds d'une pièce, en bois
151-3746	T3 Repose-pieds d'une pièce, en bois
151-6125	T1 Repose-pieds d'une pièce, en bois - Blanc
151-6235	T2 Repose-pieds d'une pièce, en bois- Blanc
151-6329	T3 Repose-pieds d'une pièce, en bois - Blanc
152-1600	T1 Sandales avec sangles
152-2600	T2 Sandales avec sangles
152-3600	T3 Sandales avec sangles
151-1755	T1 Sangles de repose-pieds
151-2755	T2 Sangles de repose-pieds
151-3755	T3 Sangles de repose-pieds
151-1760	REHAUSSEUR SANDALE 2,54 cm T1&2
151-3760	REHAUSSEUR SANDALE 2,54 cm T3
AH01	Paire d'attaches chevilles, petite taille
AH02	Paire d'attaches chevilles, taille moyenne

AUTRES ACCESSOIRES

151-6117	Accoudoir Taille 1 (paire)
151-6226	Accoudoir Taille 2 (paire)
151-3747	Accoudoir Taille 3 (paire)
151-6124	Accoudoir Taille 1 (paire) - Blanc
151-6234	Accoudoir Taille 2 (paire) - Blanc
151-6328	Accoudoir Taille 3 (paire) - Blanc
151-6118-01	Disque pommeau Taille 1 (Vert) - armature métal noir
151-6118-03	Disque pommeau Taille 1 (Bleu) - armature métal noir
151-6118-04	Disque pommeau Taille 1 (Framboise) - armature métal noir
151-6118-05	Disque pommeau Taille 1 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6118-01VIN	Disque pommeau Taille 1 (Vert) - armature métal noir
151-6118-03VIN	Disque pommeau Taille 1 (Bleu) - armature métal noir
151-6118-04VIN	Disque pommeau Taille 1 (Framboise) - armature métal noir
151-6118-07VIN	Disque pommeau Taille 1 (Noir) - armature métal noir
151-6119-01	Disque pommeau Taille 1 (Vert) - armature métal blanc
151-6119-03	Disque pommeau Taille 1 (Bleu) - armature métal blanc
151-6119-04	Disque pommeau Taille 1 (Framboise) - armature métal blanc
151-6119-05	Disque pommeau Taille 1 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6119-01VIN	Disque pommeau Taille 1 (Vert) - armature métal blanc
151-6119-03VIN	Disque pommeau Taille 1 (Bleu) - armature métal blanc
151-6119-04VIN	Disque pommeau Taille 1 (Framboise) - armature métal blanc
151-6119-07VIN	Disque pommeau Taille 1 (Noir) - armature métal blanc
151-6227-01	Disque pommeau Taille 2 (Vert) - armature métal noir
151-6227-03	Disque pommeau Taille 2 (Bleu) - armature métal noir
151-6227-04	Disque pommeau Taille 2 (Framboise) - armature métal noir
151-6227-05	Disque pommeau Taille 2 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6227-01VIN	Disque pommeau Taille 2 (Vert) - armature métal noir
151-6227-03VIN	Disque pommeau Taille 2 (Bleu) - armature métal noir
151-6227-04VIN	Disque pommeau Taille 2 (Framboise) - armature métal noir
151-6227-07VIN	Disque pommeau Taille 2 (Noir) - armature métal noir
151-6228-01	Disque pommeau Taille 2 (Vert) - armature métal blanc
151-6228-03	Disque pommeau Taille 2 (Bleu) - armature métal blanc
151-6228-04	Disque pommeau Taille 2 (Framboise) - armature métal blanc
151-6228-05	Disque pommeau Taille 2 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6228-01VIN	Disque pommeau Taille 2 (Vert) - armature métal blanc
151-6228-03VIN	Disque pommeau Taille 2 (Bleu) - armature métal blanc
151-6228-04VIN	Disque pommeau Taille 2 (Framboise) - armature métal blanc
151-6228-07VIN	Disque pommeau Taille 2 (Noir) - armature métal blanc

151-6322-01	Disque pommeau Taille 3 (Vert) - armature métal noir
151-6322-03	Disque pommeau Taille 3 (Bleu) - armature métal noir
151-6322-04	Disque pommeau Taille 3 (Framboise) - armature métal noir
151-6322-05	Disque pommeau Taille 3 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6322-01VIN	Disque pommeau Taille 3 (Vert) - armature métal noir
151-6322-03VIN	Disque pommeau Taille 3 (Bleu) - armature métal noir
151-6322-04VIN	Disque pommeau Taille 3 (Framboise) - armature métal noir
151-6322-07VIN	Disque pommeau Taille 3 (Noir) - armature métal noir
151-6323-01	Disque pommeau Taille 3 (Vert) - armature métal blanc
151-6323-03	Disque pommeau Taille 3 (Bleu) - armature métal blanc
151-6323-04	Disque pommeau Taille 3 (Framboise) - armature métal blanc
151-6323-05	Disque pommeau Taille 3 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6323-01VIN	Disque pommeau Taille 3 (Vert) - armature métal blanc
151-6323-03VIN	Disque pommeau Taille 3 (Bleu) - armature métal blanc
151-6323-04VIN	Disque pommeau Taille 3 (Framboise) - armature métal blanc
151-6323-07VIN	Disque pommeau Taille 3 (Noir) - armature métal blanc
151-6120-01	Pommeau en coin T1 (Vert) - armature métal noir
151-6120-03	Pommeau en coin T1 (Bleu) - armature métal noir
151-6120-04	Pommeau en coin T1 (Framboise) - armature métal noir
151-6120-05	Pommeau en coin T1 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6120-01VIN	Pommeau en coin T1 (Vert) - armature métal noir
151-6120-03VIN	Pommeau en coin T1 (Bleu) - armature métal noir
151-6120-04VIN	Pommeau en coin T1 (Framboise) - armature métal noir
151-6120-07VIN	Pommeau en coin T1 (Noir) - armature métal noir
151-6121-01	Pommeau en coin T1 (Vert) - armature métal blanc
151-6121-03	Pommeau en coin T1 (Bleu) - armature métal blanc
151-6121-04	Pommeau en coin T1 (Framboise) - armature métal blanc
151-6121-05	Pommeau en coin T1 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6121-01VIN	Pommeau en coin T1 (Vert) - armature métal blanc
151-6121-03VIN	Pommeau en coin T1 (Bleu) - armature métal blanc
151-6121-04VIN	Pommeau en coin T1 (Framboise) - armature métal blanc
151-6121-07VIN	Pommeau en coin T1 (Noir) - armature métal blanc
151-6229-01	Pommeau en coin T2 (Vert) - armature métal noir
151-6229-03	Pommeau en coin T2 (Bleu) - armature métal noir
151-6229-04	Pommeau en coin T2 (Framboise) - armature métal noir
151-6229-05	Pommeau en coin T2 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6229-01VIN	Pommeau en coin T2 (Vert) - armature métal noir
151-6229-03VIN	Pommeau en coin T2 (Bleu) - armature métal noir
151-6229-04VIN	Pommeau en coin T2 (Framboise) - armature métal noir
151-6229-07VIN	Pommeau en coin T2 (Noir) - armature métal noir

151-6230-01	Pommeau en coin T2 (Vert) - armature métal blanc
151-6230-03	Pommeau en coin T2 (Bleu) - armature métal blanc
151-6230-04	Pommeau en coin T2 (Framboise) - armature métal blanc
151-6230-05	Pommeau en coin T2 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6230-01VIN	Pommeau en coin T2 (Vert) - armature métal blanc
151-6230-03VIN	Pommeau en coin T2 (Bleu) - armature métal blanc
151-6230-04VIN	Pommeau en coin T2 (Framboise) - armature métal blanc
151-6230-07VIN	Pommeau en coin T2 (Noir) - armature métal blanc
151-6334-01	Pommeau en coin T3 (Vert) - armature métal noir
151-6334-03	Pommeau en coin T3 (Bleu) - armature métal noir
151-6334-04	Pommeau en coin T3 (Framboise) - armature métal noir
151-6334-05	Pommeau en coin T3 (Gris foncé) - armature métal noir
151-6334-01VIN	Pommeau en coin T3 (Vert) - armature métal noir
151-6334-03VIN	Pommeau en coin T3 (Bleu) - armature métal noir
151-6334-04VIN	Pommeau en coin T3 (Framboise) - armature métal noir
151-6334-07VIN	Pommeau en coin T3 (Noir) - armature métal noir
151-6335-01	Pommeau en coin T3 (Vert) - armature métal blanc
151-6335-03	Pommeau en coin T3 (Bleu) - armature métal blanc
151-6335-04	Pommeau en coin T3 (Framboise) - armature métal blanc
151-6335-05	Pommeau en coin T3 (Gris foncé) - armature métal blanc
151-6335-01VIN	Pommeau en coin T3 (Vert) - armature métal blanc
151-6335-03VIN	Pommeau en coin T3 (Bleu) - armature métal blanc
151-6335-04VIN	Pommeau en coin T3 (Framboise) - armature métal blanc
151-6335-07VIN	Pommeau en coin T3 (Noir) - armature métal blanc
151-6239	Nuancier de couleurs EDS



Der Everyday Activity Sitz ist ein moderates Sitzsystem, das für den Gebrauch zu Hause und im Klassenzimmer entwickelt wurde. Er ist in 3 Größen mit verstellbarer Sitzhöhe, -tiefe und -breite erhältlich und kann an Benutzer ab dem 1. Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter angepasst werden. Dieses Handbuch zeigt Ihnen, wie Sie alle Funktionen schnell und einfach verwenden können. Die Anweisungen zu Sicherheit und Wartung sorgen dafür, dass Sie die Benutzung dieses Produkt lange genießen werden.

Inhaltsverzeichnis

- 01 Verwendungszweck
- 02 Konformitätserklärung
- 03 Garantiebedingungen
- 04 Produkthistorie
- 05 Produkthanweisung
- 06 Sicherheitsinformationen
- 07 Das Auspacken und Aufbauen des Produkts
- 08 Das Anbringen der Polster
- 09 Klinische Einstellungen für die Positionierung
- 10 Regelmäßige Anpassungen für den täglichen Gebrauch
- 11 Informationen zu Reinigung und Pflege
- 12 Tägliche Produktüberprüfung
- 13 Jährliche Produktüberprüfung und Wartung
- 14 Wiedereinsatz von Leckey Produkten
- 15 Produktwartung
- 16 Technische Daten



1. Verwendungszweck

Der Everyday Activity Sitz ist in 3 Größen für die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen erhältlich. Größe 1 eignet sich für Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Größe 2 von 5-12 Jahren und Größe 3 für von 11-18 Jahren. Das Höchstgewicht beträgt jeweils 30 kg (110 lbs), 50 kg (132 lbs) und 100 kg (220 (lbs)).

2. Konformitätserklärung

James Leckey Design Ltd. erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass der Everyday Activity Sitz von Leckey den Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG und EN 12182 „Technische Hilfen für Personen mit Behinderungen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren“ entspricht.

3. Garantiebedingungen

Die Garantie kommt ausschließlich dann zum Einsatz, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt wird, wobei allen Empfehlungen des Herstellers Folge zu leisten ist (siehe auch allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen). Alle von Leckey hergestellten Produkte und Bauteile unterliegen einer Garantie von zwei Jahren.

4. Produkthistorie

Ihr Leckey Produkt ist ein als Klasse 1 eingestuftes Medizinprodukt und sollte als solches einzig von einer technisch kompetenten Fachkraft verschrieben, aufgebaut oder wiedereingesetzt werden, die für den Gebrauch dieses Produkts geschult wurde.

Leckey empfiehlt, alle Einzelheiten des Aufbaus, Prüfungen für den Wiedereinsatz und jährlichen Produktinspektionen in einem Protokoll festzuhalten.

5. Protokoll der Produktschulung (Kunden & Betreuer)

Ihr Leckey Produkt ist ein verordnetes Medizinprodukt der Klasse 1 und als solches empfiehlt Leckey, dass die Eltern, Lehrer und Betreuer, die dieses Gerät verwenden, von einer technisch kompetenten Person einer über die folgenden Abschnitte dieser Anleitung unterrichtet werden müssen.

Abschnitt 6

Sicherheitsinformationen

Abschnitt 9

Klinische Einstellung für die Positionierung

Abschnitt 10

Regelmäßige Anpassungen für den täglichen Gebrauch

Abschnitt 11

Informationen zu Reinigung und Pflege

Abschnitt 12

Tägliche Produktüberprüfung

Leckey empfiehlt, dass ein Protokoll von allen Personen gemacht wird, die für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts geschult wurden.

6 Sicherheitsinformationen



6.1 Lesen Sie vor der Benutzung stets die gesamte Anleitung.



6.2 Die Benutzer sollten während des Gebrauchs von Leckey Produkten niemals unbeaufsichtigt sein.



6.3 Benutzen Sie Ihr Produkt nur mit von Leckey geprüften Bauteilen. Nehmen Sie niemals Veränderungen an dem Produkt vor. Nichtbeachtung kann ein Risiko für den Benutzer oder dessen Betreuer darstellen und macht die Garantie für das Produkt hinfällig.



6.4 Falls Sie irgendwelche Zweifel an der Sicherheit Ihres Produkts haben oder falls Teile jeglicher Art nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie die Nutzung des Produktes bitte unverzüglich ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem Fachhändler auf.



6.5 Nehmen Sie alle positionellen Anpassungen vor und vergewissern Sie sich, dass diese sicher befestigt sind, bevor Sie den Benutzer in dieses Produkt setzen. Das Anbringen des Zubehörs erfordert möglicherweise den Einsatz von Werkzeug, das mit jedem Produkt mitgeliefert wird. Das Werkzeug muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.



6.6 Achten Sie beim Platzieren des Benutzers in den Sitz aus Sicherheitsgründen darauf, stets zuerst den Beckengurt zu befestigen.



6.7 Vergewissern Sie sich stets, dass alle Räder festgestellt sind und von der Basis weg zeigen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Kippstellung, oder die Rückenverstellungseinrichtung gerade im Einsatz ist.



6.8 Achten Sie darauf, dass das Höhenverstellungspedal oder die Schrauben und Kippstellung verriegelt sind, wenn der Sitz in Benutzung ist, damit er nicht versehentlich verstellt wird, insbesondere wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.



6.9 Der Everyday Activity Sitz ist kein Rollstuhl. Obwohl die Mobilität eine wichtige Eigenschaft des Sitzes darstellt, empfehlen wir, die Benutzer nicht über unebene Oberflächen fortzubewegen, während sie sich im Sitz befinden. Das Transferieren des Benutzers von einem Sitz in den anderen sollte mit größter Sorgfalt durchgeführt werden.



6.10 Der Everyday Activity Sitz wurde keinen Crashtests unterzogen und kann deshalb nicht zu Beförderungszwecken eingesetzt werden.



6.11 Das Produkt darf zu keiner Zeit auf einer schrägen Fläche mit einer Neigung größer als 5 Grad abgestellt werden. Denken Sie stets daran, alle Lenkrollen zu blockieren.



6.12 Benutzen Sie die Schiebegriffe ausschließlich zum Lenken des Sitzes von einem Bereich in den anderen. Verwenden Sie zu keinem Zeitpunkt den Tisch dafür.



6.13 Das Produkt enthält Teile, die für Kleinkinder eine Erstickengefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich stets, dass alle Feststellknöpfe und Schrauben in Reichweite des Kindes fest angezogen und gesichert sind.



6.14 Die Produkte von Leckey erfüllen die Brandschutzbestimmungen gemäß EN12182. Allerdings enthält das Produkt Bauelemente aus Kunststoff und muss



daher von allen direkten Hitzequellen wie offenem Feuer, Zigaretten, elektrischen Öfen und Gasöfen ferngehalten werden.



6.15 Legen Sie niemals heiße Gegenstände auf die Therapieplatte, da sie den Kunststoff beschädigen können.



6.16 Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Benutzen Sie keine Scheuermittel dafür. Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem guten Zustand befindet.



6.17 Das Produkt wurde für den Innenbereich entworfen. Wenn es sich nicht im Einsatz befindet, sollte es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, der keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Der sichere Betriebstemperaturbereich des Produkts liegt bei +5° bis 40° Celsius.

Das Auspacken und Aufbauen des Produkts

Überprüfen Sie die Teile

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Everyday Activity Sitzes. Alle bestellten Teile werden in deutlich beschrifteten Plastiktüten geliefert. Nehmen Sie sie vorsichtig aus den Verpackungen heraus und überprüfen Sie alle von Ihnen bestellten Teile.



Halten Sie die Plastikbeutel von Kindern fern.

Das Multiwerkzeug

Zur Durchführung verschiedener Einstellungen ist ein Multiwerkzeug erforderlich, das mit jedem Sitz mitgeliefert wird.



7.1 Das Anbringen der Fußschalen/ Das Anbringen der Riemen an der Fußplatte (Fußplattenzubehör aus Holz)

Um die Fußschalen anzubringen, schrauben Sie einfach den Drehknopf und die Unterlegschrauben von der Fußschale ab. Legen Sie die Fußschale auf die Fußplatte, platzieren Sie die Schraube durch den Schlitz und setzen Sie die Unterlegscheiben und den Drehknopf wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Das Anbringen der Riemen an der Fußplatte (Fußplattenzubehör aus Holz)

Ermitteln Sie die Riemen der Fußplatte, um sie an die Füße der Person anzupassen und zeichnen Sie die Riemen-Lochstellen an. Bohren Sie 7 mm große Löcher in

die angezeichneten Lochpositionen der hölzernen Fußplatte. Befestigen Sie die Gurte an der Fußplatte mittels Zylinderschraube, Unterlegscheibe und Mutter an der hölzernen Fußplatte und ziehen Sie sie fest an.

Das Anpassen der Riemen an der Fußplatte

Um die an der Fußplatte befindlichen gepolsterten Riemen zu entfernen, ziehen Sie das Klettband von dem Riemen weg. Um den gepolsterten Fußriemen um den Benutzer herum zu befestigen, ziehen Sie das Klettband fest an und befestigen es an dem Riemen.




7.2 Das Anbringen der Armlehnen

Setzen Sie die Armlehne in die Aufnahmehalterung und befestigen Sie sie auf der gewünschten Höhe, indem Sie den Drehknopf (a) fest zudrehen.




7.3 Das Anbringen des Tisches

Um den Tisch in grau, klar oder schwarz anzubringen, setzen Sie die Tischrohre durch die Mitte der Armlehnen (a) ein. Den Holztisch setzen Sie ein, indem Sie das einzelne Tischrohr in die Mitte der rechten oder linken Armlehne einlegen. Das ist von der gewünschten Position abhängig (b). Sobald der Tisch positioniert wurde (klar, schwarz, grau oder Holz), sollte der Drehknopf (c) befestigt werden.



7.4 Das Anbringen der Hüftpelotten

Schrauben Sie den Drehknopf (a) unter der Sitzbasis auf. Platzieren Sie die Hüftpelotten-Halterung auf die Schraube (b). Setzen Sie den Drehknopf wieder auf und drehen Sie ihn fest (c).



7.5 Das Anbringen der Standard- und wegklappbaren Brustpelotten

Um die Brustpelotten anzubringen, stellen Sie die Halterung mit den in der Rückenlehne befindlichen Schlitzen aus Metall auf. Setzen Sie die beiden Inbusschrauben durch die kleine ovale Platte, dann in die Aussparung der Rückenlehne und anschließend in die gleitenden Teile ein, die sich in der Halterung befinden, und ziehen Sie sie fest an.

Wenn Sie mit den Pelotten zusätzlich an Höhe gewinnen möchten, nehmen Sie sie ab, drehen sie um und bringen die linke Pelotte auf der rechten Seite der Rückenlehne an und umgekehrt.



7.6 Das Anbringen der Schulter-Protraktionspolster

Um die Schulter-Protraktionspolster anzubringen, legen Sie die Halterung auf die Langlöcher in der Rückenlehne. Setzen Sie die beiden Inbusschrauben und Unterlegscheiben durch die Langlöcher in der Rückenlehne ein und schrauben sie in die Halterung des Protraktionspolsters fest.


7.7 Das Anbringen des Abduktionskeils

Setzen Sie die Keilhalterung in die Aussparung, anschließend setzen Sie den Drehknopf (a) ein und drehen ihn fest.



7.8 Das Anbringen der Fußplatte

Bei Größe 1 und 2 schieben Sie die Fußplatte über das Waden-Winkelrohr (a) und ziehen die Schraube (b) fest an. Bei Größe 3 schieben Sie die Fußstützenrohre über die Waden-Winkelrohre (c) und ziehen die Schrauben an jeder Wadenstütze (d) fest an.



7.9 Das Anbringen der Abduktionspelotten

Bei Größe 1 und 2 sollte sich der Sitz in der maximalen Tiefenposition befinden, anschließend schrauben Sie den Drehknopf unter der Sitzbasis auf. Dann platzieren Sie die Halterung der Abduktionspelotte auf die Schraube (a), setzen den Drehknopf (b) wieder auf und drehen ihn fest.

Bei Größe 3 richten Sie die Halterung der Abduktionspelotte auf den Schlitz vorne an der Sitzbasis aus, wenn der Sitz auf die maximale Tiefe eingestellt ist. Schieben Sie die Halterung in die gewünschte Position, setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie fest an (c).



7.10 Das Anbringen des Beckengurts

Öffnen Sie jeden Haltenocken (a).
Befestigen Sie jeden der 4 Riemen durch die Haltenocken und führen Sie sie weiter durch die zusätzliche Stegschnalle (b) hindurch. Anschließend lassen Sie sie einrasten (c).



7.11 Das Anbringen des Befestigungshalters an der Mygo Kopfstütze

Fädeln Sie die Schrauben durch den Befestigungshalter an der Mygo Kopfstütze und den Abstandhalter ein. Richten Sie die Baueinheit auf die Löcher in der Rückenplatte aus und drücken Sie die Schrauben durch. Sichern Sie jedes Ende mit einer Schraube und ziehen Sie sie fest an.



7.12 Das Anbringen des Wadenbands

Wickeln Sie das Wadenband um die beiden Haltestangen für die Waden herum. Richten Sie die Druckknöpfe auf den Klettstreifen aus und befestigen Sie sie.



Wenn sie befestigt sind, schieben Sie die Druckknöpfe um die Rückseite der Wadenstützen, um die Beine des Benutzers zu schützen.



7.13 Anbringen des Schiebegriffs

Bei Größe 1 wird der Schiebegriff an der Sitzbasis angebracht, indem Sie die beiden Rohre am unteren Ende des Schiebegriffs in die dafür vorgesehenen Aufnahmen einsetzen, wie auf Abb. A gezeigt. Bei Größe 2 und 3 wird der Schiebegriff an der Sitzbasis angebracht, indem Sie die beiden Rohre am unteren Ende des Schiebegriffs in die dafür vorgesehenen Aufnahmen einsetzen, wie auf Abb. B und C gezeigt.

Der Schiebegriff besitzt Sicherheitsknöpfe, die gedrückt werden müssen, um den Schiebegriff einzuschieben. Schieben Sie den Schiebegriff hinein, bis die Knöpfe aus dem anderen Ende der Aufnahmerohre herausragen. Bei Größe 1 und 2 sichern Sie die gewünschte Einstellung des Schiebegriffs, indem Sie die Schraube (d) fest anziehen. Bei

Größe 3 sichern Sie den Schiebegriff, indem Sie die Feststellknöpfe (e) festziehen.


Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Schrauben/Feststellknöpfe festgezogen sind, insbesondere wenn Sie die Produkteinheit möglicherweise unebene oder schräge Oberflächen bewegen.

A





Das Anbringen der Polster




8.1 Das Rückenpolster

Das Rückenpolster bringen Sie an, indem Sie es einfach auf die Rückenlehne auflegen und die beiden Drückknöpfe an der Rückseite festmachen. Befestigen Sie das Polster mit dem an der Rückenlehne befindlichen Klettverschluss. Legen Sie das untere Ende des Rückenpolsters um die Rückenlehne und wählen Sie dann die geeignete Gummibandlänge zum Einhaken. Es stehen 2 Gummibandlängen zur Wahl, ein kürzeres für eine niedrigere Position und ein längeres für eine höhere Position.



8.2 Das Sitzkissen

Das Sitzkissen wird angebracht, indem man es ganz einfach einsetzt. Anschließend drücken Sie es herab, um die Druckknöpfe (a) hinter der Sitzbasis zu ermitteln. Falten Sie anschließend den Bezug, der sich vorne unterhalb des Sitzes befindet und orten Sie die Druckknöpfe (b). In der Mitte des Sitzes befindet sich ein Stück Stoff, das zum Bedecken der Aufnahmehalterung für den Abduktionskeil verwendet werden kann, wenn dieser gerade nicht in Benutzung ist. Ziehen Sie das Stoffstück, das sich unterhalb des Sitzkissens befindet, heraus und befestigen Sie es auf jeder Seite mit Klettstreifen. Wenn der Abduktionskeil in Benutzung ist, verstauen Sie dieses Stoffstück unter der Sitzbasis.



8.3 Das Beziehen der Brustpelotten

Um die Bezüge für die Brustpelotten anzubringen, ziehen Sie die Bezüge einfach über die Pelotten, mit den Reißverschlüssen nach außen. Führen Sie die Kunststoffschnalle durch den Schlitz im Bezug (a) und ziehen Sie dann die Reißverschlüsse auf der Rückseite des Bezugs zum Schließen zusammen(b).



8.4 Die Hüftpelotten

Ziehen Sie die Bezüge über die Hüftpelotten-Beschläge mit den Reißverschlüssen nach außen (a). Ziehen Sie die Reißverschlüsse auf der Rückseite des Bezugs zum Schließen zusammen.



8.5 Das Beziehen der seitlichen Hüfthalterung

Ziehen Sie den Bezug über die Halterung, bis er den Winkelverstellungsmechanismus bedeckt. Ziehen Sie die Lasche über das obere Ende der Winkelverstellung und schließen Sie den Druckknopf.



8.6 Das Beziehen der konturierten Kopfstütze

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und schließen den Reißverschluss.




8.7 Der Brustgurt

Sie bringen den Brustgurt an, indem Sie die männliche Schnalle (a) in die weibliche Schnalle auf beiden Seiten der Thoraxpelotte stecken.



8.8 Das Anbringen des Rumpfgurts

Mit Ihrem Rumpfgurt erhalten Sie zwei verstellbaren Seitenriemen, zwei Schulterriemen, vier Befestigungsclips für Haltenocken (zwei mit Gurtbändern, zwei ohne), zwei Senkschrauben, zwei Halbrundschräuben und vier Sicherungsmuttern. Befestigen Sie die Schulterriemen und die Seitenriemen oben (a) und unten (b) mit einem Multiwerkzeug. Anschließend verbinden Sie die Schulterriemen (c) mit den beiden Clips am oberen Ende und den beiden an der Seite.



8.9 Das Beziehen der Abduktionspelotte

Ziehen Sie den Bezug über die Abduktionspelotte und schließen Sie die Reißverschlüsse auf beiden Seiten.



Klinische Einstellungen für die Positionierung

Die klinische Einstellung des Produkts sollte von einer technisch und klinisch kompetenten Person durchgeführt werden, die in der Benutzung des Produktes unterwiesen wurde. Leckey empfiehlt, ein schriftliches Protokoll aller klinischen Einstellungen für dieses Produkt zu führen.

Stellen Sie die Höhe der Rückenlehne, der Fußplatte und die Sitztiefe ein, bevor Sie das Kind in den Sitz platzieren. Diese Einstellungen können verfeinert werden, wenn sich das Kind im Sitz befindet.



9.1 Die Verstellung des Beckengurts

Zur Seitenverstellung öffnen Sie die Haltenocken und ziehen entweder an den Gurten, um sie zu straffen oder Sie speisen sie ein, um sie zu lockern. Das ist von der erforderlichen Anpassung abhängig (a). Um den Gurt in der Mitte anzupassen, ziehen Sie den D-Ring aus dem Klettverschluss und speisen den Gurt durch die Schnalle auf jeder Seite ein, um ihn zu lockern. Oder Sie ziehen den D-Ring von der Schnalle weg, um den Gurt festzuziehen (b).



Sorgen Sie dafür, dass der Gurt zur Sicherheit durch die Stegschnalle eingespeist ist, falls der Haltenocken versehentlich geöffnet wird.



9.2 Die Verstellung der Hüftpelotten

Um die Weite der Hüftpelotten einzustellen, lösen Sie den Drehknopf (a), stellen die gewünschte Weite ein und drehen ihn erneut fest.

Um die Tiefe einzustellen, lösen Sie die zwei Inbusschrauben (b) mit dem mitgelieferten Multiwerkzeug, stellen die gewünschte Tiefe ein und ziehen die Inbusschrauben wieder fest an.

Den Winkel der Hüftpelotten stellen Sie ein, indem Sie die Inbusschraube (c) lösen, den gewünschten Winkel einstellen und die Schraube erneut fest anziehen.



9.3 Die Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Gesamthöhe der Rückenlehne kann durch das Lösen der beiden Drehknöpfe und das Positionieren der Schulterhöhe des Benutzers eingestellt werden. Sobald die Position eingestellt wurde, sollten die Drehknöpfe wieder fest angezogen werden. Die Höhe kann exakt eingestellt werden, wenn sich der Benutzer im Sitz befindet. Wenn die Höhe gesenkt wird, muss das Kissen um das untere Ende der Rückenlehne gezogen werden und dort mit einem Klettverschluss und elastischen Laschen befestigt werden.



Achten Sie bitte bei einer Minimaleinstellung darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den beweglichen und feststehenden Teilen eingeklemmt werden.




9.4 Die Winkelverstellung der Rückenlehne

Den Winkel der Rückenlehne kann durch das Lösen der Schraube (a) mit einem Multiwerkzeug eingestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Position aus und ziehen Sie die Schraube erneut fest an. Stellen Sie stets sicher, dass der Rückenwinkel gesichert ist, um die gewünschte Haltung für das Kind beizubehalten.

Der Winkel der Rückenstütze kann eingestellt werden, wenn sich das Kind im Sitz befindet. Stützen Sie dabei die Rückenlehne stets mit einer Hand.




Achten Sie stets darauf, dass die Schraube befestigt ist, da das Kind oder der Betreuer sonst Schaden nehmen könnten.



9.5 Das Einstellen der Sitztiefe

Um die Sitztiefe einzustellen, lösen Sie die Drehknöpfe (a) an der Unterseite der Sitzbasis, ziehen die Sitzbasis zu Ihnen, bis die gewünschte Sitztiefe erreicht wurde. Drehen Sie die Drehknöpfe anschließend fest.




9.6 Die Höhenverstellung der Fußplatten

Um die Höhe der Fußplatte bei Größe 1 und 2 einzustellen, lösen Sie die Schraube (a) vorne am Wadenstützrohr, schieben die Fußplatte auf die gewünschte Höhe und ziehen die Schraube wieder fest an. Bei Größe 3 lösen Sie die Schrauben jeweils an den Seiten der Wadenstützen (b). Schieben Sie die Fußplatte auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.



Überprüfen Sie stets, ob die Fußplatte befestigt ist, damit der Benutzer nicht, vorwärts und abwärts im Sitz rutschen kann. Dies könnte sonst eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn ein Brust- oder Rumpfgurt angebracht ist.




9.7 Die Winkelverstellung der Fußplatte

Um den Winkel bei Größe 1 und 2 einzustellen, lösen Sie den Klinkengriff (a), stellen den gewünschten Winkel ein und ziehen den Klinkengriff erneut fest an. Bei Größe 3 lösen Sie die Schraube (b), stellen den gewünschten Winkel ein und ziehen die Schraube wieder fest an



Achten Sie stets darauf, dass Ihre Finger bei der Winkelverstellung nicht eingeklemmt werden.



9.8 Die Höhenverstellung der Sakralpelotte

Um die Höhe einzustellen, lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten mit dem mitgelieferten Multiwerkzeug. Stellen Sie die Pelotte in der richtigen Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben erneut fest.




Achten Sie stets darauf, dass Ihre Finger bei der Winkelverstellung nicht eingeklemmt werden.



9.9 Die Verstellung der Brustpelotten

Lösen Sie die Inbusschrauben (a), stellen Sie Weite, Höhe und Winkel der Brustpelotten ein und ziehen Sie sie wieder fest an, wenn die gewünschte Position erreicht wurde.

Verwenden Sie den Drehknopf (b), um die wegklappbaren Pelotten zu bewegen.



9.10 Die Verstellung des Brustgurts

Um die Weite des Brustgurts zu ändern, heben Sie den vorderen Bezug hoch, stellen die Klettverschlussbänder auf die gewünschte Breite ein und legen den Bezug wieder zurück.



9.11 Die Verstellung des Rumpfgurts

Der Rumpfgurt ist geöffnet, bleibt jedoch mittels Seitenklemme (a) befestigt. Wenn das Kind wieder in das Sitzsystem platziert wird, führen Sie den Rumpfgurt vorne um das Kind herum und befestigen ihn, indem Sie die Klemme mit der Schnalle auf der anderen Seite verbinden (b). Alle Verbindungsriemen sind verstellbar.

9.12 Die Verstellung der Fußschalen

Um die Fußschalen zu positionieren, lösen Sie den Drehknopf unter der Fußplatte, wählen die gewünschte Position aus und drehen den Drehknopf erneut fest. Um die Füße des Benutzers zu positionieren, befestigen Sie die Knöchel mit dem Klettverschluss und den beiden mitgelieferten Riemen.

A



B



9.13 Das Anbringen der Ankle Huggers

Fädeln Sie das Gurtband durch den Schlitz in der Fußschale ein. Ziehen Sie es zurück hoch und durch die Unterseite der Stegschnalle. Anschließend ziehen Sie das Gurtband durch die obere Seite der Stegschnalle. Damit es schließlich an Ort und Stelle befestigt werden kann, muss es erneut durch die Unterseite der Stegschnalle gezogen werden. Kürzen Sie den Gurt auf die gewünschte Länge.



9.14 Die Verstellung der Schulterpelotte

Um die Höhe der Schulterpelotte einzustellen, lösen Sie die Inbusschrauben, stellen die Pelotte in der gewünschten Höhe und ziehen die Schrauben erneut fest an.



9.15 Die Verstellung der Kopfstütze

Um den Winkel der Fußplatte bei Größe 1 und 2 zu verstellen, lösen Sie die Drehknöpfe (a), stellen den gewünschten Winkel ein und drehen die Drehknöpfe erneut fest. Bei Größe 3 verwenden Sie ausschließlich den Klinkengriff anstelle des Drehknopfs (b), stellen den gewünschten Winkel ein und ziehen die Schraube fest an. Entfernen Sie die Kopfstütze nicht, während der Benutzer sich im Sitz befindet.



Verwenden Sie die Kopfstütze niemals, um die Kopfposition des Benutzers zu erzwingen.




Achten Sie stets darauf, dass Ihre Finger bei der Winkelverstellung nicht eingeklemmt werden.

A



B



9.16 Die Verstellung der Armlehne

Um die Höhe der Armlehne einzustellen, lösen Sie den Drehknopf (a), stellen die gewünschte Höhe ein und drehen ihn wieder fest. Um den Winkel einzustellen, drehen Sie den Klinkengriff (b) solange, bis die gewünschte Position erreicht wurde.



9.17 Die Verstellung des Tisches

Höhe und Winkel des Tisches werden durch das Anpassen der Armlehnen eingestellt, wie in Abschnitt 9.16 beschrieben. Um den Tisch zu entfernen oder dessen Tiefe einzustellen, lockern Sie die Drehknöpfe (a) unter der Armstütze, stellen die gewünschte Position ein und drehen sie wieder fest.



Achten Sie stets darauf, dass die Hände oder Arme des Kindes nicht eingeklemmt werden, wenn Sie den Tisch einsetzen.




Benutzen Sie den Tisch niemals um den Stuhl zu lenken oder zu schieben.



Legen Sie keine heißen Gegenstände auf den Tisch, die über 40° Celsius betragen.



Bitte beachten Sie, dass der Tisch ausschließlich für den Benutzer da ist. Lehnen Sie sich nicht daran an und legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Tisch ab, die über 8 kg (17, 6lbs) wiegen.



Regelmäßige Anpassungen für den täglichen Gebrauch (Therapeuten/ Betreuer/Eltern)

Eltern und Betreuer sollten darin unterwiesen werden, wie Sie regelmäßige Einstellungen vornehmen können. Sie sollten außerdem über die Sicherheitskontrollen in Abschnitt 6 von einer technisch und klinisch kompetenten Fachkraft unterrichtet werden, die für den Gebrauch des Produkts geschult wurde.

Leckey empfiehlt, dass ein Protokoll von allen Eltern und Betreuern gemacht wird, die für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts geschult wurden.

10

10.1 Das Transferieren des Kindes in den und aus dem Sitz

Führen Sie eine tägliche Produktinspektion durch, bevor Sie das Kind in den Sitz transferieren, wie sie in Abschnitt 12 dieses Handbuchs beschrieben wird.

Stellen Sie den Sitz auf eine bequeme Höhe ein, um den Transfer zu erleichtern. Stellen Sie alle Lenkrollen fest und vergewissern Sie sich, dass diese nach außen zeigen, um die Stabilität des Produktes zu maximieren. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Sicherheitsschnalle am Brustgurt offen und nicht im Weg steht, um den Transfer zu erleichtern.

Sollte der Sitz wegklappbare Brustpelotten haben, räumen Sie diese aus dem Weg. Öffnen Sie den Beckengurt in der Mitte. Wenn die Schalen angebracht sind, öffnen Sie zum Schluss die Riemen. Sie können das Kind jetzt in den Sitz transferieren oder liften. Sobald sich das Kind im Sitz befindet, schließen Sie zuerst den Beckengurt mit der mittleren Schnalle. Anschließend befestigen Sie die Riemen an den Fußschalen und alle anderen Gurte. Positionieren Sie die Brustpelotten erneut.




Schließen Sie stets den Beckengurt oder die Beckenhalterung zuerst, bevor Sie andere Schnallen oder Gurte schließen. Passen Sie den Gurt an, damit das Kind im Sitz nicht rutschen oder vorwärts kriechen kann.

10.2 Die Einstellung des Beckengurts

Zur Seitenverstellung öffnen Sie die Haltenocken und ziehen entweder an den Gurten, um sie zu straffen oder Sie speisen sie ein, um sie zu lockern. Das ist von der erforderlichen Anpassung abhängig (a). Um den Gurt in der Mitte anzupassen, ziehen Sie den D-Ring aus dem Klettverschluss und speisen den Gurt durch die Schnalle auf jeder Seite ein, um den Gurt zu lockern. Oder Sie ziehen den D-Ring von der Schnalle weg, um den Gurt festzuziehen (b).



Stellen Sie sicher, dass der Gurt zur Sicherheit durch die Stegschnalle eingespeist ist, falls der Haltenocken versehentlich geöffnet wird.



10.3 Die Einstellung des Brust- und Rumpfgurts

Falls das Kind als Teil seines Programms zur Haltungsunterstützung eine Brustkorb-Unterstützung benötigt, kann der Sitz mit harten Seitenpelotten oder einer Kombination aus Seitenpelotten, Brust- und Rumpfgurten ausgerüstet werden. Diese müssen möglicherweise täglich an die unterschiedliche Kleidung angepasst werden.

Überprüfen Sie stets mit Ihrem Therapeuten, ob Sie die optimale Positionierung und Spannung der Gurte und Stützfunktionen für Ihr Kind eingestellt haben.

Um die Weite des Brustgurts zu verändern, heben Sie den vorderen Bezug an und stellen die Bänder mit den Klettverschlüssen auf die gewünschte Weite ein. Wenn Sie die gewünschte Weite erreicht haben, legen Sie den Bezug wieder zurück.

Schlagen Sie bitte Abschnitt 9.11 bezüglich der spezifischen Anweisungen für die Anpassung des Rumpfgurtes nach. Sorgen Sie stets dafür, dass die Kunststoffschnallen während der Benutzung des Brustgurts vollständig eingerastet sind.



Überprüfen Sie, ob der Gurt und die Pelotten befestigt sind, damit Ihr Kind gesichert ist und im Sitz nicht vorwärts rutschen kann. Das könnte sonst seine Atmung beeinträchtigen.



Wenn das Kind aktiv ist oder Spasmen im Streckmuskel hat, überprüfen Sie, ob der Beckengurt nach jedem Spasmus gesichert ist. So sorgen Sie dafür, dass sich das Kind sicher im Sitz befindet und nicht vorwärts rutschen kann.



Schließen Sie stets die mittlere Schnalle am Beckengurt, bevor Sie weitere Einstellungen vornehmen.



10.4 Das Fahrgestell

Der Everyday Activity Sitz wurde für verschiedene Fahrgestellvarianten entworfen. Größe 1 passt auf ein Basis- und Hi-Low Gasfeder-Fahrgestell. Größe 2 passt auf ein Basis-, Hi-Low Gasfeder- und ein elektrisch betriebenes Hi-Low Fahrgestell. Größe 3 passt auf ein Basis- und ein hydraulisches Hi-Low Fahrgestell. Dieses Benutzerhandbuch zeigt die fachgerechte und sichere Nutzung des Sitzsystems für diese Fahrgestellvarianten. Die Lenkrollen am Fahrgestell verfügen über Richtungsfeststeller. Um die Feststeller zu betätigen, drücken Sie das graue Pedal herunter. Wenn die Richtungsfeststeller in Benutzung sind, lenken die hinteren Rollen den Sitz.

10.5 Die Höhenverstellung am Hi-Low Fahrgestell

Sie können die Einstellung vornehmen, während sich das Kind im Sitz befindet. Um die Höhe des Hi-Low Fahrgestells einzustellen, drücken Sie den Fußhebel hinten am Fahrgestell, während Sie den Schiebegriff halten. Sobald Sie Ihren Fuß vom Pedal herunternehmen, wird der Sitz auf der gewünschten Höhe fixiert. Zu Sicherheitszwecken kann das Höhenverstellungspedal am Fahrgestell blockiert werden, indem Sie den Sicherungsstift (a) auf der rechten Seite des Pedals einrasten lassen. Zur Entsicherung des Pedals ziehen Sie den Sicherungsstift heraus und drehen ihn um 90 Grad. Das Pedal kann jetzt bedient werden. Der Sicherungsstift (a) sollte sich in gesicherter Stellung befinden, wenn Sie keine Einstellungen am Fahrgestell vornehmen.

Ziehen Sie das Fußpedal heraus, weg vom Sitz, bevor Sie es benutzen.



Lassen Sie den Sicherungsstift stets eingerastet, wenn Sie keine Einstellungen am Fahrgestell vornehmen. Dadurch wird ein versehentliches Bedienen der Fußpedale verhindert.



10.6 Die Höhenverstellung am Basis-Fahrgestell



Bei Kindern, die ein Gewicht von 27 kg (60 lbs) überschreiten, muss das Hi-Low Fahrgestell von 2 Personen gehoben werden (Hebe- und Handhabungsbestimmungen des Vereinigten Königreich).



Achten Sie stets darauf, dass Ihre Finger bei der Winkelverstellung nicht eingeklemmt werden.



Die Höhe des Basis-Fahrgestells sollte vor dem Platzieren des Kindes in den Sitz eingestellt werden. Um die Höhe einzustellen, lösen Sie den Klinkengriff (a) hinten am Hauptvorbau und stellen den Sitz auf der gewünschten Höhe ein. Um die Sitzhöhe zu senken, verlagern Sie Gewicht in die Mitte der Sitzbasis über dem Hauptvorbau. Ziehen Sie den Klinkengriff erneut fest an.



Überprüfen Sie den Klinkengriff regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Einstellung der Sitzhöhe gesichert ist.



Verstellen Sie die Höhe nicht, wenn sich das Kind im Sitz befindet.



10.7 Die Höhenverstellung am hydraulischen Hi-Low Fahrgestell

Diese Einstellung kann mit dem Benutzer im Stuhl vorgenommen werden. Zur Höhenverstellung am Hi-Low Fahrgestell pumpen Sie das Fußpedal auf der Rückseite des Fahrgestells hoch, während Sie den Schiebegriff halten. Sobald Sie Ihren Fuß vom Pedal entfernen, wird der Ständer auf der gewählten Höhe befestigt.

Ziehen Sie das Fußpedal heraus, weg vom Sitz, bevor Sie es benutzen



10.8 Die Höhenverstellung am elektrisch betriebenen Hi-Low Fahrgestell

Diese Einstellung kann mit dem Benutzer im Stuhl vorgenommen werden. Drücken Sie den pfeilförmigen Knopf für oben und unten auf dem Handapparat und halten Sie ihn solange gedrückt, bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird der Ständer in der gewählten Höhe fixiert.



10.9 Die Kippfunktion

Die Kippfunktion kann eingesetzt werden, wenn sich der Benutzer im Sitz befindet. Bevor Sie den Kippwinkel des Sitzes einstellen, vergewissern Sie sich stets, dass der Beckengurt sicher angebracht ist, um zu verhindern, dass der Benutzer im Sitz nach vorne rutscht.

Um den Kippwinkel einzustellen, drücken Sie den Hebel, der sich unter der Sitzbasis befindet. Wenn Sie den Winkel gewählt haben, wird der Sitz, sobald Sie den Hebel loslassen, automatisch in der gewünschten Position fixiert. Die Kippfunktion muss blockiert werden, wenn der Benutzer sich im Sitz befindet. Um den Hebel zu blockieren, drehen Sie den Sicherungsstift auf die rechte Seite des Hebels, dieser springt dann in seine Position. Sie müssen den Hebel wahrscheinlich leicht anheben, um ihn in zu blockieren.

Zum Öffnen, ziehen Sie den Stift heraus und drehen ihn um 90° Grad. Der Hebel kann jetzt bedient werden.



Der Hebel für die Kippfunktion muss sich stets in gesicherter Position befinden, damit eine versehentliche Betätigung des Hebels verhindert wird. Das könnte sonst eine ruckartige Bewegung des Sitzes verursachen und das Kind möglicherweise verletzen.



Benutzen Sie bitte die Haltestangen, wenn Sie die Kippfunktion betätigen.



Überprüfen Sie bitte stets mit Ihrem Therapeuten, ob die Benutzung der Kippfunktion nicht die Atmung des Kindes beeinträchtigt.



Halten Sie den Handgriff beim Öffnen des Hebels stets mit einer Hand fest umklammert.



10.10 Die Fußschalen

Um die Füße des Benutzers in die Fußschalen zu positionieren, sichern Sie die Bänder mit den Klettverschlüssen, so dass der Fuß in der Position gehalten wird. Die Bänder sollten über den Fußrücken und die Zehen gelegt werden.



Falls das Kind Sandalen oder leichtes Schuhwerk trägt, überprüfen Sie die Bänder, um sicherzugehen, dass das Gewebe die Haut nicht irritiert.



10.11 Die Verstellung des Tisches

Der Therapietisch kann für verschiedene Funktionen eingesetzt werden. Seine Position kann exakt eingestellt werden, um sich dem Benutzer und der Aktivität anzupassen, ganz gleich, ob es dabei um Spaß, Bildung oder Füttern geht. Um den grauen, klaren oder schwarzen Tisch anzubringen, setzen Sie die Rohre durch die Mitte der Armlehnen ein. Um den Tisch aus Holz anzubringen, setzen Sie das einzelne Tischrohr in die Mitte der rechten oder linken Armlehne ein, das ist von der gewünschten Position abhängig. Sobald sich der Tisch (klar, schwarz, grau oder aus Holz) in der richtigen Position befindet, muss der Drehknopf (a) fest angezogen werden.

Um Höhe und Winkel des Tisches einzustellen, passen Sie die Armstützen an.



Achten Sie stets darauf, dass Ihre Finger beim Einstellen der Höhe nicht im Loch eingeklemmt werden.



Achten Sie stets darauf, dass Hände und Arme des Kindes beim Einschieben des Tisches nicht eingeklemmt werden.



Benutzen Sie den Tisch niemals zum Lenken oder Schieben des Stuhls.



Halten Sie das einzelne Tischrohr beim Entfernen des Tisches aus der Halterung stets fest, wenn sich der Benutzer im Sitz befindet. Halten Sie das Tischrohr so lange fest, bis Besitzer und Sitz außer Reichweite sind.

10.12 Die Anpassung der Armstützen




Legen Sie niemals heiße Gegenstände mit einer Temperatur von über 40° C auf den Tisch.



Bitte beachten Sie, dass der Tisch ausschließlich für den Benutzer gedacht ist. Lehnen Sie sich nicht daran an und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Tisch, die über 8 kg (17,6lb) wiegen .

Um die Höhe der Armstützen einzustellen, lockern Sie den Handknopf (a), stellen die gewünschte Höhe ein und drehen den Knopf wieder fest. Zum Einstellen des Winkels, drehen Sie den Klinkengriff (b) solange, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.



10.13 Die Benutzung der hochklappbaren Fußplatte

Um die Fußplatte zu erhöhen, heben Sie sie vorne hoch (a). Wenn sie vollständig aufrecht ist, rastet der herausziehbare Stift automatisch ein. Um die Fußplatte niedriger zu stellen, ziehen Sie den herausziehbaren Stift heraus (b) und drücken die Fußplatte herunter. Sie können die Fußplatte auch entsichert lassen, indem Sie den herausziehbaren Stift nach dem Herausziehen drehen.



11 Informationen zu Reinigung und Pflege

Instandhaltung

Zur Reinigung empfehlen wir warmes Wasser und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel zu verwenden. Benutzen Sie niemals organische Lösungsmittel oder trockene Reinigungsmittel.

Polster und Stoffe

1. Die Kissenbezüge können herausgenommen, in der Maschine bei 40° C gewaschen und im Trockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden. Entfernen Sie bitte den Schaumstoff, bevor Sie folgende Bezüge waschen:

Kopfstütze
Rückenlehnkissen
Sitzkissen

Alle anderen weichen Polster können nach Entfernen der Schrauben und Verschlüsse ganz in der Waschmaschine gewaschen werden.

Die Vinylpolsterbezüge können mit Wasser und einem Lappen gereinigt werden.

2. Die Polster und Stoffe können unmittelbar am Sitz ebenfalls von Hand gereinigt werden. Zur Reinigung empfehlen wir lediglich warmes Wasser und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

3. Flecken sollten so schnell wie möglich mit einem saugfähigen Tuch, Handtuch oder Schwamm entfernt werden. Das Abschwämmen mit einer üblichen Seife und warmem Wasser ist bei gewöhnlicher Verschmutzung und leichten Flecken wirksam. Achten Sie darauf, den Stoff nicht

zu nass zu machen, da sich die Flecken sonst ausbreiten.

4. Bei hartnäckigeren Flecken können auch Desinfektionsreiniger verwendet werden. Dies erfordert ein ungefährliches Lösungsmittel wie z.B. Isopropylalkohol oder Lackbenzin. Eine halbe Tasse üblicher Hausbleiche auf 5 Liter Wasser kann ebenfalls als nützliches Desinfektionsmittel verwendet werden.

5. Die Becken- und Rumpfgurte können bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Verschlüsse vorher entfernt wurden, da diese Ihre Waschmaschine beschädigen können. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6. Achten Sie stets darauf, dass das Produkt vor der Anwendung trocken ist.

Teile aus Metall und Plastik

1. Seife und Wasser oder ein antibakterielles Spray können zur täglichen Reinigung verwendet werden.

2. Für eine gründliche Reinigung kann ein Dampfstrahler mit niedrigem Druck verwendet werden.

3. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, um Teile aus Metall oder Plastik zu reinigen.

4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, bevor es wieder verwendet wird.

12 Tägliche Produktüberprüfung

(Therapeuten, Eltern und Betreuer)

Wir empfehlen, dass täglich visuelle Prüfungen des Geräts von den Therapeuten, Betreuern oder Eltern durchgeführt werden, um den sicheren Gebrauch des Geräts zu gewährleisten. Die empfohlenen täglichen Prüfungen werden im Folgenden beschrieben.

1. Sorgen Sie dafür, dass alle Einstellungs-drehknöpfe und Schrauben gesichert an ihrem Platz sind.
2. Überprüfen Sie alle Polster auf Anzeichen von Verschleiß.
3. Überprüfen Sie, ob alle Rollen frei laufen und sich feststellen lassen.
4. Vergewissern Sie sich, dass Handgriff und Sicherungsstift an der Verbindungsstelle mit dem Sitz vollständig eingerastet sind und der Sitz sicher auf dem Fahrgestell befestigt ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Beckengurt vollständig um den Benutzer herum gesichert ist, und dieser im Sitz nicht nach vorne rutschen kann.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Fußplatte angebracht und sicher befestigt ist.



Falls Sie irgendwelche Zweifel an der Sicherheit Ihres Leckey Produkts haben oder Teile nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie bitte sofort die Nutzung des Produkts ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem Fachhändler auf.

13 Jährliche Produktüberprüfung

(Therapeuten, Techniker, Leckey Produktberater, Händler)

Leckey empfiehlt, dass jedes Produkt mindestens einmal im Jahr und vor jeder erneuten Herausgabe gründlich inspiziert werden sollte. Die Inspektion muss von einer technisch kompetenten Fachkraft durchgeführt werden, die in der Benutzung des Produkts geschult wurde, und mindestens die folgenden Überprüfungen enthalten.

1. Überprüfen Sie, ob alle Klinkengriffe, Drehknöpfe, Muttern, Schrauben und Kunststoffschnallen an ihrem Platz sind und ersetzen Sie alle fehlenden Teile. Achten Sie besonders auf die folgenden Teile:

- > Sicherheitsschrauben an der Kopfstütze.
- > Schrauben für die Höhen- und Winkelverstellung der Rückenlehne
- > Schrauben für die Tiefeneinstellung des Sitzes.
- > Schrauben für die Anbringung des Beckengurts / der Hüftschielen.
- > Höhen- und Winkelverstellung der Fußstütze.

2. Überprüfen Sie, ob der Mechanismus zur Höheneinstellung des Fahrgestells richtig funktioniert. Falls das Fahrgestell mit einem Fußpedal betrieben wird, sorgen Sie dafür, dass sich die Höhe nicht verändert, wenn das Pedal losgelassen wird. Überprüfen Sie außerdem, ob der Sicherheitsstift richtig eingerastet ist, um eine versehentliche Höhenverstellung des Fahrgestells zu verhindern.

3. Stellen Sie den Sitz auf den Maximalbereich der Neigungsfunktion ein und vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitshebel den Sitz in jeder Stellung der Kippfunktion sichert.

4. Achten Sie darauf, dass keine Verschleißerscheinungen an den Metallteilen der Verbindungsstelle zwischen Sitz und Fahrgestell auftreten.

5. Heben Sie die Basis an und überprüfen Sie jede Rolle einzeln. Vergewissern Sie sich, dass sich die Rollen frei bewegen und entfernen Sie jeglichen Schmutz von den Gummirädern. Überprüfen Sie, ob die Bremsen die Räder sicher blockieren.

6. Überprüfen Sie visuell die Struktur des Produkts, indem Sie besonders auf die Schweißpunkte am Rahmen achten, und sicherstellen, dass keine Abnutzungserscheinungen oder Haarrisse an den Schweißstellen vorhanden sind.

7. Leckey empfiehlt, dass Sie ein Protokoll über alle jährlichen Produktinspektionen führen. Falls Sie irgendwelche Zweifel an der Sicherheit Ihres Leckey Produktes haben oder Teile nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie die Nutzung des Produktes bitte umgehend ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem Fachhändler auf.

14 Wiedereinsatz von Leckey Produkten

Die meisten Leckey-Produkte werden eingeschätzt und bestellt, um auf die Bedürfnisse eines individuellen Benutzers angepasst zu werden. Bevor ein Produkt für den Wiedereinsatz freigegeben wird, empfehlen wir, dass der Therapeut, der das Produkt verschrieben hat, einen Kompatibilitätstest des Produkts für den neuen Benutzer durchführt und sicherstellt, keine Veränderungen dass an dem Produkt vorgenommen oder Sonderteile angebracht wurden.

Vor der Freigabe für den Wiedereinsatz muss eine detaillierte technische Inspektion durchgeführt werden. Sie sollte von einer technisch kompetenten Fachkraft durchgeführt werden, die im Gebrauch und der Inspektion dieses Produkts geschult wurde. Bitte schlagen Sie die noch durchzuführenden erforderlichen Überprüfungen in Abschnitt 13 nach.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt gemäß Abschnitt 11 dieses Handbuchs gründlich gereinigt wurde.

Stellen Sie sicher, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs mit dem Produkt mitgeliefert wird. Eine Kopie kann von unserer Website www.leckey.com heruntergeladen werden.

Leckey empfiehlt, dass Sie ein schriftliches Protokoll aller jährlich durchgeführten Wartungen während des Wiedereinsatzes des Produkts führen.

Falls Sie irgendwelche Zweifel an der Sicherheit Ihres Leckey-Produkts haben oder Teile nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie die Nutzung des Produkts bitte umgehend ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem Fachhändler auf.

15 Produktwartung

Die Wartung aller Leckey Produkte darf nur von einer technisch kompetenten Person, die in der Benutzung des Produkts geschult wurde, durchgeführt werden.

In Vereinigten Königreich & Irland nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Leckey Service Centre unter UK 0800 318265 oder Irland 1800 626020 auf und unser Kundendienst wird Ihnen gerne bei Ihren Wartungsfragen zur Seite stehen.

Alle internationalen Wartungsfragen müssen an den jeweiligen Leckey Vertragspartner weitergeleitet werden, der Ihnen gerne weiterhilft. Für weitere Informationen über Leckey Vertragspartner, besuchen Sie bitte unsere Website www.leckey.com.

16 Technische Daten

Größe	1		2		3	
	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs	mm/kg	inches/lbs
Maximale Tragfähigkeit	30kgs	66lbs	50kg	110lbs	100kgs	220lbs
Gewicht von Sitz und Basis-Fahrgestell	22.5kg	50lbs	27kg	60lbs	35.9kg	79lbs
Gewicht von Sitz und Hi-Low Fahrgestell	29.5kg	65lbs	34kg	75lbs	49kg	108lbs
Abstand Sitzhöhe – Basis-Fahrgestell	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6	450-600	17.7-23.6
Abstand Sitzhöhe - Basis-Fahrgestell	250-600	9.8-23.6	320-600	12.6-23.6	450-600	17.7-23.6
Sitzbreite	160-280	6.3-11	260-380	10.2-15	340-500	13.4-19.7
Sitztiefe	150-280	5.9-11	230-380	9-15	330-480	13-18.9
Seitlicher Brustabstand	150-220	5.9-8.7	170-240	6.7-9.4	240-370	9.4-14.6
Rückenhöhe	300-400	11.8-15.7	400-520	15.7-20.5	450-630	17.7-24.8
Rückenwinkel	30° Rückenlage 10° Bauchlage		30° Rückenlage 10° Bauchlage		30° Rückenlage 10° Bauchlage	
Höhe der Armlehne	150-250	5.9-9.8	200-300	7.9-11.8	180-325	7-12.7
Untere Beinlänge	150-250	5.9-9.8	250-450	9.8-17.7	250-450	9.8-17.7
Unterer Beinwinkel	-10° bis +50°		-10° bis +50°		-10° bis +50°	
Fußplattenwinkel	-15° bis +10°		-15° bis +10°		-15° bis +10°	
Kippstellung	30° Rückenlage 10° Bauchlage		30° Rückenlage 10° Bauchlage		30° Rückenlage 10° Bauchlage	

Alle internationalen Anfragen zur
Wartung müssen an den jeweiligen
Vertragspartner von Leckey
weitergeleitet werden, der Ihnen gerne
weiterhilft. Für weitere Informationen
über Vertragspartner von Leckey,
besuchen Sie bitte unsere Website.

Zubehör

FAHRGESTELL

- 151-6100 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 1
- 151-6200 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 2
- 151-6300 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 3

- 151-6101 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 1
- 151-6201 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 2
- 151-6301 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 3

- 151-6102 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 1
- 151-6202 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 2

- 151-6103 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 1
- 151-6203 Sitz, Rückenlehne und Basis-Fahrgestell mit Gasfeder und 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 2

- 151-6204 Sitz, Rückenlehne und elektrisch betriebenes Hi-Low Fahrgestell mit 100 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 2

- 151-6205 Sitz, Rückenlehne und elektrisch betriebenes Hi-Low Fahrgestell mit 100 mm Lenkrollen- Weiß Größe 2

- 151-6302 Sitz, Rückenlehne und ein hydraulisches Fahrgestell mit 125 mm Lenkrollen- Schwarz Größe 3
- 151-6303 Sitz, Rückenlehne und ein hydraulisches Fahrgestell mit 125 mm Lenkrollen- Weiß Größe 3

BEZÜGE PACKUNGEN

- 151-6104-01 Größe 1 Polster und Bezüge - Grüne Basis (mit Sakral-Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6104-03 Größe 1 Polster und Bezüge - Blaue Basis (mit Sakral-Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6104-04 Größe 1 Polster und Bezüge – Himbeer-Basis (mit Sakral-Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6104-05 Größe 1 Polster und Bezüge –Ebenholz graue Basis (mit Sakral-Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6104-01VIN Größe 1 Polster und Bezüge Polster und Bezüge - Grüne Basis (mit Sakral-Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6104-03VIN Größe 1 Polster und Bezüge - Blaue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6104-04VIN Größe 1 Polster und Bezüge – Himbeer-Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6104-07VIN Größe 1 Polster und Bezüge - Schwarze Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6206-01 Größe 2 Polster und Bezüge- Grüne Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-03 Größe 2 Polster und Bezüge- Blaue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-04 Größe 2 Polster und Bezüge- Himbeer Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-05 Größe 2 Polster und Bezüge- Ebenholz graue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6206-01VIN Größe 2 Polster und Bezüge - Grüne Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-03VIN Größe 2 Polster und Bezüge - Blaue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-04VIN Größe 2 Polster und Bezüge – Himbeer-Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6206-07VIN Größe 2 Polster und Bezüge - Schwarze Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6304-01 Größe 3 Polster und Bezüge - Grüne Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-03 Größe 3 Polster und Bezüge - Blaue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-04 Größe 3 Polster und Bezüge – Himbeer-Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-05 Größe 3 Polster und Bezüge – Ebenholz graue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

- 151-6304-01VIN Größe 3 Polster und Bezüge - Grüne Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-03VIN Größe 3 Polster und Bezüge - Blaue Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-04VIN Größe 3 Polster und Bezüge – Himbeer-Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)
- 151-6304-07VIN Größe 3 Polster und Bezüge - Schwarze Basis (mit Sakral-
Abstandhalterunterlage aus Schaumstoff)

KOPFSTÜTZEN ZUBEHÖR

- 151-3751-05 S3 Konturierte Kopfstütze -(schwarz Neopren)

- 151-6208-05 Größe 1/2 flaches Kopfstützengestell und Bezug -Ebenholz grau - (nur
erhältlich mit 01,03 & 04 Polsterpackungen)

- 151-6208-06 Größe 1/2 flaches Kopfstützengestell und Bezug -Taubengrau -(nur erhältlich mit 05 Polsterpackungen)
- 151-6208-05VIN Größe 1/2 flaches Kopfstützengestell und Bezug -Ebenholz grau (nur erhältlich mit 01VIN,07VIN & 04VIN Polsterpackungen)
- 151-6208-07VIN Größe 1/2 flaches Kopfstützengestell und Bezug – Schwarz (nur erhältlich mit 03VIN Polsterpackungen)
- 151-6209-05 Flache Kopfstütze mit Pelotteneinheit und Bezug - Ebenholz grau (nur erhältlich mit 01,03,04 Polsterpackungen)
- 151-6209-06 Flache Kopfstütze mit Pelotteneinheit und Bezug -Taubengrau (nur erhältlich mit 05 Polsterpackung)
- 151-6209-05VIN Flache Kopfstütze mit Pelotteneinheit und Bezug -Ebenholz grau (nur erhältlich mit 01VIN,07VIN,04VIN Polsterpackungen)
- 151-6209-07VIN Flache Kopfstütze mit Pelotteneinheit und Bezug -Schwarz (nur erhältlich mit 03VIN Polsterpackungen)
- 151-1756 Befestigungswinkel für Mygo Kopfstütze

BRUSTPELOTTEN ZUBEHÖR

- 151-6106-01 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-03 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-04 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-05 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-01VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-03VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-04VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6106-07VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6107-01 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-03 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-04 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-05 S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-01VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-03VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-04VIN S1 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6107-07VIN S1 Hartes PU Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6210-01 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-03 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-04 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-05 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile

- 151-6210-01VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-03VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-04VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6210-07VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6211-01 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-03 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-04 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-05 S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-01VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-03VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)- weiße Metallteile
- 151-6211-04VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6211-07VIN S2 Hartes PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6306-01 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)- schwarze Metallteile
- 151-6306-03 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-04 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-05 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-01VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-03VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-04VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6306-07VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6307-01 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-03 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-04 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-05 S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-01VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-03VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-04VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6307-07VIN S3 Hartes PU-Brustpelotten Paar Hartes PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6108-01 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-03 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-04 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-05 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile

- 151-6108-01VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-03VIN S1 Wegklappbares PU- Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-04VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6108-07VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6109-01 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-03 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-04 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-05 S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-01VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-03VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-04VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6109-07VIN S1 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6212-01 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-03 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-04 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-05 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-01VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-03VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-04VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6212-07VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
- 151-6213-01 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-03 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-04 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-05 S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-01VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-03VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-04VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
- 151-6213-07VIN S2 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile

151-6308-01	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-03	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-04	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-05	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-01VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-03VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-04VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-schwarze Metallteile
151-6308-07VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-schwarze Metallteile
151-6309-01	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-03	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-04	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-05	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-01VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (grüner Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-03VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (blauer Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-04VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (Himbeer-Bezug)-weiße Metallteile
151-6309-07VIN	S3 Wegklappbare PU-Brustpelotten Paar (schwarzer Bezug)-weiße Metallteile
151-6214-01	Größe 1/2 Brustgurt (grüner Bezug inbegriffen)
151-6214-03	Größe 1/2 Brustgurt (blauer Bezug inbegriffen)
151-6214-04	Größe 1/2 Brustgurt (Himbeer-Bezug inbegriffen)
151-6214-05	Größe 1/2 Brustgurt (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)
151-6214-01VIN	Größe 1/2 Brustgurt (grüner Bezug inbegriffen)
151-6214-03VIN	Größe 1/2 Brustgurt (blauer Bezug inbegriffen)
151-6214-04VIN	Größe 1/2 Brustgurt (Himbeer-Bezug inbegriffen)
151-6214-07VIN	Größe 1/2 Brustgurt (schwarzer Bezug inbegriffen)
133-625	S3 Brustgurt (schwarz Neopren)
151-1757	Größe 1 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar -schwarze Metallteile
151-2757	Größe 2 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar -schwarze Metallteile
151-3757	Größe 3 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar -schwarze Metallteile

151-6110	Größe 1 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar - weiße Metallteile
151-6215	Größe 2 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar - weiße Metallteile
151-6311	Größe 3 Komplexe wegklappbare Seitenpelotten Paar - weiße Metallteile
151-6111-01	Größe 1 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-03	Größe 1 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-04	Größe 1 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-05	Größe 1 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-01VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-03VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-04VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6111-07VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6112-01	Größe 1 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-03	Größe 1 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-04	Größe 1 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-05	Größe 1 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-01VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-03VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-04VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6112-07VIN	Größe 1 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6216-01	Größe 2 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-03	Größe 2 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-04	Größe 2 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-05	Größe 2 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-01VIN	Größe 2 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-03VIN	Größe 2 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6216-04VIN	Größe 2 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

- 151-6216-07VIN Größe 2 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6217-01 Größe 2 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-03 Größe 2 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-04 Größe 2 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-05 Größe 2 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-01VIN Größe 2 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-03VIN Größe 2 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-04VIN Größe 2 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6217-07VIN Größe 2 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6312-01 Größe 3 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-03 Größe 3 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-04 Größe 3 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-05 Größe 3 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-01VIN Größe 3 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-03VIN Größe 3 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-04VIN Größe 3 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6312-07VIN Größe 3 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6313-01 Größe 3 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-03 Größe 3 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-04 Größe 3 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-05 Größe 3 Basispelotten Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-01VIN Größe 3 Basispelotten Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-03VIN Größe 3 Basispelotten Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-04VIN Größe 3 Basispelotten Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6313-07VIN Größe 3 Basispelotten Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
- 151-6218-05 Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6218-06 Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (taubengrauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6218-05VIN Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
- 151-6218-07VIN Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6219-05	Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6219-06	Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (taubengrauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6219-05VIN	Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6219-07VIN	Größe 1/2 Protraktionspolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6314-05	Größe 3 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6314-06	Größe 3 Protraktionspolster Paar (taubengrauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6314-05VIN	Größe 3 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6314-07VIN	Größe 3 Protraktionspolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6315-05	Größe 3 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6315-06	Größe 3 Protraktionspolster Paar (taubengrauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6315-05VIN	Größe 3 Protraktionspolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6315-07VIN	Größe 3 Protraktionspolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-1754	Größe 1 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -schwarze Metallteile
151-2754	Größe 2 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -schwarze Metallteile
151-3754	Größe 3 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -schwarze Metallteile
151-6113	Größe 1 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -weiße Metallteile
151-6220	Größe 2 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -weiße Metallteile
151-6316	Größe 3 Seitenpolster (Paar-nur Gestell) -weiße Metallteile
151-6114-01	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6114-03	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6114-04	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6114-05	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Ebenholz grau)
151-6114-01VIN	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6114-03VIN	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6114-04VIN	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6114-07VIN	Größe 1 Seitenpolsterbezug Paar (Schwarz)

151-6221-01	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6221-03	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6221-04	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6221-05	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Ebenholz grau)
151-6221-01VIN	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6221-03VIN	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6221-04VIN	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6221-07VIN	Größe 2 Seitenpolsterbezug Paar (Schwarz)
151-6316-01	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6316-03	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6316-04	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6316-05	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Ebenholz grau)
151-6316-01VIN	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Grün)
151-6316-03VIN	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Blau)
151-6316-04VIN	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Himbeere)
151-6316-07VIN	Größe 3 Seitenpolsterbezug Paar (Schwarz)
151-6115-01	Größe 1 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-03	Größe 1 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-04	Größe 1 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-05	Größe 1 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-01VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-03VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-04VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6115-07VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6116-01	Größe 1 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-03	Größe 1 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-04	Größe 1 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-05	Größe 1 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-01VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-03VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-04VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6116-07VIN	Größe 1 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6222-01	Größe 2 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-03	Größe 2 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-04	Größe 2 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-05	Größe 2 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6222-01VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-03VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-04VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6222-07VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6223-01 Größe 2 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-03 Größe 2 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-04 Größe 2 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-05 Größe 2 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile

151-6223-01VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-03VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-04VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6223-07VIN Größe 2 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile

151-6317-01 Größe 3 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-03 Größe 3 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-04 Größe 3 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-05 Größe 3 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6317-01VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-03VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-04VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6317-07VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6318-01 Größe 3 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-03 Größe 3 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-04 Größe 3 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-05 Größe 3 Seitenpolster Paar (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile

151-6318-01VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-03VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-04VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6318-07VIN Größe 3 Seitenpolster Paar (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile

151-6224-01 Größe 2 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6224-03 Größe 2 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6224-04 Größe 2 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6224-05 Größe 2 Abduktionspelotte (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6224-01VIN Größe 2 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6224-03VIN Größe 2 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6224-04VIN Größe 2 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile

151-6224-07VIN	Größe 2 Abduktionspelotte (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6225-01	Größe 2 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-03	Größe 2 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-04	Größe 2 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-05	Größe 2 Abduktionspelotte (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-01VIN	Größe 2 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-03VIN	Größe 2 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-04VIN	Größe 2 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6225-07VIN	Größe 2 Abduktionspelotte (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6320-01	Größe 3 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-03	Größe 3 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-04	Größe 3 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-05	Größe 3 Abduktionspelotte (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-01VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-03VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-04VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6320-07VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (schwarzer Bezug inbegriffen)-schwarze Metallteile
151-6321-01	Größe 3 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-03	Größe 3 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-04	Größe 3 Abduktionspelotte(Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-05	Größe 3 Abduktionspelotte (Ebenholz grauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-01VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (grüner Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-03VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (blauer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-04VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (Himbeer-Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
151-6321-07VIN	Größe 3 Abduktionspelotte (schwarzer Bezug inbegriffen)-weiße Metallteile
155-H001-L600	Gurt H-Form Klein & Riemenst (Leckey)
155-H001-L601	Gurt H-Form Medium & Riemenst (Leckey)
155-H001-L602	Gurt H-Form Groß & Riemenst (Leckey)
155-H001-L603	Gurt H-Form XL & Riemenst (Leckey)
155-N001-L600	Enger Gurt Klein & Riemenst (Leckey)
155-N001-L601	Enger Gurt Medium & Riemenst (Leckey)
155-N001-L602	Enger Gurt Groß & Riemenst (Leckey)
155-N001-L603	Enger Gurt XL & Riemenst (Leckey)
155-N001-L604	Enger Gurt XXL & Riemenst (Leckey)
120-799	Kleiner Rumpfgurt (Mygo)
120-757	Mittlerer Rumpfgurt (Mygo)

117-761	Großer Rumpfgurt (Mygo)
117-750	Gurtverlängerungsband (10 cm)
151-6122	S1 Tisch aus Holz wegklappbar
151-6231	S2 Tisch aus Holz wegklappbar
151-6326	S3 Tisch aus Holz wegklappbar
151-1644	S1 Tisch aus Kunststoff
151-2644	S2 Tisch aus Kunststoff
133-2148	Tischeinheit (verlängerte Armlehne klar)
133-2149	Tischeinheit (verlängerte Armlehne schwarz)
151-3766	Tischeinheit klar (zusätzliche 20 mm Sitzbreite)
151-3767	Tischeinheit schwarz (zusätzliche 20 mm Sitzbreite)

ZUBEHÖR FÜR HÜFTUNTERSTÜTZUNG

151-1660	S1-4-Punkt-Beckengurt
151-2660	S2-4-Punkt-Beckengurt
151-3660	S3- 4-Punkt-Beckengurt

ZUBEHÖR FÜR FUSSTÜTZEN

151-1745	S1 Einteilige Fußplatte Metall -Schwarz
151-2745	S2 Einteilige Fußplatte Metall - Schwarz
151-3745	S3 Einteilige Fußplatte Metall - Schwarz
151-6123	S1 Einteilige Fußplatte Metall - Weiß
151-6223	S2 Einteilige Fußplatte Metall - Weiß
151-6327	S3 Einteilige Fußplatte Metall - Weiß
151-1746	S1 Einteilige Fußplatte Holz
151-6232	S2 Einteilige Fußplatte Holz
151-3746	S3 Einteilige Fußplatte Holz
151-6125	S1 Einteilige Fußplatte Holz - Weiß
151-6235	S2 Einteilige Fußplatte Holz - Weiß
151-6329	S3 Einteilige Fußplatte Holz - Weiß
152-1600	S1 Fußschalen einschließlich Riemen
152-2600	S2 Fußschalen einschließlich Riemen
152-3600	S3 Fußschalen einschließlich Riemen
151-1755	S1 Riemen für Fußplatten
151-2755	S2 Riemen für Fußplatten
151-3755	S3 Riemen für Fußplatten
151-1760	1" FUSSSCHALENERHÖHUNG (EINMALIG) GR. 1&2

151-3760 1" FUSSSCHALENERHÖHUNG (EINMALIG) GR. 3

AH01 Kleine Ankle Huggers Paar

AH02 Mittlere Ankle Huggers Paar

SONSTIGES ZUBEHÖR

151-6117 Größe 1 Armlehne (Paar)

151-6226 Größe 2 Armlehne (Paar)

151-3747 Größe 3 Armlehne (Paar)

151-6124 Größe 1 Armlehne (Paar) Weiß

151-6234 Größe 2 Armlehne (Paar) Weiß

151-6328 Größe 3 Armlehne (Paar) Weiß

151-6118-01 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile

151-6118-03 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile

151-6118-04 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile

151-6118-05 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile

151-6118-01VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile

151-6118-03VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile

151-6118-04VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile

151-6118-07VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-schwarze Metallteile

151-6119-01 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile

151-6119-03 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile

151-6119-04 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile

151-6119-05 Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-weiße Metallteile

151-6119-01VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile

151-6119-03VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile

151-6119-04VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile

151-6119-07VIN Größe 1 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-weiße Metallteile

151-6227-01 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile

151-6227-03 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile

151-6227-04 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile

151-6227-05 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile

151-6227-01VIN Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile

151-6227-03VIN Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile

151-6227-04VIN Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile

151-6227-07VIN Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-schwarze Metallteile

151-6228-01 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile

151-6228-03 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile

151-6228-04 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile

151-6228-05 Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-weiße Metallteile

151-6228-01VIN	Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile
151-6228-03VIN	Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile
151-6228-04VIN	Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6228-07VIN	Größe 2 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-weiße Metallteile
151-6322-01	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile
151-6322-03	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile
151-6322-04	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6322-05	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile
151-6322-01VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-schwarze Metallteile
151-6322-03VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-schwarze Metallteile
151-6322-04VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6322-07VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-schwarze Metallteile
151-6323-01	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile
151-6323-03	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile
151-6323-04	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6323-05	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Ebenholz grau)-weiße Metallteile
151-6323-01VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Grün)-weiße Metallteile
151-6323-03VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Blau)-weiße Metallteile
151-6323-04VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6323-07VIN	Größe 3 Scheiben-Abduktionskeil (Schwarz)-weiße Metallteile
151-6120-01	Keilform-Abduktionskeil S1 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6120-03	Keilform-Abduktionskeil S1 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6120-04	Keilform-Abduktionskeil S1 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6120-05	Keilform-Abduktionskeil S1 (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile
151-6120-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6120-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6120-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6120-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Schwarz)-schwarze Metallteile
151-6121-01	Keilform-Abduktionskeil S1 (Grün)-weiße Metallteile
151-6121-03	Keilform-Abduktionskeil S1 (Blau)-weiße Metallteile
151-6121-04	Keilform-Abduktionskeil S1 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6121-05	Keilform-Abduktionskeil S1 (Ebenholz grau)-weiße Metallteile
151-6121-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Grün)-weiße Metallteile
151-6121-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Blau)-weiße Metallteile
151-6121-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6121-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S1 (Schwarz)-weiße Metallteil
151-6229-01	Keilform-Abduktionskeil S2 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6229-03	Keilform-Abduktionskeil S2 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6229-04	Keilform-Abduktionskeil S2 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6229-05	Keilform-Abduktionskeil S2 (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile

151-6229-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6229-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6229-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6229-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Schwarz)-schwarze Metallteile
151-6230-01	Keilform-Abduktionskeil S2 (Grün)-weiße Metallteile
151-6230-03	Keilform-Abduktionskeil S2 (Blau)-weiße Metallteile
151-6230-04	Keilform-Abduktionskeil S2 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6230-05	Keilform-Abduktionskeil S2 (Ebenholz grau)-weiße Metallteile
151-6230-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Grün)-weiße Metallteile
151-6230-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Blau)-weiße Metallteile
151-6230-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6230-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S2 (Schwarz)-weiße Metallteile
151-6334-01	Keilform-Abduktionskeil S3 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6334-03	Keilform-Abduktionskeil S3 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6334-04	Keilform-Abduktionskeil S3 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6334-05	Keilform-Abduktionskeil S3 (Ebenholz grau)-schwarze Metallteile
151-6334-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Grün)-schwarze Metallteile
151-6334-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Blau)-schwarze Metallteile
151-6334-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Himbeere)-schwarze Metallteile
151-6334-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Schwarz)-schwarze Metallteile
151-6335-01	Keilform-Abduktionskeil S3 (Grün)-weiße Metallteile
151-6335-03	Keilform-Abduktionskeil S3 (Blau)-weiße Metallteile
151-6335-04	Keilform-Abduktionskeil S3 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6335-05	Keilform-Abduktionskeil S3 (Ebenholz grau)-weiße Metallteile
151-6335-01VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Grün)-weiße Metallteile
151-6335-03VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Blau)-weiße Metallteile
151-6335-04VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Himbeere)-weiße Metallteile
151-6335-07VIN	Keilform-Abduktionskeil S3 (Schwarz)-weiße Metallteile
151-6239	EDS-Musterbuch



El Asiento para Actividades Cotidianas es asiento diseñado para su uso en el hogar y en el aula. Viene en 3 tamaños con altura, profundidad y anchura del asiento regulable, para acomodar a los usuarios entre las edades de 1 año a adulto. Este manual muestra cómo usted puede rápida y fácilmente hacer uso de todas sus funciones. Las instrucciones sobre la seguridad y el mantenimiento del producto garantizarán que usted disfrute de este producto durante mucho tiempo.



Contenido

- 1 Uso Previsto
- 2 Declaración de Conformidad
- 3 Condiciones de Garantía
- 4 Historial del Producto
- 5 Formación en el producto
- 6 Información de Seguridad
- 7 Cómo Desembalar y Montar
- 8 Colocando las cubiertas
- 9 Configuración Clínica para Posicionamiento Postural
- 10 Ajustes Frecuentes para Uso Diario
- 11 Limpieza y Mantenimiento
- 12 Inspección Diaria del Producto
- 13 Inspección Anual del Producto
- 14 Reedición de Productos Leckey
- 15 Mantenimiento del Producto
- 16 Información Técnica

1. Uso Previsto

El asiento para Actividades Cotidianas viene en 3 tamaños para atender las necesidades de los niños con discapacidad. Como guía, el Tamaño 1 es para niños de entre 1 y 6 años, Tamaño 2 es para niños entre 5 y 12 años, y el Tamaño 3 es para entre 11 y 18 años con un peso máximo del usuario de 110 libras (30 kilos), 50kgs (132 libras), y 100kgs (220 libras), respectivamente.

2. Declaración de Conformidad

James Leckey Design Ltd como fabricante y con responsabilidad exclusiva declara que el Asiento para Actividades Cotidianas se ajusta a los requisitos de las Directrices 93/42/CEE y Ayudas Técnicas EN12182 para personas con discapacidad, requisitos generales y métodos de prueba.

3. Condiciones de Garantía

La garantía se aplica sólo cuando el producto se utiliza según las condiciones especificadas y para los fines previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante (ver también las condiciones generales de venta, entrega y pago). Se ofrece una garantía de dos años en todos los productos y componentes Leckey.

4. Historial del Producto

Su producto Leckey se clasifica como Dispositivo Médico de clase 1 y, como tal, sólo debe ser prescrito, configurado o reemitido para su uso por una persona técnicamente competente que ha sido capacitada en el uso de este producto. Leckey recomienda que se mantenga

un registro escrito que proporcione detalles de todas las configuraciones, las inspecciones de reemisión y las inspecciones anuales de este producto.

5. Registro de Formación en el Producto (Clientes y Cuidadores)

Su producto Leckey es un Dispositivo Médico prescrito de Clase 1 y, como tal, Leckey recomienda que padres, profesores y cuidadores que utilizan el equipo deben ser informados de las siguientes secciones de este manual por una persona técnicamente competente.

Sección 6

Información de seguridad

Sección 9

Configuración Clínica para el manejo postural

Sección 10

Ajuste frecuente para el uso diario

Sección 11

Limpieza y Mantenimiento

Sección 12

Inspección diaria del producto

Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito de todos aquellos que han sido entrenados en el uso correcto de este producto.

6 Información de Seguridad



6.1 Lea siempre las instrucciones a fondo antes de usar el producto.



6.2 No se debe dejar a los usuarios desatendidos en ningún momento cuando están utilizando el equipo Leckey.



6.3 Utilice sólo componentes aprobados por Leckey con su producto. No modifique nunca el producto de ninguna manera. Incumplimiento de las instrucciones puede poner al usuario o cuidador en peligro y anulará la garantía del producto.



6.4 Si tiene cualquier duda sobre el uso seguro y continuado de su producto Leckey o si alguna pieza fallara, por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.



6.5 Realice todos los ajustes posicionales y asegúrese de que estén bien sujetos antes de poner al usuario en el producto. Ciertos ajustes pueden requerir el uso de una herramienta que se entrega con cada producto. Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.



6.6 Al poner al usuario en el asiento, por razones de seguridad, siempre asegure primero el arnés pélvico.



6.7 Cuando el producto está parado, asegúrese de que todas las ruedas están bloqueadas y en dirección contraria a la base. Esto es especialmente importante cuando la función de inclinación o el respaldo reclinable están en uso.



6.8 Cuando el asiento está en uso, por favor asegúrese de que el pedal de

ajuste de altura o pernos y de inclinación están bloqueados y no se pueden ajustar accidentalmente, sobre todo si hay niños en la zona.



6.9 El Asiento para Actividades Cotidianas no es una silla de ruedas y, aunque la movilidad es una característica importante del asiento no recomendamos se mueva a los usuarios sobre superficies irregulares, mientras que están en el equipo. Cuando se necesite mover al usuario de un asiento a otro se debe hacer con el debido cuidado y atención.



6.10 El Asiento para Actividades Cotidianas no ha sido sometido a pruebas de choque por lo que no se debe usar en su modo de transporte.



6.11 Nunca deje el producto en una superficie con una pendiente superior a 5 grados. Recuerde siempre bloquear todas las ruedas.



6.12 Utilice la manija de empuje sólo para dirigir y mover el asiento de un lugar a otro. No use nunca la bandeja para este fin.



6.13 El producto contiene componentes que podrían presentar un peligro de asfixia para niños pequeños. Compruebe siempre que las perillas y tornillos de bloqueo al alcance del niño estén bien apretados y seguros en todo momento.



6.14 Los productos Leckey cumplen con las normas de seguridad contra incendios de acuerdo con EN12182. Sin embargo, el producto contiene componentes de plástico y, por tanto, se debe mantener alejado de todas las fuentes directas de calor incluidas llamas, cigarrillos y calentadores de gas y eléctricos.



6.15 Nunca coloque objetos calientes en la Bandeja de Actividad, ya que pueden dañar el plástico.



6.16 Limpie el producto con regularidad. No utilice limpiadores abrasivos. Realice revisiones de mantenimiento con regularidad para asegurar que su producto está en buenas condiciones de funcionamiento.



6.17 El producto está diseñado para uso en interiores y cuando no esté en uso debe ser almacenado en un lugar seco que no esté expuesto a condiciones extremas de temperatura. El rango de temperatura de funcionamiento seguro del producto es de + 5 ° a + 40 ° C

Cómo desembalar y montar

Comprobar las piezas

Enhorabuena por la compra del Asiento de Actividades Cotidianas. Todas las piezas en el pedido estarán en bolsas de polietileno con cada uno de ellas claramente etiquetada. Sáquelas con cuidado de las cajas y compruebe que ha recibido todas las piezas que usted ha pedido.



Mantenga las bolsas de polietileno lejos de los niños.

Herramienta Multiusos

Un número de ajustes requieren el uso de una herramienta multiusos, que se suministra con cada asiento



7.1 Colocación de las sandalias / Colocación de las correas del reposapiés (Accesorio reposapiés de madera)

Para sujetar las sandalias simplemente desenrosque el pomo y las arandelas de la sandalia. Coloque la sandalia en el reposapiés posicionando el tornillo por la ranura y sustituyendo las arandelas y el perno. Repita este procedimiento para el otro lado.

de madera en la posición de los agujeros de la correa que se han marcado. Ajuste las correas del reposapiés al reposapiés de madera, asegurando la tapa de la clavija, la arandela y la tuerca. Apriete para asegurar.

Ajustando las Correas del Reposapiés (Accesorio reposapiés de Madera)

Localice las correas del reposapiés que se adaptan a los pies de la persona y marque la posición de los agujeros en la correa. Perfore agujeros de 7 mm en el reposapiés




7.2 Colocación del reposabrazos

Inserte el reposabrazos en el soporte receptor y asegúrelo a la altura deseada apretando la perilla (a).




7.3 Colocación de la bandeja

Para colocar la bandeja gris, transparente o negra, inserte los tubos de la bandeja por el centro de los apoyabrazos (a). Para insertar la bandeja de madera, inserte el único tubo de la bandeja en el centro del apoyabrazos de la derecha o la izquierda según la posición requerida (b). Una vez que la bandeja se encuentra en posición (transparente, negra, gris o de madera) la perilla (c) se debe apretar firmemente.



7.4 Colocación de los laterales de la cadera

Desenrosque la perilla (a) por debajo de la base del asiento. Coloque el soporte lateral de la cadera sobre el tornillo (b). Vuelva a colocar y a apretar la perilla (c).



7.5 Colocación de los soportes estándar y laterales giratorios del tórax

Para colocar los soportes laterales del tórax, alinee el soporte con las ranuras de metal en el respaldo. Inserte los dos tornillos de cabeza Allen a través de la placa ovalada pequeña, la ranura del respaldo y en las dos partes deslizantes del soporte y apriete.

Para ganar más altura con los laterales, quítelos, gírelos de arriba abajo, y vuelva a colocar el lateral izquierdo al lado derecho del respaldo y viceversa.



7.6 Colocación de las hombreras de prolongación

Para colocar las hombreras de prolongación, alinee el soporte con las ranuras en el respaldo. Inserte los 2 tornillos con cabeza Allen y arandelas por la ranura del respaldo y ajústelos en el soporte de la almohadilla de prolongación.


7.7 Colocación del taco Abductor

Inserte el soporte del abductor en el hueco, inserte la perilla (a) y apriete.



7.8 Colocación del reposapiés

Para el Tamaño 1 y 2, deslice el reposapiés sobre el tubo de ángulo de la pantorrilla (a) y apriete el tornillo (b). Para el Tamaño 3, deslice los tubos del reposapiés sobre los tubos de soporte del ángulo de la pantorrilla (c) y apriete los tornillos en cada soporte de la pantorrilla (d).



7.9 Colocación de las almohadillas laterales de abducción

Para el tamaño 1 y 2, con el asiento en la posición de máxima profundidad, desenrosque la perilla por debajo de la base del asiento. Coloque el soporte de la almohadilla lateral de abducción sobre el tornillo (a) vuelva a colocar y a apretar la perilla (b).

Para el tamaño 3, alinee el soporte de la almohadilla lateral de abducción con la ranura en la parte delantera de la base del asiento cuando el asiento está al nivel de profundidad máxima.

Deslice en la posición deseada, inserte el perno y apriete bien (c).



7.10 Colocación del arnés pélvico

Abra cada cierre de leva (a). Conecte cada una de las 4 correas a través de los cierres de leva y continúe introduciéndolos por la hebilla de tres barras adicional de seguridad (b), y entonces ciérrelos firmemente (c).



7.11 Colocación del soporte de fijación del reposacabezas Mygo

Pase los tornillos a través del Soporte de Fijación Mygo del Reposacabezas y el Bloque Espaciador. Alinee el montaje con los agujeros de la placa trasera y empuje. Asegure cada extremo con un perno - apriete para asegurar.



7.12 Asegurando las correas de la pierna

Enrolle la Correa de la Pierna alrededor de las 2 barras de Soporte de la Pierna. Alinee los corchetes en la tira de Velcro y asegúrelas.



Una vez aseguradas, deslice los corchetes alrededor de la parte posterior del soporte de la pierna para proteger las piernas del usuario.



7.13 Montaje del Manillar de Empuje

Para el Tamaño 1, el manillar de empuje se sujeta a los soportes del chasis mediante la inserción de los dos vástagos inferiores en los tubos de recepción como se muestra (a). Para el Tamaño 2 y 3, el manillar de empuje se fija a la base del asiento mediante la inserción de los dos vástagos inferiores en los tubos de recepción como se muestra (b y c).

El manillar de empuje tiene corchetes de seguridad que hay que presionar al insertar los vástagos inferiores. Empuje los vástagos hasta que los corchetes sobresalgan por el otro extremo de los tubos de recepción. Para el Tamaño 1 y 2, fije el manillar en su lugar apretando el perno (d). Para el Tamaño 3, asegure la manija ajustando las perillas de bloqueo (e).


Compruebe éstas con regularidad para asegurarse de que están bien apretadas, sobre todo si va a mover el producto a lo largo de corredores que puedan tener superficies irregulares o inclinadas.

A





Colocación de los cojines




8.1 Cojín del Respaldo

El cojín de respaldo se puede conectar simplemente poniéndolo en el respaldo y a continuación, presionando hacia abajo para localizar los botones de presión en la parte superior. Asegúrelo al Velcro en el respaldo. A continuación, enrolle la pieza apropiada de elástico al gancho - hay 2 elásticos para elegir, uno más pequeño para una posición más baja y uno más largo para una posición superior.



8.2 Cojín base del asiento

El cojín del asiento se puede conectar simplemente colocándolo en su lugar y entonces presionando hacia abajo para localizar los botones de presión (a) en la parte posterior de la base del asiento. Luego, doble la funda debajo de la parte frontal de la base del asiento y localice los botones de presión (b). Hay una sección de material situado en el centro del cojín en la base de asiento que se puede utilizar para cubrir el soporte receptor del abductor cuando no se está utilizando. Tire de esta sección de material hacia abajo desde debajo de la base del cojín del asiento y fije usando las tiras de Velcro en cada lado. Cuando el abductor está en uso, meta esta sección por debajo de la base del asiento.



8.3 Fundas de los soportes laterales del tórax

Para colocar las fundas de los soportes laterales del pecho, simplemente deslice las fundas sobre el soporte lateral, con las cremalleras hacia afuera. Meta la hebilla de plástico por la ranura de la funda (a), a continuación, tire de las cremalleras ubicadas por detrás de la funda conjuntamente para cerrar (b)



8.4 Laterales de la Cadena

Deslice las fundas sobre el soporte lateral con las cremalleras por fuera (a). Tire de las cremalleras situadas en la parte trasera de la funda conjuntamente para cerrar (b).



8.5 Funda del soporte lateral de la Cadena

Deslice la funda alrededor del soporte hasta que cubra el mecanismo de ajuste del ángulo, tire de la pestaña por encima del ajuste de ángulo y pulse el cierre de presión.



8.6 Funda contorneada del Reposacabezas

Coloque la funda sobre el reposacabezas y cierre la cremallera para asegurar.


8.7 Arnés Torácico

El arnés torácico se puede unir sujetando la hebilla macho (a) con la hebilla hembra a cada lado del soporte lateral.



8.8 Ajuste del arnés del tronco

Con su arnés del tronco usted recibirá dos correas ajustables laterales, dos tirantes ajustables, cuatro clips de sujeción de leva (dos con cinchas fijas y dos sin), dos tornillos avellanados, dos tornillos de cabeza redonda y cuatro tuercas de seguridad. Coloque las correas de los hombros y las correas laterales en la parte superior (a) e inferior (b) con una llave inglesa y herramienta multiusos. A continuación, conecte las correas de los hombros (C) a los dos clips en la parte superior y los dos en el lado.



8.9 Funda del cojín lateral de abducción

Coloque la funda sobre el cojín lateral de abducción, cierre las cremalleras en ambos lados para asegurarla.



Configuración Clínica para el Manejo Postural

La configuración clínica del producto debe ser realizada por una persona técnica y clínicamente competente que ha sido entrenada en el uso del producto. Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito de todas las configuraciones clínicas para este producto.

Ajuste la altura del respaldo, la profundidad del asiento y altura del reposapiés antes de colocar al niño en el asiento. Todos estos elementos se pueden ajustar con exactitud cuando el niño está en el asiento.



9.1 Arnés pélvico

Para el ajuste lateral, abra los cierres de leva y, o bien tire de las correas para apretarlas o pase las correas por los cierres para aflojar, dependiendo del ajuste requerido (a). Para ajustar en el centro tire del anillo D de Velcro y pase la correa por la hebilla de cada correa, ya sea para aflojar el cinturón o tire de la anilla D de la hebilla para apretar el cinturón (b).



Asegúrese de que la correa pase por la hebilla de tres barras como medida de precaución en caso de que se abra el cierre de leva accidentalmente.



9.2 Laterales de la cadera

Para ajustar el ancho de los laterales de la cadera afloje la perilla (a) ajuste a la anchura requerida y vuelva a apretar.

Para ajustar la profundidad, afloje los dos tornillos Allen (B) con la herramienta multiusos proporcionada, ajuste a la profundidad requerida y vuelva a apretar los tornillos Allen.

El ángulo de los laterales de la cadera se puede ajustar aflojando el perno Allen (c), ajustando al ángulo deseado y volviendo a apretar el perno.



9.3 Altura del Respaldo

Para ajustar la altura total del respaldo afloje las dos perillas en el centro del respaldo, ajustándolas en la posición deseada y apretándolas bien otra vez. La altura se puede ajustar correctamente con el usuario en el asiento. Cuando se baja la altura de debe tirar del cojín alrededor de la parte inferior del respaldo y fijarlo a la parte posterior del mismo con Velcro y lengüetas elásticas.



Tenga cuidado al ajustar a la posición mínima ya que los dedos podrían quedar atrapados entre partes móviles y estáticas.




9.4 Ángulo del respaldo

El respaldo puede inclinarse aflojando el perno (a) usando una herramienta multiusos. Seleccione la posición que usted requiera y vuelva a apretar bien el perno. Asegúrese siempre de que el ángulo de la espalda está seguro para mantener la postura deseada para el niño.

El ángulo del respaldo se puede ajustar con el niño en el asiento, pero siempre soporte el respaldo con una sola mano.




Asegúrese siempre de que el perno está seguro ya que podría causar lesiones al niño o cuidador.



9.5 Profundidad del asiento

Para ajustar la profundidad del asiento simplemente afloje las perillas (a) en la parte inferior de la base del asiento, tire de la base del asiento hacia adelante hasta alcanzar la profundidad del asiento requerido y apriete las perillas.




9.6 Altura del Reposapiés

Para ajustar la altura del reposapiés del Tamaño 1 y 2, afloje el tornillo (a) en la parte frontal del tubo de soporte de la pierna y deslice el reposapiés a la altura deseada y vuelva a apretar el tornillo. Para el Tamaño 3, afloje los tornillos en los lados de cada soporte de la pierna (b). Deslice el reposapiés a la altura deseada y vuelva a apretar el tornillo.



Compruebe siempre que el reposapiés está bien seguro para evitar que el usuario se deslice hacia delante o hacia abajo en el asiento lo que podría suponer un peligro de asfixia si el arnés torácico o del tronco está conectado.



9.7 Ángulo del reposapiés

Para ajustar el ángulo del reposapiés del Tamaño 1 y 2, afloje el mango de trinquete (a) ajuste al ángulo deseado y vuelva a apretar el mango. Para el Tamaño 3 afloje el perno (b), ajuste al ángulo deseado y vuelva a apretar el perno.



Siempre tenga cuidado de asegurar que los dedos no quedan atrapados al ajustar el ángulo



9.8 Soporte sacro

Para ajustar la altura, afloje los pernos de cada lado con la herramienta multiusos provista.

Ajuste el soporte a la altura correcta y vuelva a apretar los pernos.




Siempre tenga cuidado de asegurar que los dedos no quedan atrapados cuando se ajusta el apoyo sacro.



9.9 Soportes laterales del Tórax

Afloje los tornillos Allen (a) para ajustar la anchura, la altura y el ángulo de los soportes laterales y vuelva a ajustarlos cuando se ha alcanzado la posición deseada.

Para mover los laterales rotatorios, utilice la perilla (b).



9.10 Arnés del Tórax

Para cambiar la anchura del arnés del tórax, levante la funda frontal, ajuste las correas de Velcro a la anchura deseada y vuelva a colocar la funda.



9.11 Arnés del Tronco

El arnés del tronco estará abierto pero permanecerá unido por el clip lateral (a). Al colocar al niño en el asiento ponga el arnés del tronco por delante y sujételo conectando el clip a la hebilla al otro lado (b). Todas las correas de conexión son ajustables.

9.12 Sandalias

Para colocar las sandalias, simplemente afloje la perilla debajo del reposapiés, seleccione la posición deseada y vuelva a ajustar la perilla. Para colocar los pies del usuario en las sandalias asegure las correas del tobillo con Velcro provistas.

A



B



9.13 Colocación de las tobilleras

Deslice la cincha por la ranura de la sandalia. Enrolle la cincha hacia atrás y a través de la parte inferior de la hebilla corredera. A continuación, pase la cincha por la parte superior de la hebilla. Finalmente para bloquear la cincha en su lugar, pásela por la parte inferior de la hebilla de nuevo. Recorte la correa a la longitud requerida.



9.14 Soporte del Hombro

Para ajustar la altura del soporte del hombro, afloje los tornillos Allen, mueva el soporte del hombro a la altura deseada y vuelva a apretar los pernos.

9.15 Reposacabezas

Para ajustar la altura y la profundidad del reposacabezas del tamaño 1 y 2, afloje las perillas de mano (a), y cuando esté en la posición requerida vuelva a apretar las perillas. Utilice el mismo método para el Tamaño 3 pero sólo use la manija del trinquete en lugar de la perilla (b). No retire el reposacabezas mientras el usuario está en el asiento.



Nunca utilice el reposacabezas para forzar la posición de la cabeza del usuario.




Siempre tenga cuidado de asegurar que los dedos no queden atrapados al ajustar el reposacabezas.

A



B



9.16 Ajuste del reposabrazos

Para ajustar la altura del reposabrazos, afloje la perilla de mano (a), ajuste a la altura deseada y vuelva a apretar. Para ajustar el ángulo, gire la palanca de trinquete (b) hasta que se haya conseguido la posición deseada.



9.17 Ajuste de la bandeja

La altura y el ángulo de la bandeja se establece mediante el ajuste de los reposabrazos como se detalla en el apartado 9.16. Para eliminar o ajustar la profundidad de la bandeja afloje las perillas (A) por debajo del apoyabrazos, ajuste a la posición deseada y vuelva a apretar firmemente.



Siempre tenga cuidado de asegurar que las manos del niño o los brazos no queden atrapados al insertar la bandeja.




Nunca utilice la bandeja para dirigir o empujar la silla.



No coloque objetos, más calientes de 40 grados centígrados en la bandeja.



Tenga en cuenta que la bandeja es para uso del usuario únicamente. No se apoye ni coloque objetos sobre la bandeja que pesen más de 8kgs (17,6 libras).



Ajustes frecuentes para uso diario (terapeutas / cuidadores / padres)

Una persona técnica y clínicamente competente y capacitada en el uso del producto deberá mostrar a los padres y cuidadores cómo hacer ajustes frecuentes y ser conscientes de los controles de seguridad en la sección 6. Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito de todos los padres y cuidadores que hayan recibido información en el uso de este producto.

10

10.1 Cómo trasladar al niño dentro y fuera del asiento

Antes de trasladar al niño dentro del asiento realice la inspección diaria del producto tal como se indica en la sección 12 de este manual del usuario.

Ajuste el asiento a una altura cómoda para facilitar el traslado. Bloquee todas las ruedas, asegurándose de que miren hacia afuera para maximizar la estabilidad del producto. Asegúrese de que la hebilla de seguridad en el arnés de pecho se ha liberado y está a un lado para facilitar el traslado.

Si el asiento tiene laterales torácicos giratorios, primero muévalos a un lado. Suelte el Soporte Pélvico en el medio. Por último, si se han montado las sandalias, abra las correas. Ahora está listo para trasladar o izar al niño en el asiento.

Una vez que el niño está en el asiento, en primer lugar ajuste el arnés pélvico usando la hebilla central. Entonces, vuelva a ajustar las correas de la sandalia y cualesquiera otros arneses, y vuelva a colocar los laterales del tórax.




Siempre asegure el arnés pélvico o el soporte pélvico primero antes de sujetar otras hebillas o arneses. Ajuste el arnés para que el niño no pueda escurrir o deslizarse hacia delante en el asiento.

10.2 Ajuste del arnés pélvico

Para el ajuste lateral, abra los cierres de leva y, o bien tire de las correas para apretarlas o introduzca las correas para aflojar, lo que depende del ajuste requerido (a). Para ajustar en el centro, tire del anillo D del Velcro e introduzca la correa por la hebilla de una u otra correa ya sea para aflojar el cinturón o sacar la anilla D de la hebilla para apretar el cinturón (b).



Asegúrese de que la correa se ha introducido por la hebilla corredera como medida de seguridad en caso de que se abra el cierre de leva accidentalmente.



10.3 Ajuste del arnés del tórax y del tronco

Si el niño requiere soporte del pecho como parte de su programa de apoyo postural el asiento estará equipado con laterales rígidos o una combinación de laterales, arnés del tórax y arnés de tronco. Estos pueden necesitar ajustes diariamente para acomodar las diferencias de ropa.

Siempre consulte con su terapeuta respecto al posicionamiento óptimo, el tensado de las correas y los artículos de apoyo para el niño.

Para cambiar la anchura del arnés del pecho, levante la funda frontal, ajuste las correas de Velcro y fije la anchura deseada. Cuando se ha alcanzado el ancho correcto vuelva a colocar la funda.

Por favor, consulte la sección 9.11 para una orientación específica sobre el ajuste del arnés de tronco. Asegúrese siempre de que las hebillas de plástico estén completamente enganchadas al utilizar el arnés del tórax.



Verifique que el arnés y los laterales estén seguros para garantizar que el niño esté seguro y no puede deslizarse hacia delante en el asiento, ya que puede restringir su respiración.



Si el niño es activo o tiene espasmos extensores compruebe que el arnés pélvico está asegurado después de cada espasmo para que el niño esté a salvo y no puede deslizarse hacia delante en el asiento.



Siempre sujete la hebilla central en el arnés pélvico antes de hacer cualquier tipo de ajuste.



10.4 Chasis

El Asiento para Actividades Cotidianas está diseñado para caber en varias opciones de chasis. El Tamaño 1 cabe en un chasis básico y hi-low con resorte de gas. El Tamaño 2 encaja en un resorte de gas hi-low básico y chasis motorizado hi-low. Tamaño 3 cabe en un chasis básico y un chasis hidráulico hi-low. Este manual de usuario muestra el uso correcto y seguro del asiento con estas opciones de chasis. Las ruedas del chasis incluyen bloqueos de dirección. Para aplicar los bloqueos presione el pedal gris. Cuando los bloqueos de dirección están en uso la silla se manejará con las ruedas traseras.

10.5 Ajuste de altura del chasis Hi-low

Usted puede llevar a cabo este ajuste con el usuario en la silla. Para ajustar la altura del chasis hi-low, pulse la palanca del pie en la parte trasera del chasis mientras sujeta la manija de empuje. Una vez que se quite el pie del pedal el asiento se fijará a la altura elegida. Por razones de seguridad el pedal de ajuste de altura en el chasis puede ser bloqueado engananchando el pasador de bloqueo (a) en el lado derecho del pedal. Para desbloquear tire del pasador y gire 90 grados y el pedal puede entonces ser operado. El pasador de bloqueo (a) debe mantenerse en la posición de bloqueo cuando no se esté ajustando el chasis.

Antes de utilizar el pedal de pie, tire del pedal hacia afuera y lejos del asiento.



Mantenga siempre el pasador de bloqueo activado cuando no esté ajustando el chasis. Esto evitará que el pedal se opere accidentalmente.





Para niños que pesen más de 27kg (60 libras), se necesitan 2 personas para elevar el chasis hi-low (de acuerdo con los reglamentos de elevación y manipulación del Reino Unido).



Siempre tenga cuidado ya que las manos podrían quedar atrapadas al ajustar la altura de la base.

10.6 Ajuste de altura - Chasis básico



La altura del Chasis Básico se debe establecer antes de poner al niño en el asiento. Para ajustar la altura afloje la palanca de trinquete (a) en la parte trasera del eje principal y ajuste el asiento a la altura deseada. Para bajar la altura del asiento, aplique el peso de forma centralizada en la base del asiento por encima del eje central. Vuelva a apretar la palanca de trinquete para asegurarlo.



Compruebe el mango de trinquete con regularidad para comprobar que el ajuste de altura del asiento es seguro.



No ajuste la altura con el niño en el asiento.



10.7 Ajuste de altura - Chasis hidráulico Hi-Low

Este ajuste se puede realizar con el usuario en la silla. Para ajustar la altura del chasis Hi-Low utilice una acción de bombeo sobre la palanca del pie en la parte trasera del chasis mientras se sujeta la manija de empuje. Una vez que se quita el pie del pedal se fijará a la altura elegida.

Antes de utilizar el pedal de pie, tire del pedal hacia afuera del asiento.



10.8 Ajuste de altura - Chasis Motorizado Hi-Low

Este ajuste se puede realizar con el usuario en la silla. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo en el pulsador según la altura necesaria. Mantenga pulsado el botón hasta que se alcance la altura necesaria. Al soltar el botón, el asiento se fijará en la altura elegida.



10.9 Inclinación en el Espacio

La inclinación en el espacio puede estar en ángulo, mientras que el usuario está en el asiento. Antes de ajustar el ángulo de inclinación en el espacio del asiento siempre asegure que el arnés pélvico está fijado para impedir que el usuario se deslice hacia delante en el asiento.

Para ajustar el ángulo de inclinación presione la palanca bajo la base del asiento. Una vez que haya seleccionado el ángulo que usted requiera, simplemente quitando la mano de la palanca, la silla quedará bloqueada en posición. La inclinación en el espacio se debe dejar bloqueada mientras el usuario está en el asiento. Para bloquear la palanca tire del pasador a la derecha de la palanca y el perno se abrirá en su posición. Puede que tenga que levantar la palanca ligeramente para permitir que se bloquee. Para desbloquear, extraiga el perno y gire 90 grados, la palanca entonces puede ser operado.



Siempre mantenga la palanca de inclinación en el espacio en la posición de bloqueo para evitar el accionamiento accidental de la palanca que podría resultar en que el asiento se sacuda y posiblemente cause lesiones al niño.



Por favor, use los manillares cuando opere la inclinación en el espacio.



Siempre consulte con su terapeuta que el uso de la inclinación en el espacio no cause ninguna obstrucción a las vías respiratorias del niño.



Siempre mantenga estricto control sobre el manillar con una mano al abrir la palanca.



10.10 Sandalias

Para colocar los pies del usuario en las sandalias asegure las correas de Velcro provistas para que el pie se mantenga en su lugar. Las correas se deben colocar sobre el empeine y los dedos de los pies.



Si el niño lleva sandalias o calzado ligero compruebe las correas para asegurarse de que la cinta no irrita la piel.

10.11 Ajuste de la bandeja

La bandeja se puede utilizar para una amplia gama de funciones y su posición se puede ajustar con precisión para adaptarla al usuario y la actividad ya sea para diversión, educación o alimentación. Para colocar la bandeja gris, transparente o negra, inserte los tubos de la bandeja por el centro de los apoyabrazos. Para insertar la bandeja de madera, introduzca el único tubo de la bandeja en el centro del reposabrazos de la derecha o la izquierda según la posición requerida. Una vez que la bandeja se encuentra en posición (transparente, negra, gris o de madera) la perilla (a) debe estar firmemente asegurada.

Ajuste los reposabrazos para ajustar la altura y el ángulo de la bandeja.



Tenga cuidado siempre de que los dedos no queden atrapados en la ranura cuando se ajuste la altura.



Tenga cuidado siempre de asegurarse que las manos o los brazos del niño no queden atrapados al insertar la bandeja.



No utilice nunca la bandeja para dirigir o empujar la silla.






No coloque objetos a una temperatura superior a los 40 grados Celsius en la bandeja.



Tenga en cuenta que la bandeja es para uso exclusivo del usuario. No se apoye ni coloque objetos en la bandeja que pesen más de 8 kgs (17,6 libras).

10.12 Ajuste del reposabrazos

Para ajustar la altura del reposabrazos afloje la perilla de mano (a) Ajuste a la altura deseada y vuelva a apretar. Para ajustar el ángulo gire la palanca de trinquete (b) hasta conseguir la posición deseada.



10.13 Uso del reposapiés Flip-Up

Para elevar el reposapiés, levántelo desde el frente (a). Cuando esté completamente vertical del pasador de tiro se bloqueará automáticamente. Para bajar el reposapiés tire del pasador (b) y empuje el reposapiés hacia abajo. Es posible mantener el reposapiés desbloqueado girando el pasador de extracción una vez que lo haya sacado.



11 Limpieza y Mantenimiento

Cómo mantener

Al limpiar se recomienda que utilice sólo agua tibia y un detergente no abrasivo. No utilice nunca disolventes orgánicos o fluidos de limpieza en seco.

Tapicería y telas

1. Las fundas de los cojines en la opción de tela suave se pueden quitar y lavar en la lavadora a 40 ° C, sin embargo, no son adecuadas para el secado a máquina. Por favor, retire la espuma de las siguientes coberturas antes del lavado:

Reposacabezas

Cojín del respaldo

Cojín en la base del asiento

El resto de la tapicería blanda se puede colocar integra en la lavadora, después de retirar los tornillos y elementos de fijación.

Las fundas de los cojines de vinilo se pueden limpiar con agua y un paño.

2. La tapicería y telas también pueden limpiarse a mano, "in situ". Para limpiarlas se recomienda que utilice sólo agua tibia y un detergente no abrasivo.

3. Las manchas se deben quitar lo más rápidamente posible con un paño absorbente, toalla o esponja. Un lavado rutinario con jabón y agua tibia es eficaz para la suciedad normal y pequeños derramamientos. Tenga cuidado de no mojar demasiado la tela ya que esto hará que la mancha se extienda.

4. Se pueden utilizar productos de limpieza

antisépticos en las manchas más rebeldes. Esto puede requerir un solvente seguro, tal como el Alcohol Isopropílico o el Alcohol Mineral. Media taza de lejía doméstica para 5 litros de agua también se puede usar como desinfectante útil.

5. Los arneses pélvicos y del tronco pueden lavarse a máquina a 40 ° C. Asegúrese de quitar todos los tornillos y elementos de fijación primero, ya que pueden causar daños a su lavadora. Guarde estos en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

6. Asegúrese siempre de que el producto esté seco antes de usarlo.

Componentes metálicos y de plástico

1. Para la limpieza diaria se puede utilizar jabón y agua o un spray antibacteriano.

2. Para la limpieza profunda se puede utilizar un limpiador de vapor de baja presión.

3. No utilice disolventes para limpiar los componentes de plástico o de metal.

4. Asegúrese de que el producto está seco antes de usarlo.

12 Inspección Diaria del Producto

(Terapeutas, padres y cuidadores)

Le recomendamos que las inspecciones visuales diarias del equipo se lleven a cabo por terapeutas, cuidadores o padres para comprobar que el producto es seguro para su uso. Las comprobaciones diarias recomendadas se detallan a continuación.

1. Asegúrese de que todas las perillas de ajuste y tornillos estén en su lugar y seguros.
2. Revise toda la tapicería y Velcro para detectar signos de desgaste.
3. Revise que todas las ruedas se mueven libremente y se bloquean de forma segura.
4. Asegúrese de que la manija y el pasador de bloqueo en la placa de interfaz del asiento es totalmente engranada y que el asiento está bien fijado en el chasis.
5. Asegúrese de que el arnés pélvico está totalmente asegurado alrededor del usuario y no se puede escurrir o deslizarse hacia delante en el asiento.
6. Asegúrese de que el reposapiés está conectado firmemente.



Si tiene alguna duda sobre el uso seguro y continuado de su producto Leckey o si alguna pieza falla, por favor deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.

13 Inspección Anual del Producto

(Terapeuta, Técnico, Asesor del Producto Leckey, Distribuidor)

Leckey recomienda que cada producto debe ser objeto de una inspección detallada por lo menos una vez al año y cada vez que el producto se vuelva a emitir para su uso.

Esta inspección debe ser realizada por una persona técnicamente competente que ha sido entrenada en el uso del producto y debe incluir los siguientes chequeos como requisito mínimo.

1. Compruebe que todos los mangos de trinquete, perillas, tuercas, pernos y hebillas de plástico están en su lugar, sustituyendo cualquier artículo que falte. Preste especial atención a los siguientes elementos;
 - > Pernos de bloqueo del reposacabezas.
 - > Pernos para los ajustes de altura y ángulo del respaldo.
 - > Pernos para el ajuste de la profundidad del asiento.
 - > Pernos de fijación del arnés pélvico / guía de la cadera.
 - > Altura del reposapiés y ajuste del ángulo.

2. Compruebe que el mecanismo para ajustar la altura del chasis funciona correctamente. Si el chasis se acciona por pedal verifique que la altura del asiento no cambia cuando se suelta el pedal. Además, compruebe que el pasador de bloqueo se acopla de forma segura para evitar el ajuste de altura accidental del chasis.

3. Ajuste el asiento a su máximo nivel de inclinación en el espacio y asegúrese de que la palanca de bloqueo inmoviliza el asiento de forma segura en los diferentes puntos de inclinación.

4. Compruebe que no haya desgaste visible en los componentes de metal allí donde el asiento y el chasis se unen.

5. Levante la base para comprobar cada rueda individualmente. Asegúrese de que se mueven libremente y elimine la suciedad de las ruedas de goma. Verifique que los frenos bloquean las ruedas de manera segura.

6. Haga una comprobación visual de la estructura del producto prestando atención a los puntos de soldadura en el bastidor y asegurándose de que no hay signos de fatiga o agrietamiento alrededor de las soldaduras.

Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito de todas las inspecciones anuales del producto. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro y continuado de su producto Leckey o si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.

14 Re-edición de los Productos Leckey

La mayoría de los productos Leckey son evaluados y encargados para satisfacer las necesidades de cada usuario. Antes de volver a emitir un producto se recomienda que el terapeuta que prescribe el producto haya verificado la compatibilidad del equipamiento para el nuevo usuario y se ha asegurado de que el producto que se está reeditando no contiene modificaciones o accesorios especiales.

Se debe llevar a cabo una inspección técnica detallada del producto antes de su re-edición. Ésta debe realizarse por una persona técnicamente competente que ha sido entrenada en el uso y la inspección del producto. Por favor refiérase a la sección 11 para los controles que se han de llevar a cabo.

Asegúrese de que el producto se ha limpiado a fondo, de acuerdo con la sección 12 de este manual.

Compruebe que una copia del manual del usuario se entrega con el producto. Una copia se puede descargar de nuestro sitio web www.leckey.com

Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito de todas las inspecciones del producto realizadas durante su reedición. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro

y continuado de su producto Leckey o si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.

15 Mantenimiento del Producto

El mantenimiento de todos los productos Leckey sólo la deben llevar a cabo personas técnicamente competentes que han sido entrenados en el uso del producto.

En el Reino Unido y República de Irlanda por favor póngase en contacto con el Centro de Servicios Leckey en el Reino Unido 0800 318265 GRATIS o República de Irlanda 1800 626020 y nuestro departamento de atención al cliente estará encantado de ayudarle con sus requisitos de mantenimiento.

Todas las consultas de servicio internacional deben dirigirse al distribuidor Leckey apropiado que estará encantado de ayudarle. Para más información sobre los distribuidores de Leckey por favor visite nuestro sitio web www.leckey.com

16 Información Técnica

Tamaño	1	2	3
	mm/kg pulgadas/libras	mm/kg pulgadas/libras	mm/kg pulgadas/libras
Carga Máxima	30kgs 66libras	50kg 110libras	100kgs 220libras
Peso- asiento y chasis básico	22.5kg 50libras	27kg 60libras	35.9kg 79libras
Peso- asiento y chasis básico	29.5kg 65libras	34kg 75libras	49kg 108libras
Altura del asiento-chasis básico	450-600 17.7-23.6	450-600 17.7-23.6	450-600 17.7-23.6
Altura del asiento- chasis hi-low	250-600 9.8-23.6	320-600 12.6-23.6	450-600 17.7-23.6
Anchura del asiento	160-280 6.3-11	260-380 10.2-15	340-500 13.4-19.7
Profundidad del asiento	150-280 5.9-11	230-380 9-15	330-480 13-18.9
Distancia Laterales del pecho	150-220 5.9-8.7	170-240 6.7-9.4	240-370 9.4-14.6
Altura del respaldo	300-400 11.8-15.7	400-520 15.7-20.5	450-630 17.7-24.8
Ángulo del respaldo	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono
Altura del Reposabrazos	150-250 5.9-9.8	200-300 7.9-11.8	180-325 7-12.7
Longitud de la pierna	150-250 5.9-9.8	250-450 9.8-17.7	250-450 9.8-17.7
Ángulo de la pierna	-10° hasta +50°	-10° hasta +50°	-10° hasta +50°
Ángulo del reposapiés	-15° hasta +10°	-15° hasta +10°	-15° hasta +10°
Inclinación en el espacio	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono	30° supino 10° prono

Todas las consultas de servicio internacional deben dirigirse al distribuidor Leckey apropiado que estará encantado de ayudarle. Para más información sobre los distribuidores de Leckey por favor visite nuestro sitio web

Accesorios

CHASIS

151-6100	Tamaño 1 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100 mm ruedas-Negro
151-6200	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100 mm ruedas-Negro
151-6300	Tamaño 3 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100mm ruedas -Negro
151-6101	Tamaño 1 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100mm ruedas -Blanco
151-6201	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100mm ruedas -Blanco
151-6301	Tamaño 3 base del asiento, respaldo y chasis básico con resorte de gas y 100mm ruedas -Blanco
151-6102	Tamaño 1 base del asiento, respaldo y hi-low con resorte de gas y 100 mm ruedas-Negro
151-6202	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y hi-low con resorte de gas y 100 mm ruedas-Negro
151-6103	Tamaño 1 base del asiento, respaldo y hi-low con resorte de gas y 100 mm Ruedas-Blanco
151-6203	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y hi-low con resorte de gas y 100 mm Ruedas-Blanco
151-6204	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y hi-low chasis motorizado 100mm ruedas-Negro
151-6205	Tamaño 2 base del asiento, respaldo y hi-low chasis motorizado 100mm ruedas -Blanco
151-6302	Tamaño 3 base del asiento, respaldo y un chasis hidráulico con 125 mm ruedas -Negro
151-6303	Tamaño 3 base del asiento, respaldo y un chasis hidráulico con 125 mm ruedas-Blanco

PAQUETES DE FUNDAS

151-6104-01	Cojines y fundas tamaño 1– Base Verde (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
151-6104-03	Cojines y fundas tamaño 1- Base Azul (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
151-6104-04	Cojines y fundas tamaño 1 – Base color Frambuesa (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
151-6104-05	Cojines y fundas tamaño 1 -Base Ébano Gris (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
151-6104-01VIN	Cojines y fundas tamaño 1- Base Verde (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)

- 151-6104-03VIN Cojines y fundas tamaño 1- Base Azul (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6104-04VIN Cojines y fundas tamaño 1- Base de color Frambuesa (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6104-07VIN Cojines y fundas tamaño 1- Base Negra (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)

- 151-6206-01 Cojines y fundas tamaño 2 - Base Verde (con almohadillas espaciadoras de espuma sacro)
- 151-6206-03 Cojines y fundas tamaño 2 - Base Azul (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6206-04 Cojines y fundas tamaño 2- Base color Frambuesa (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6206-05 Cojines y fundas tamaño 2- Base de Ébano Gris (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)

- 151-6206-01VIN Cojines y fundas tamaño 2- Base Verde (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6206-03VIN Cojines y fundas tamaño 2- Base Azul (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6206-04VIN Cojines y fundas tamaño 2- Base de color Frambuesa (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6206-07VIN Cojines y fundas tamaño 2 - Base Negra (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)

- 151-6304-01 Tamaño 3 cojines y fundas - base verde (con almohadillas separadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-03 Tamaño 3 cojines y fundas - base azul (con almohadillas separadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-04 Tamaño 3 cojines y fundas - base color frambuesa (con almohadillas separadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-05 Tamaño 3 cojines y fundas - base de ébano gris (con almohadillas separadoras de espuma del sacro)

- 151-6304-01VIN Cojines y fundas tamaño 3- Base Verde (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-03VIN Cojines y fundas tamaño 3- Base Azul (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-04VIN Cojines y fundas tamaño 3- Base color Frambuesa (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)
- 151-6304-07VIN Cojines y fundas tamaño 3 - Base Negra (con almohadillas espaciadoras de espuma del sacro)

ACCESORIOS REPOSACABEZAS

- 151-3751-05 S3 Reposacabezas Contorneado - (neopreno negro)

- 151-6208-05 Herramientas de montaje reposacabezas plano tamaño medio y funda -Ébano color Gris (sólo disponible con paquetes de cojines 01,03 y 04)

- 151-6208-06 Herramientas de montaje reposacabezas plano tamaño medio y funda – Gris perla (sólo disponible con paquetes de cojines de 05)
- 151-6208-05VIN Herramientas de montaje reposacabezas plano tamaño medio y funda – Ébano color gris (sólo disponible con paquetes de cojines 01VIN,07VIN y 04VIN)
- 151-6208-07VIN Herramientas de montaje reposacabezas plano tamaño medios y funda -Negro (sólo disponible con paquetes de cojines 03VIN)
- 151-6209-05 Montaje lateral de reposacabezas plano y funda - Ébano color Gris (sólo disponible con paquetes de cojines 01,03,04)
- 151-6209-06 Montaje lateral de reposacabezas plano y funda -Gris perla (sólo disponible con paquetes de cojines 05)
- 151-6209-05VIN Montaje lateral reposacabezas plano y funda - Ébano color Gris (sólo disponible con paquetes de cojines 01VIN,07VIN,04VIN)
- 151-6209-07VIN Montaje lateral reposacabezas plano y funda -Negro (sólo disponible con paquetes de cojines 03VIN)
- 151-1756 Mygo soporte de sujeción del reposacabezas

ACCESORIOS DE SOPORTE TORÁCICO

- 151-6106-01 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6106-03 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6106-04 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería -negra
- 151-6106-05 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (ébano gris) Metalistería negra
- 151-6106-01VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6106-03VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6106-04VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6106-07VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6107-01 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6107-03 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería -blanca
- 151-6107-04 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6107-05 S1 Par de PU laterales rígidos del tórax par (Funda ébano gris) Metalistería blanca
- 151-6107-01VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6107-03VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6107-04VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6107-07VIN S1 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería blanca
- 151-6210-01 S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra

- 151-6210-03 S2 Par de PU laterales rígidos del tórax par (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6210-04 S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6210-05 S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda ébano gris) Metalistería negra
- 151-6210-01VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6210-03VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6210-04VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax par (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6210-07VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6211-01 S2 Par de PU laterales rígidos (Funda verde)- Metalistería blanca
- 151-6211-03 S2 Par de PU laterales rígidos (Funda azul)- Metalistería blanca
- 151-6211-04 S2 Par de PU laterales rígidos (Funda frambuesa)- Metalistería blanca
- 151-6211-05 S2 Par de PU laterales rígidos (Funda Ébano gris)- Metalistería blanca
- 151-6211-01VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6211-03VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6211-04VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6211-07VIN S2 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería blanca
- 151-6306-01 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6306-03 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6306-04 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6306-05 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax par (cubierta ébano gris) Metalistería negra
- 151-6306-01VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6306-03VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6306-04VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6306-07VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6307-01 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6307-03 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6307-04 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6307-05 S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda ébano gris) Metalistería blanca
- 151-6307-01VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6307-03VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6307-04VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6307-07VIN S3 Par de PU laterales rígidos del tórax (Funda negra) Metalistería blanca

- 151-6108-01 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6108-03 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6108-04 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6108-05 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda ébano gris) Metalistería negra
- 151-6108-01VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6108-03VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6108-04VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6108-07VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6109-01 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6109-03 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6109-04 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6109-05 S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda ébano gris) Metalistería blanca
- 151-6109-01VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax par (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6109-03VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6109-04VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6109-07VIN S1 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería blanca
- 151-6212-01 S2 Par de laterales giratorios PU (funda verde) metalistería negra
- 151-6212-03 S2 Par de laterales giratorios PU (funda azul) metalistería negra
- 151-6212-04 S2 Par de laterales giratorios PU (funda color frambuesa) metalistería negra
- 151-6212-05 S2 Par de laterales giratorios PU (cubierta ébano gris) metalistería negra
- 151-6212-01VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6212-03VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería -negra
- 151-6212-04VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6212-07VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6213-01 S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6213-03 S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca

- 151-6213-04 S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6213-05 S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda ébano gris) Metalistería blanca
- 151-6213-01VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6213-03VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6213-04VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6213-07VIN S2 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería blanca
- 151-6308-01 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6308-03 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6308-04 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6308-05 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda ébano gris) Metalistería negra
- 151-6308-01VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería negra
- 151-6308-03VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería negra
- 151-6308-04VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería negra
- 151-6308-07VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería negra
- 151-6309-01 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6309-03 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6309-04 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6309-05 S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda ébano gris) Metalistería blanca
- 151-6309-01VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda verde) Metalistería blanca
- 151-6309-03VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda azul) Metalistería blanca
- 151-6309-04VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda frambuesa) Metalistería blanca
- 151-6309-07VIN S3 Par de PU laterales rotatorios del tórax (Funda negra) Metalistería blanca

51-6214-01	Tamaño medio arnés torácico (funda verde incluida)
151-6214-03	Tamaño medio arnés torácico (funda azul incluido)
151-6214-04	Tamaño medio arnés torácico (funda frambuesa incluida)
151-6214-05	Tamaño medio arnés torácico (funda ébano gris incluida)
151-6214-01VIN	Tamaño medio arnés torácico (funda verde incluida)
151-6214-03VIN	Tamaño medio arnés torácico (funda azul incluida)
151-6214-04VIN	Tamaño medio arnés torácico (funda frambuesa incluida)
151-6214-07VIN	Tamaño medio arnés torácico (funda negra incluida)
133-625	S3 Arnés torácico (neopreno negro)
151-1757	Par laterales complejos rotatorios tamaño 1 - Metalistería negra
151-2757	Par laterales complejos rotatorios tamaño 2 - Metalistería negra
151-3757	Par laterales complejos rotatorios tamaño 3 - Metalistería negra
151-6110	Par laterales complejos rotatorios tamaño 1 - Metalistería negra
151-6215	Par laterales complejos rotatorios tamaño 2 - Metalistería negra
151-6311	Par laterales complejos rotatorios tamaño 3 - Metalistería negra
151-6111-01	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda verde incluida) – Metalistería negra
151-6111-03	Par laterales complejos rotatorios tamaño 1 (Funda azul) - Metalistería negra
151-6111-04	Par laterales complejos rotatorios tamaño 1 (Funda frambuesa incluida)- Metalistería negra
151-6111-05	Par laterales complejos rotatorios tamaño 1 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería negra
151-6111-01VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda verde incluida) - Metalistería negra
151-6111-03VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda azul incluida) - Metalistería negra
151-6111-04VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería negra
151-6111-07VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda negra incluida) - Metalistería negra
151-6112-01	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda verde incluida) – Metalistería blanca
151-6112-03	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda azul incluida) – Metalistería blanca
151-6112-04	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda frambuesa incluida) – Metalistería blanca
151-6112-05	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda ébano gris incluida) – Metalistería blanca
151-6112-01VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda verde incluida) – Metalistería blanca
151-6112-03VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda azul incluida) – Metalistería blanca
151-6112-04VIN)	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda frambuesa incluida) – Metalistería blanca
151-6112-07VIN	Par laterales básicos tamaño 1 (Funda negra incluida) – Metalistería blanca

- 151-6216-01 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda verde incluida) – Metalistería negra
- 151-6216-03 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda azul incluida) – Metalistería negra
- 151-6216-04 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) – Metalistería negra
- 151-6216-05 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) – Metalistería negra
-
- 151-6216-01VIN Tamaño 2 Par de laterales básicos (funda verde incluida) – Metalistería negra
- 151-6216-03VIN Tamaño 2 Par de laterales básicos (funda azul incluida) -Metalistería negra
- 151-6216-04VIN Tamaño 2 Par de laterales básicos (funda color frambuesa incluida)-Metalistería negra
- 151-6216-07VIN Tamaño 2 Par de laterales básicos (funda negra incluida) –Metalistería negra
-
- 151-6217-01 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda verde incluida) - Metalistería blanca
- 151-6217-03 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda azul incluida) -Metalistería blanca
- 151-6217-04 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería blanca
- 151-6217-05 Par laterales básicos tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería blanca
-
- 151-6217-01VIN Par laterales básicos tamaño 2 (Funda verde incluida) - Metalistería blanca
- 151-6217-03VIN Par laterales básicos tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6217-04VIN Par laterales básicos tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6217-07VIN Par laterales básicos tamaño 2 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
-
- 151-6312-01 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda verde incluida) - Metalistería negra
- 151-6312-03 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda azul incluida) - Metalistería negra
- 151-6312-04 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería negra
- 151-6312-05 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería negra
-
- 151-6312-01VIN Tamaño 3 Par de laterales básicos (funda verde incluida) – Metalistería negra
- 151-6312-03VIN Tamaño 3 Par de laterales básicos (funda azul incluida) – Metalistería negra
- 151-6312-04VIN Tamaño 3 Par de laterales básicos (funda color frambuesa incluida)-Metalistería negra
- 151-6312-07VIN Tamaño 3 par de laterales básicos (funda negra incluida) -Metalistería negra

- 151-6313-01 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda verde incluida) -Metalistería blanca
- 151-6313-03 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6313-04 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6313-05 Par laterales básicos tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) Metalistería blanca

- 151-6313-01VIN Par laterales básicos tamaño 3 (Funda verde incluida) -Metalistería blanca
- 151-6313-03VIN Par laterales básicos tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6313-04VIN Par laterales básicos tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6313-07VIN Par laterales básicos tamaño 3 (Funda negra incluida) Metalistería blanca

- 151-6218-05 Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda ébano gris incluida) -Metalistería negra
- 151-6218-06 Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda gris perla incluida) -Metalistería negra

- 151-6218-05VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda ébano gris incluida) -Metalistería negra
- 151-6218-07VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda negra incluida) -Metalistería negra

- 151-6219-05 Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda ébano gris incluida) -Metalistería blanca
- 151-6219-06 Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda gris perla incluida) -Metalistería blanca

- 151-6219-05VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda ébano gris incluida) -Metalistería blanca
- 151-6219-07VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño medio (Funda negra incluida) -Metalistería blanca

- 151-6314-05 Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería negra
- 151-6314-06 Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda gris perla incluida) -Metalistería negra

- 151-6314-05VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería negra
- 151-6314-07VIN Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda negra incluida) - Metalistería negra

- 151-6315-05 Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería blanca
- 151-6315-06 Par de almohadillas de prolongación tamaño 3 (Funda gris perla incluida) Metalistería blanca

- 151-6315-05VIN Tamaño 3 Par de almohadillas de prolongación (Funda gris ébano incluida)
Metalistería blanca
- 151-6315-07VIN Tamaño 3 Par de almohadillas de prolongación (Funda negra incluida)
Metalistería blanca
- 151-1754 Almohadilla lateral tamaño 1 (par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería negra
- 151-2754 Almohadilla lateral tamaño 2 (par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería negra
- 151-3754 Almohadilla lateral tamaño 3 (par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería negra
- 151-6113 Almohadilla lateral tamaño 1 (par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería blanca
- 151-6220 Almohadilla lateral tamaño 2(par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería blanca
- 151-6316 Almohadilla lateral tamaño 3 (par de equipos de ajuste solamente)
Metalistería blanca
- 151-6114-01 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 1 (Verde)
- 151-6114-03 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 1 (azul)
- 151-6114-04 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 1 (Frambuesa)
- 151-6114-05 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 1 (ébano gris)
- 151-6114-01VIN Tamaño 1 Par de fundas almohadillas laterales (Verde)
- 151-6114-03VIN Tamaño 1 Par de fundas almohadillas laterales (Azul)
- 151-6114-04VIN Tamaño 1 Par de fundas almohadillas laterales (Frambuesa)
- 151-6114-07VIN Tamaño 1 Par de fundas almohadillas laterales (Negro)
- 151-6221-01 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (Verde)
- 151-6221-03 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (azul)
- 151-6221-04 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (Frambuesa)
- 151-6221-05 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (ébano gris)
- 151-6221-01VIN Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (Verde)
- 151-6221-03VIN Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (azul)
- 151-6221-04VIN Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (Frambuesa)
- 151-6221-07VIN Par fundas de almohadillas laterales tamaño 2 (Negro)
- 151-6316-01 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 3 (Verde)
- 151-6316-03 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 3 (azul)
- 151-6316-04 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 3 (Frambuesa)
- 151-6316-05 Par fundas de almohadillas laterales tamaño 3 (ébano gris)
- 151-6316-01VIN Tamaño 3 Par de fundas almohadillas laterales (Verde)
- 151-6316-03VIN Tamaño 3 Par de fundas almohadillas laterales (Azul)
- 151-6316-04VIN Tamaño 3 Par de fundas almohadillas laterales (Frambuesa)
- 151-6316-07VIN Tamaño 3 Par de fundas almohadillas laterales (Negro)

- 151-6115-01 Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda verde incluida) –Metalistería negra
- 151-6115-03 Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda azul incluida) - Metalistería negra
- 151-6115-04 Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda frambuesa incluida) – Metalistería negra
- 151-6115-05 Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda ébano gris incluida) – Metalistería negra
- 151-6115-01VIN Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda verde incluida) –Metalistería negra
- 151-6115-03VIN Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda azul incluida) – Metalistería negra
- 151-6115-04VIN Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (funda frambuesa incluida) – Metalistería negra
- 151-6115-07VIN Tamaño 1 Par de almohadillas laterales (cubierta negra incluida)-Metalistería negra
- 151-6116-01 Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-03 Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-04 Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda color frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-05 Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-01VIN Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-03VIN Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-04VIN Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda color frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6116-07VIN Par almohadillas laterales tamaño 1 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
- 151-6222-01 Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería negra
- 151-6222-03 Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6222-04 Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
- 151-6222-05 Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) Metalistería negra
- 151-6222-01VIN Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería negra
- 151-6222-03VIN Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6222-04VIN Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
- 151-6222-07VIN Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda negra incluida) Metalistería negra
- 151-6223-01 Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería blanca

151-6223-03	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
151-6223-04	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
151-6223-05	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) Metalistería blanca
151-6223-01VIN	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
151-6223-03VIN	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
151-6223-04VIN	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
151-6223-07VIN	Par almohadillas laterales tamaño 2 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
151-6317-01	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda verde incluida) Metalistería negra
151-6317-03	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería negra
151-6317-04	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
151-6317-05	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) Metalistería negra
151-6317-01VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda verde incluida) - Metalistería negra
151-6317-03VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda azul incluida) - Metalistería negra
151-6317-04VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería negra
151-6317-07VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda negra incluida) - Metalistería negra
151-6318-01	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda verde incluida) - Metalistería blanca
151-6318-03	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda azul incluida) - Metalistería blanca
151-6318-04	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería blanca
151-6318-05	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) - Metalistería blanca
151-6318-01VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda verde incluida) - Metalistería blanca
151-6318-03VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda verde incluida) - Metalistería blanca
151-6318-04VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) - Metalistería blanca
151-6318-07VIN	Par almohadillas laterales tamaño 3 (Funda negra incluida) - Metalistería blanca
151-6224-01	Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería negra

- 151-6224-03 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6224-04 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
- 151-6224-05 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) Metalistería negra
- 151-6224-01VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería negra
- 151-6224-03VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6224-04VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
- 151-6224-07VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda negra incluida) Metalistería negra
- 151-6225-01 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-03 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-04 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-05 Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda ébano gris incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-01VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-03VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-04VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
- 151-6225-07VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 2 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
- 151-6320-01 Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda verde incluida) Metalistería negra
- 151-6320-03 Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6320-04 Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra
- 151-6320-05 Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) Metalistería negra
- 151-6320-01VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda verde incluida) Metalistería negra
- 151-6320-03VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería negra
- 151-6320-04VIN Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería negra

151-6320-07VIN	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda negra incluida) Metalistería negra
151-6321-01	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
151-6321-03	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
151-6321-04	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
151-6321-05	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda ébano gris incluida) Metalistería blanca
151-6321-01VIN	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda verde incluida) Metalistería blanca
151-6321-03VIN	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda azul incluida) Metalistería blanca
151-6321-04VIN	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda frambuesa incluida) Metalistería blanca
151-6321-07VIN	Almohadilla lateral de abducción tamaño 3 (Funda negra incluida) Metalistería blanca
155-H001-L600	Arnés H Pequeño y Kit de correas (Leckey)
155-H001-L601	Arnés H Mediano y kit de correas (Leckey)
155-H001-L602	Arnés H Grande y kit de correas (Leckey)
155-H001-L603	Arnés H XGrande y kit de correas (Leckey)
155-N001-L600	Arnés H Estrecho Pequeño y kit de correas Strap (Leckey)
155-N001-L601	Arnés Estrecho Mediano y kit de correas (Leckey)
155-N001-L602	Arnés estrecho Grande y kit de correas (Leckey)
155-N001-L603	Arnés estrecho XGrande y kit de correas (Leckey)
155-N001-L604	Arnés estrecho XXGrande y kit de correas (Leckey)
120-799	Arnés de tronco pequeño (Mygo)
120-757	Arnés de tronco mediano (Mygo)
117-761	Arnés de tronco grande (Mygo)
117-750	Correa de extensión del arnés (10 cm)
151-6122	S1 Bandeja de Madera Rotatoria
151-6231	S2 Bandeja de Madera Rotatoria
151-6326	S3 Bandeja de Madera Rotatoria
151-1644	S1 Bandeja de Plástico
151-2644	S2 Bandeja de Plástico
133-2148	Montaje de bandeja (reposabrazos extendida transparente)
133-2149	Montaje de bandeja (reposabrazos extendida negro)
151-3766	Montaje de bandeja transparente (20mm anchura adicional del asiento)
151-3767	Montaje de bandeja negra (20 mm anchura adicional del asiento)

ACCESORIOS DE SOPORTE DE LA CADERA

151-1660	S1 Cinturón pélvico de 4 puntos
151-2660	S2 Cinturón pélvico de 4 puntos
151-3660	S3 Cinturón pélvico de 4 puntos

ACCESORIOS DE SOPORTE DEL PIE

151-1745	S1 Reposapiés en metal de una pieza -Negro
151-2745	S2 Reposapiés en metal de una pieza -Negro
151-3745	S3 Reposapiés en metal de una pieza -Negro

151-6123	S1 Reposapiés en metal de una pieza- Blanco
151-6223	S2 Reposapiés en metal de una pieza-Blanco
151-6327	S3 Reposapiés en metal de una pieza-Blanco

151-1746	S1 Reposapiés de madera de una pieza
151-6232	S2 Reposapiés de madera de una pieza
151-3746	S3 Una pieza reposapiés de madera

151-6125	S1 – Reposapiés de madera de una pieza-Blanco
151-6235	S2 Reposapiés de madera de una pieza-Blanco
151-6329	S3 Reposapiés de madera de una pieza-Blanco

152-1600	S1 Sandalias incluyendo correas
152-2600	S2 Sandalias incluyendo correas
152-3600	S3 Sandalias incluyendo correas

151-1755	S1 Correas reposapiés
151-2755	S2 Correas reposapiés
151-3755	S3 Correas reposapiés

151-1760	1" ELEVADOR SANDALIA (1 OFF) S1 y 2
151-3760	1" ELEVADOR SANDALIA (1 OFF) S3

AH01	Par de tobilleras pequeñas
AH02	Par de tobilleras medianas

OTROS ACCESORIOS

151-6117	Tamaño 1 Reposabrazos (par)
151-6226	Tamaño 2 Reposabrazos (par)
151-3747	Tamaño 3 Reposabrazos (par)
151-6124	Tamaño 1 Reposabrazos (par) Blanco
151-6234	Tamaño 2 Reposabrazos (par) Blanco
151-6328	Tamaño 3 Reposabrazos (par) Blanco

151-6118-01	Tamaño 1 Taco Abductor Disco (verde) – Metalistería negra
151-6118-03	Tamaño 1 Taco Abductor Disco (azul) - Metalistería negra
151-6118-04	Tamaño 1 Taco Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería negra

151-6118-05 Tamaño 1 Taco Abductor Disco (ébano gris) - Metalistería negra

151-6118-01VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (verde) - Metalistería negra
151-6118-03VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (azul) - Metalistería negra
151-6118-04VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería negra
151-6118-07VIN Tamaño 1 Disco Taco Abductor (Negro) - Metalistería negra

151-6119-01 Tamaño 1 Taco Abductor Disco (verde) - Metalistería Blanca
151-6119-03 Tamaño 1 Taco Abductor Disco (azul) - Metalistería Blanca
151-6119-04 Tamaño 1 Taco Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería Blanca
151-6119-05 Tamaño 1 Disco Taco Abductor (ébano gris) - Metalistería Blanca

151-6119-01VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (verde)- Metalistería Blanca
151-6119-03VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (azul)- Metalistería Blanca
151-6119-04VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (frambuesa)- Metalistería Blanca
151-6119-07VIN Tamaño 1 Taco Abductor Disco (negro)- Metalistería Blanca

151-6227-01 Tamaño 2 Taco Abductor Disco (verde) - Metalistería Negra
151-6227-03 Tamaño 2 Taco Abductor Disco (azul) - Metalistería Negra
151-6227-04 Tamaño 2 Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería Negra
151-6227-05 Tamaño 2 Disco Abductor (ébano gris) - Metalistería Negra

151-6227-01VIN Tamaño 2 Abductor Disco (verde) - Metalistería Negra
151-6227-03VIN Tamaño 2 Abductor Disco (azul) - Metalistería Negra
151-6227-04VIN Tamaño 2 Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería Negra
151-6227-07VIN Tamaño 2 Disco Abductor (Negro) - Metalistería Negra

151-6228-01 Tamaño 2 Abductor Disco (verde) - Metalistería Blanca
151-6228-03 Tamaño 2 Abductor Disco (azul) - Metalistería Blanca
151-6228-04 Tamaño 2 Abductor Disco (Frambuesa) - Metalistería Blanca
151-6228-05 Tamaño 2 Disco Abductor (ébano gris) - Metalistería Blanca

151-6228-01VIN Tamaño 2 Abductor Disco (verde)- Metalistería Blanca
151-6228-03VIN Tamaño 2 Abductor Disco (azul)- Metalistería Blanca
151-6228-04VIN Tamaño 2 Abductor Disco (frambuesa)- Metalistería Blanca
151-6228-07VIN Tamaño 2 Abductor Disco (negro)- Metalistería Blanca

151-6322-01 Tamaño 3 Disco Taco Abductor (verde) - Metalistería negra
151-6322-03 Tamaño 3 Disco Taco Abductor (azul) -Metalistería negra
151-6322-04 Tamaño 3 Disco Taco Abductor (Frambuesa) -Metalistería negra
151-6322-05 Tamaño 3 Disco Taco Abductor (ébano gris) -Metalistería negra

151-6322-01VIN Tamaño 3 Disco Taco Abductor (verde) -Metalistería negra
151-6322-03VIN Tamaño 3 Disco Taco Abductor (azul) -Metalistería negra
151-6322-04VIN Tamaño 3 Disco Taco Abductor (Frambuesa) -Metalistería negra
151-6322-07VIN Tamaño 3 Disco Taco Abductor (ébano gris) -Metalistería negra

151-6323-01 Tamaño 3 Disco Taco Abductor (verde) -Metalistería blanca

151-6323-03	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (azul) -Metalistería blanca
151-6323-04	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (Frambuesa) -Metalistería blanca
151-6323-05	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (ébano gris) -Metalistería blanca
151-6323-01VIN	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (verde) -Metalistería blanca
151-6323-03VIN	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (azul) -Metalistería blanca
151-6323-04VIN	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (Frambuesa) -Metalistería blanca
151-6323-07VIN	Tamaño 3 Disco Taco Abductor (negro) -Metalistería blanca
151-6120-01	Abductor en forma de cuña S1 (verde) -Metalistería negra
151-6120-03	Abductor en forma de cuña S1 (azul) - Metalistería negra
151-6120-04	Abductor en forma de cuña S1 (Frambuesa) - Metalistería negra
151-6120-05	Abductor en forma de cuña S1 (ébano gris) - Metalistería negra
151-6120-01VIN	Abductor en forma de cuña S1 (verde) - Metalistería negra
151-6120-03VIN	Abductor en forma de cuña S1 (azul) - Metalistería negra
151-6120-04VIN	Abductor en forma de cuña S1 (Frambuesa) - Metalistería negra
151-6120-07VIN	Abductor en forma de cuña S1 (Negro) - Metalistería negra
151-6121-01	Abductor en forma de cuña S1 (verde) Metalistería blanca
151-6121-03	Abductor en forma de cuña S1 (azul) Metalistería blanca
151-6121-04	Abductor en forma de cuña S1 (Frambuesa) Metalistería blanca
151-6121-05	Abductor en forma de cuña S1 (ébano gris) Metalistería blanca
151-6121-01VIN	Abductor en forma de cuña S1 (verde) - Metalistería blanca
151-6121-03VIN	Abductor en forma de cuña S1 (azul) - Metalistería blanca
151-6121-04VIN	Abductor en forma de cuña S1 (Frambuesa) - Metalistería blanca
151-6121-07VIN	Abductor en forma de cuña S1 (Negro) - Metalistería blanca
151-6229-01	Abductor en forma de cuña S2 (verde)- Metalistería negra
151-6229-03	Abductor en forma de cuña S2 (azul)- Metalistería negra
151-6229-04	Abductor en forma de cuña S2 (frambuesa)- Metalistería negra
151-6229-05	Abductor en forma de cuña S2 (ébano gris)- Metalistería negra
151-6229-01VIN	Abductor en forma de cuña S2 (verde) - Metalistería negra
151-6229-03VIN	Abductor en forma de cuña S2 (azul) - Metalistería negra
151-6229-04VIN	Abductor en forma de cuña S2 (Frambuesa) - Metalistería negra
151-6229-07VIN	Abductor en forma de cuña S2 (Negro) -Metalistería negra
151-6230-01	Abductor en forma de cuña S2 (verde) Metalistería blanca
151-6230-03	Abductor en forma de cuña S2 (azul) Metalistería blanca
151-6230-04	Abductor en forma de cuña S2 (Frambuesa) Metalistería blanca
151-6230-05	Abductor en forma de cuña S2 (ébano gris) Metalistería blanca
151-6230-01VIN	Abductor en forma de cuña S2 (verde) - Metalistería blanca
151-6230-03VIN	Abductor en forma de cuña S2 (azul) - Metalistería blanca
151-6230-04VIN	Abductor en forma de cuña S2 (Frambuesa) -Blanco Metalistería
151-6230-07VIN	Abductor en forma de cuña S2 (Negro) - Metalistería blanca

151-6334-01 Abductor en forma de cuña S3 (Verde)- Metalistería negra
151-6334-03 Abductor en forma de cuña S3 (Azul)- Metalistería negra
151-6334-04 Abductor en forma de cuña S3 (Frambuesa)- Metalistería negra
151-6334-05 Abductor en forma de cuña S3 (Ébano gris)- Metalistería negra

151-6334-01VIN Abductor en forma de cuña S3 (Verde)- Metalistería negra
151-6334-03VIN Abductor en forma de cuña S3 (Azul)- Metalistería negra
151-6334-04VIN Abductor en forma de cuña S3 (Frambuesa)- Metalistería negra
151-6334-07VIN Abductor en forma de cuña S3 (Negro)- Metalistería negra

151-6335-01 Abductor en forma de cuña S3 (Verde)- Metalistería blanca
151-6335-03 Abductor en forma de cuña S3 (Azul)- Metalistería blanca
151-6335-04 Abductor en forma de cuña S3 (Frambuesa)- Metalistería blanca
151-6335-05 Abductor en forma de cuña S3 (Ébano gris)- Metalistería blanca

151-6335-01VIN Abductor en forma de cuña S3 (Verde) - Metalistería blanca
151-6335-03VIN Abductor en forma de cuña S3 (Azul) - Metalistería blanca
151-6335-04VIN Abductor en forma de cuña S3 (Frambuesa) - Metalistería blanca
151-6335-07VIN Abductor en forma de cuña S3 (Negro) - Metalistería blanca

151-6239 EDS Muestrario

Notes

Notes

LECKEY^o

Leckey
19C Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9260 0750
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com



24 hour postural
care for babies,
kids & adults.
Sleeping, Sitting,
Standing, Walking,
Moving, Bathing,
Toileting.



LS333-01